

Cypress

柏訊

www.boppard.cn

分析特集 Vol. 1

● 农残兽残分析

● 药物分析

● 食品分析

● 环境分析

Boppard

宝柏 中国

目录

简介	2	9. 色素	28
农残兽残分析	3	10. 抗氧化剂	28
1. 农药标准品	3	11. 维生素	28
2. 农药可溯源标准品	12	12. 氨基酸	29
3. 农药残留混合标准溶液	14	13. 有毒细菌	29
4. 农残溶剂	19	14. ATP 荧光检测	29
5. LC/MS 溶剂	19	15. 过敏原	30
6. 农残前处理柱	19	16. 黄曲霉毒素	30
7. 兽药标准品	21	环境分析	30
药物分析	23	1. 地下水检测	30
1. 天然药物标准品	23	2. 磺酸盐类阴离子表面活性剂	31
2. 合成药物标准品	25	3. 海水营养盐分析用 CSK 标准溶液	31
食品分析	26	4. 全氟物质	32
1. 反式脂肪酸酯	26	5. 微囊藻毒素	32
2. 甘油三酯	26	6. 卤代烷	32
3. MCDP 及其脂肪酸酯	26	7. 醛类物质	33
4. 缩水甘油脂肪酸酯	26	8. 色度、浊度	33
5. 甜叶菊提取物	27	9. 废水测定	34
6. 密胺	27	10. 挥发酚	34
7. 糖苷	27	11. 多环芳烃	34
8. 叶绿素	28	12. 塑化剂	35
		13. 其他环境分析试剂	35
		14. 前处理柱	36

简介

分析化学 (Analytical Chemistry) 的主要任务是鉴定物质的化学组成 (元素、离子、官能团、或化合物)、测定物质的有关组分的含量、确定物质的结构 (化学结构、晶体结构、空间分布) 和存在形态 (价态、配位态、结晶态) 及其与物质性质之间的关系等。

在分析化学中按照大的范围来划分, 可分为化学分析、仪器分析两部分。化学分析是基础, 仪器分析是新世纪的发展方向。

在仪器分析中除了要用到大型的仪器, 如高效液相色谱仪 (HPLC)、气相色谱仪 (GC)、气质联用 (GC/MS)、液质联用 (LC/MS)、原子吸光光谱仪 (AA)、电感耦合 - 等离子体光谱分析仪 (ICP) 等等。这些高灵敏性的仪器在使用时都需配套使用高纯度、高品质的试剂 (标准品、溶剂) 来进行检测。特别是在检测痕量微量成分样品时, 试剂的纯度起着至关重要的作用。然而也有很多的样品由于所含杂质成分较多, 需要将样品进行分离纯化才能达到检测的要求, 这种分离纯化往往就需要用到一些专用的前处理柱来将目标物质分离出来。



和光純薬工業株式会社

Wako Pure Chemical Industries, Ltd.

本书产品主要由 Wako 提供。和光纯药是世界五大试剂生产商之一, 以其高品质的试剂闻名于世, 所生产的各类产品均获得 ISO9002 认可。Wako 系列试剂涵盖了几几乎所有试剂领域, 包括生命科学、分析化学、有机化学、无机化学等, 约有 50 多万种试剂。其分析化学领域也有着非常全面的产品线, 包含各种溶剂、标准品、色谱柱、前处理柱等类型产品。

本书中仅列出了部分常用的分析试剂, 产品涉及农残兽残分析、药物分析、食品分析、环境分析领域。宝柏所提供的试剂一直在不断更新中, 如您所需的产品在此书中未找到, 欢迎直接联系我们。

农残兽残分析

农药标准品

为农残专用级别或 HPLC 级别的农药标准品，纯度均大于 98%。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
205-16281	beta-Trenbolone Standard	三烯酮标准品	10161-33-8	200mg	1,680
020-15311	Butylhydroxyanisole Standard(mixture of isomers)	丁基羟基茴香醚标准品	25013-16-5	200mg	500
086-08241	Hydrocortisone Standard	氢化可的松标准品	50-23-7	200mg	900
158-02531	Oxacillin Sodium Monohydrate Standard	苯唑西林钠一水合物标准品	7240-38-2	200mg	900
159-02561	Oxyclozanide Standard	五氯柳胺标准品	2277-92-1	200mg	670
208-16271	Trenbolone Acetate Standard	乙酸去甲雄三烯醇酮标准品	10161-34-9	200mg	1,680
159-02681	(5Z)-Orysastrobins Standard	(5Z)- 肟醚菌胺标准品		50mg	4,490
011-20051	(Aminomethyl)phosphonic Acid Standard	氨基磷酸标准品	1066-51-9	200mg	1,570
044-26063	(E)-Dimethylvinphos Standard	E- 甲基毒虫畏标准品	71363-52-5	50mg	5,390
063-04131	(E)-Ferimzone Standard	E- 噁菌腈标准品		200mg	3,480
139-15891	(E)-Metominostrobin Standard	(E)- 苯氧菌胺标准品	133408-50-1	100mg	3,370
132-15521	(E)-Mevinphos Standard	(E)- 速灭磷标准品	298-01-1	100mg	3,700
167-16691	(E)-Pyrifinox Standard	E- 啉 斑肟标准品	83227-22-9	200mg	2,920
166-19841	(E)-Pyriminobac-methyl Standard	噁草醚标准品	147411-69-6	200mg	2,810
215-01331	(R)-Uniconazole Standard	烯效唑标准品	83657-16-3	50mg	3,930
023-12741	(RS)-s-Butylamine Standard	(+/-)-1- 甲基丙胺标准品	13952-84-6	200mg	730
045-25231	(Z)-Dimethylvinphos Standard	(Z)- 二甲基亚硝胺标准品	67628-93-7	200mg	1,350
067-05011	(Z)-Fenpyroximate Standard	(Z)- 唑啉酯标准品	149054-53-5	20mg	3,370
066-04121	(Z)-Ferimzone Standard	(Z)- 噁菌腈标准品	89269-64-7	200mg	2,130
139-15911	(Z)-Metominostrobin Standard	(Z)- 苯氧菌胺标准品	133408-51-2	20mg	3,370
139-15531	(Z)-Mevinphos Standard	(Z)- 速灭磷标准品	338-45-4	100mg	3,700
160-16701	(Z)-Pyrifinox Standard	(Z)- 比芬诺标准品	83227-23-0	200mg	2,920
163-19851	(Z)-Pyriminobac-methyl Standard	(Z)- 噁草醚标准品	147411-70-9	50mg	2,810
044-29601	1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane Standard	1,1- 二氯 -2,2- 二 (4- 乙苯) 乙烷标准品	72-56-0	200mg	1,230
054-04121	1,2-Dibromoethane Standard Solution	1,2- 二溴甲烷标准溶液	106-93-4	1mL×5	1,800
133-14831	1-Methylpiperidine Standard	1- 甲基哌啶标准品	626-67-5	200mg	730
141-06501	1-Naphthylacetamide Standard	萘乙酰胺标准品	86-86-2	200mg	880
148-06511	1-Naphthylacetic Acid Standard	α- 萘乙酸标准品	86-87-3	200mg	560
208-11911	2,4,5-T Standard	2,4,5-T 标准品	93-76-5	200mg	900
204-13451	2,4,5-T-butyl Standard	2,4,5- 特丁基标准品	93-79-8	200mg	1,400
203-15481	2,4,6-Trichlorophenol Standard	三氯苯酚标准品	88-06-2	200mg	900
048-29741	2,4-DB Standard	2,4-DB 标准品	94-82-6	200mg	1,120
045-25591	2,4-Dichloroaniline Standard	2,4- 二氯苯胺标准品	554-00-7	200mg	620
164-18161	2,4-PA-butyl Standard	2,4- 聚酰胺 - 丁基标准品	94-80-4	200mg	710
045-29371	2,6-Difluorobenzoic Acid Standard	2,6- 二氟苯甲酸标准品	385-00-2	200mg	1,010
043-29811	2,6-Diisopropyl naphthalene Standard	2,6- 二异丙基标准品	24157-81-1	200mg	950
011-08711	2-Aminobenzimidazole Standard	2- 氨基苯并咪唑标准品	934-32-7	200mg	990
169-17871	2-Phenylphenol Standard	邻苯基苯酚标准品	90-43-7	200mg	670
206-16951	3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole Standard	3- (2,4,6- 三甲基苯基磺酰基) -1,2,4- 三唑标准品	149591-20-8	50mg	2,020
134-11941	3-(Methylphosphinico)propionic Acid Standard	3-(甲基膦酸基)- 丙酸标准品	15090-23-0	200mg	2,360
085-08571	3-Hydroxycarbofuran Standard	3- 羟基咪唑丹标准品	16655-82-6	50mg	1,680
046-28441	4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone Standard	4,4- 双甲基 -2- 噁唑烷酮标准品	26654-39-7	200mg	2,810
030-19511	4-CPA Standard	对氯苯氧乙酸标准品	122-88-3	200mg	840
086-08501	4-Hydroxybiphenyl Standard	对羟基苯酚标准品	92-69-3	200mg	900
131-15731	4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid Standard	4- 甲基 -1,2,3- 噻二唑 -5- 甲酸标准品	18212-21-0	100mg	2,810
080-08521	5-Hydroxythiabendazole Standard	5- 羟基噻苯咪唑标准品	948-71-0	20mg	3,930
022-15251	6-Benzylaminopurine Standard	6- 苄氨基嘌呤标准品	1214-39-7	200mg	1,350
032-20561	6-Chloropicolinic Acid Standard	2- 氯吡啶 -6- 羧酸 标准品	4684-94-0	100mg	2,810
016-20361	Abamectin Standard	阿维菌素标准品	71751-41-2	200mg	1,570
018-18591	Acequinocyl Standard	灭螨醌标准品	57960-19-7	200mg	2,240
011-18601	Acequinocyl-hydroxy Standard	羟基灭螨醌标准品	57960-31-3	200mg	2,240
014-16491	Acetamidiprid Standard	啉虫脒标准品	160430-64-8	200mg	1,680
013-20511	Acetochlor Standard	乙草胺标准品	34256-82-1	100mg	1,350
018-19451	Acibenzolar Acid Standard	阿拉酸式苯标准品	35272-27-6	100mg	3,250
014-18331	Acibenzolar-S-methyl Standard	阿拉酸式苯 -S- 甲基标准品	135158-54-2	200mg	1,680

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
010-20521	Acifluorfen Standard	三氟羧草醚标准品	50594-66-6	200mg	1,350
013-15741	ACN Standard	ACN 标准品	2797-51-5	200mg	1,230
018-16651	Acrinathrin Standard	氟丙菊酯标准品	101007-06-1	200mg	3,370
017-15521	Alanycarb Standard	棉铃威标准品	83130-01-2	200mg	2,240
018-17011	Allethrin Standard	烯丙菊酯标准品	584-79-2	200mg	2,360
019-20611	Allidochlor Standard	二丙烯草胺标准品	93-71-0	100mg	1,460
015-09733	Alloxydim-Sodium Standard	禾草灭标准品	55635-13-7	200mg	1,010
019-13641	Ametryn Standard	莠灭净标准品	834-12-8	200mg	1,850
011-14941	Amitraz Metabolite Hydrochloride Standard	双甲脒盐酸盐代谢物标准品	51550-40-4	200mg	1,760
015-09593	Amitraz Standard	双甲脒标准品	33089-61-1	200mg	790
016-14011	Amitrole Standard	氨基三唑标准品	61-82-5	200mg	1,010
014-21521	Anilofos Oxon Standard	莎稗磷牛津郡标准品	171980-56-6	50mg	3,140
013-21611	Azaconazole Standard	氧环唑标准品	60207-31-0	100mg	1,570
013-23311	Azamethiphos Standard	甲基吡啶磷标准品	35575-96-3	100mg	900
012-18251	Azimsulfuron Standard	四唑嘧磺隆标准品	120162-55-2	200mg	2,240
012-16051	Azinphos-methyl Standard	保棉磷标准品	86-50-0	200mg	1,910
019-15601	Azocyclotin Standard	三唑锡标准品	41083-11-8	200mg	1,740
015-19003	Azoxystrobin Standard	啉菌酯标准品	131860-33-8	100mg	2,240
028-12791	Benalaxyl Standard	苯霜灵标准品	71626-11-4	200mg	1,680
028-11691	Bendiocarb Standard	噁虫威标准品	22781-23-3	200mg	1,570
023-09551	Benfuracarb Standard	丙硫克百威标准品	82560-54-1	200mg	1,910
027-12881	Benfuresate Standard	呋草黄标准品	68505-69-1	200mg	2,240
028-16831	Benoxacor Standard	解草酮标准品	98730-04-2	100mg	1,010
024-09363	Bensultap Standard	杀虫磺标准品	17606-31-4	200mg	1,180
021-15961	Benthiavalecarb-isopropyl Standard	苯噻菌胺标准品	177406-68-7	100mg	1,680
023-15781	Benzobicyclon Standard	苯并双环酮标准品	156963-66-5	100mg	2,810
020-06761	Benzoepin Sulfate Standard	硫丹硫酸盐标准品	1031-07-8	200mg	2,470
025-16221	Benzofenap Standard	联苯肼酯标准品	82692-44-2	100mg	2,810
021-07313	Benzomate Standard	苯螨特标准品	29104-30-1	200mg	1,010
023-12861	Binapacryl Standard	乐杀螨标准品	485-31-4	200mg	1,410
021-12801	Bioresmethrin Standard	生物甲呋菊酯标准品	28434-01-7	200mg	1,230
026-12731	Biphenyl Standard	联苯标准品标准品	92-52-4	200mg	450
024-14111	Bispyribac-sodium Standard	双嘧草醚标准品	125401-92-5	100mg	2,240
024-10233	Bitertanol Standard	联苯三唑醇标准品	55179-31-2	200mg	840
027-15821	Boscalid Standard	啉酰菌胺标准品	188425-85-6	100mg	1,680
024-06943	BPPS Standard	克螨特标准品	2312-35-8	200mg	1,800
022-06983	Bromacil Standard	除草定标准品	314-40-9	200mg	790
028-12671	Bromobutide-debromo Standard	溴丙酸 - 脱溴基标准品	75463-73-9	200mg	3,930
020-15431	Bromochloromethane Standard	溴溴甲烷标准品	74-97-5	200mg	750
028-12811	Bromophos Standard	溴硫磷标准液	2104-96-3	200mg	1,460
025-12821	Bromophos-ethyl Standard	乙基溴硫磷标准品	4824-78-6	200mg	3,140
023-15541	Bromoxynil Standard	溴苯腈标准品	1689-84-5	200mg	1,120
028-06963	BRP Standard	三溴磷标准品	300-76-5	200mg	790
021-16821	Bupirimate Standard	乙啉酚磺酸酯标准品	41483-43-6	100mg	1,230
024-08263	Buprofezin Standard	噻嗪酮标准品	69327-76-0	200mg	670
021-12161	Butachlor Standard	去草胺标准品	23184-66-9	200mg	860
024-15571	Butamifos Oxon Standard	牛津郡克曼磷标准品	56362-05-1	100mg	3,370
026-12971	Butylate Standard	丁草特标准品	2008-41-5	200mg	3,480
036-18871	Cadusafos Standard	硫线磷标准品	95465-99-9	100mg	1,800
035-17001	Cafenstrole Standard	唑草胺标准品	125306-83-4	200mg	2,240
034-08301	Captan Standard	克菌丹标准品	133-06-2	200mg	580
031-16361	Carbosulfan Standard	丁硫克百威标准品	55285-14-8	200mg	1,350
030-20361	Carfentrazone-ethyl Standard	氟啉唑草标准品	128639-02-1	100mg	2,580
039-08611	Chinomethionate Standard	灭螨猛标准品	2439-01-2	200mg	1,010
038-10293	Chlomethoxynil Standard	氯硝醚标准品	32861-85-1	200mg	1,680
038-21261	Chlorantraniliprole Standard	氯虫苯甲酰胺标准品	500008-45-7	50mg	2,810
038-22121	Chlorbenside Standard	氯杀螨标准品	103-17-3	100mg	1,350
036-16671	Chlorimuron-ethyl Standard	氯嘧磺隆标准品	90982-32-4	200mg	4,040
033-14981	Chlormequat Standard	矮壮素标准品	999-81-5	200mg	900
136-06192	Chloroacetic Anhydride	氯乙酸酐标准品	541-88-8	25g	2,020
033-08273	Chlorobenzilate Standard	乙酯杀螨醇标准品	510-15-6	200mg	670
031-08291	Chlorophenamidine Hydrochloride Standard	氯苯甲脒氯化物标准品	19750-95-9	200mg	1,010
037-09653	Chloropropylate Standard	丙酯杀螨醇标准品	5836-10-2	200mg	1,120

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
030-19751	Chloroxuron Standard	枯草隆标准品	1982-47-4	200mg	1,120
037-20131	Chlorpyrifos Oxon Standard	陶斯松氧化物标准品	5598-15-2	100mg	2,810
031-08811	Chlorpyrifos Standard	毒死蜱标准品	2921-88-2	200mg	680
030-20501	Chlorpyrifos-methyl Oxon Standard	福司吡酯标准品	5598-52-7	100mg	3,370
031-09673	Chlorpyrifos-methyl Standard	甲基毒死蜱标准品	5598-13-0	200mg	900
039-17141	Chlorsulfuron Standard	绿黄隆标准品	64902-72-3	100mg	2,580
033-18141	Chromafenozide Standard	环虫酰肼标准品	143807-66-3	200mg	2,240
031-20771	CIA Standard	5- 氯 -1H- 吡唑 -3- 乙酸标准品	27328-68-3	100mg	3,370
035-16521	Cinmethylin Standard	环庚草醚标准品	87818-31-3	200mg	3,370
033-16441	Cinosulfuron Standard	醚黄隆标准品	94593-91-6	200mg	1,760
051-07431	cis-N-(2-Ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide Standard	顺式 -N-(2- 乙基己基)-8,9,10- 降冰片烯 -2,3- 辛基二环庚烯二甲酰亚胺标准品	113-48-4	100mg	1,350
030-18651	Clethodim Standard	烯草酮标准品	99129-21-2	200mg	2,240
032-22021	Clodinafop Standard	游离炔草酸标准品	114420-56-3	100mg	2,240
032-21661	Clodinafop-propargyl Standard	炔草酯标准品	105512-06-9	100mg	1,350
031-14541	Clofentezine Standard	四螨嗪标准品	74115-24-5	200mg	1,180
037-20371	Clomazone Standard	异恶草松标准品	81777-89-1	100mg	2,240
033-20731	Clomeprop Standard	稗草胺标准品	84496-56-0	100mg	3,370
033-19861	Cloprop Standard	调果酸标准品	101-10-0	200mg	1,680
039-21671	Cloquintocet-mexyl Standard	解毒唑标准品	99607-70-2	100mg	2,130
030-16571	CMMP Standard	CMMP 标准品	2307-68-8	200mg	1,530
036-08621	CNA Standard	CNA 标准品	99-30-9	200mg	930
032-08983	CNP Standard	4- 氨基四氢吡喃标准品	1836-77-7	200mg	1,350
033-15581	Copper (II) Terephthalate Trihydrate Standard	对苯二甲酸铜三水合物标准品	28758-10-3	200mg	1,510
030-16451	CPCBS Standard	杀螨酯标准品	80-33-1	200mg	1,570
037-17201	CPF Standard	CPF 标准品		200mg	3,030
031-19421	CPMA Standard	CPMA 标准品		100mg	5,050
034-19271	CPMF Standard	CPMF 标准品		200mg	2,810
031-19281	CPT Standard	CPT 标准品		50mg	1,680
038-17351	Cumyluron Standard	苄草隆标准品	99485-76-4	200mg	2,810
033-15081	CVMP Standard	杀虫畏标准品	22248-79-9	200mg	900
032-19711	Cyanamide Standard	氨基氰标准品	420-04-2	200mg	1,010
030-15091	Cyanazine Standard	草净津标准品	21725-46-2	200mg	900
039-08493	CYAP Standard	CYAP 标准品	2636-26-2	200mg	2,020
033-18881	Cyazofamid Standard	赛座灭标准品	120116-88-3	200mg	2,810
037-21351	Cycloate Standard	草灭特标准品	1134-23-2	100mg	950
035-14701	Cycloprothrin Standard	乙腈菊酯标准品	63935-38-6	100mg	2,120
033-18901	Cyclosulfamuron Standard	环磺隆标准品	136849-15-5	200mg	1,680
038-17591	Cycloxydim Standard	噻草酮标准品	101205-02-1	200mg	1,570
036-19231	Cyflufenamid Standard	环氟菌胺标准品	180409-60-3	200mg	2,470
037-20631	Cyflumetofen Standard	丁氟螨酯标准品	400882-07-7	100mg	3,140
033-14361	Cyfluthrin Standard (mixture of isomers)	氟氯氰菊酯标准品	68359-37-5	200mg	1,180
033-15101	Cyhalothrin Standard	氯氟氰菊酯标准品	68085-85-8	200mg	2,690
039-15441	Cypermethrin Standard (mixture of isomers)	氯氰菊酯标准品	52315-07-8	200mg	1,350
032-16891	Cyproconazole Standard	环丙唑醇标准品	94361-06-5	200mg	2,240
035-16261	Cyromazine Standard	灭蝇胺标准品	66215-27-8	200mg	1,680
046-22841	Daminozide Standard	丁酰肼标准品	1596-84-5	200mg	900
045-29631	Dazomet Standard	棉隆标准品	533-74-4	200mg	900
041-26551	DBCP Standard	二溴氯丙烷标准品	96-12-8	200mg	620
048-25461	DBN Standard	1,5- 二氮杂二环己 -5- 烯标准品	1194-65-6	200mg	900
046-18453	DCBP Standard	DCBP 标准品	90-98-2	200mg	900
040-17013	DCIP Standard	二氯异丙醚标准品	108-60-1	200mg	520
046-16471	DCPA Standard	敌草索标准品	709-98-8	200mg	560
046-30391	Demeton-S Standard	内吸磷 -S 标准品	126-75-0	100mg	2,810
047-28111	Desmedipham Standard	甜菜安标准品	13684-56-5	200mg	1,680
042-26461	Diafenthiuron Standard	丁醚腈标准品	80060-09-9	200mg	2,240
044-30451	Diafenthiuron-urea Standard	丁醚脲 - 腈标准品	136337-67-2	100mg	2,810
042-24021	Diazinon Oxon Standard	牛津郡二嗪磷标准品	962-58-3	200mg	3,930
040-26261	Dicamba Standard	麦草畏标准品	1918-00-9	200mg	1,230
041-21193	Dichlofluanid Standard	苯氟磺胺标准品	1085-98-9	200mg	730
045-25611	Dichlone Standard	二氯苯醚标准品	117-80-6	200mg	900
049-29411	Dichlorprop Standard	2,4- 滴丙酸标准品	120-36-5	200mg	1,070

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
040-28101	Diclocymet Standard	酰胺类标准品	139920-32-4	200mg	3,250
040-29681	Diclofop-methyl Standard	禾草灵标准品	51338-27-3	200mg	1,120
044-25201	Diclofomezin Standard	吡啶酮标准品	62865-36-5	200mg	1,350
045-24131	Diethofencarb Standard	乙霉威标准品	87130-20-9	200mg	940
042-25241	Difenoconazole Standard	苯醚甲环唑标准品	119446-68-3	200mg	1,350
045-25851	Difenzoquat Methyl Sulfate Standard	野燕枯甲基硫酸盐标准品	43222-48-6	200mg	1,680
044-28121	Diflufenican Standard	吡氟草胺标准品	83164-33-4	200mg	2,240
045-31581	Diflufenzopyr Standard	氟吡草胺标准品	109293-97-2	100mg	2,240
046-27461	Diflufenetorim Standard	二氟林标准品	130339-07-0	200mg	2,810
042-16211	Difolatan Standard	避蚊胺标准品	2425-06-1	200mg	560
048-28261	Dimethametryn Standard	异戊乙净标准品	22936-75-0	200mg	2,130
043-26751	Dimethenamid Standard	二甲噻草胺标准品	87674-68-8	200mg	2,690
046-25521	Dimethipin Standard	噻节因标准品	55290-64-7	200mg	2,240
040-26901	Dimethirimol Standard	二甲噻酚标准品	5221-53-4	200mg	2,020
045-15841	Dimethoate Standard	乐果标准品	60-51-5	200mg	1,000
049-28671	Dimethomorph Standard(mixture of isomer)	烯酰吗啉标准品	110488-70-5	200mg	1,680
041-29731	Dinotefuran Standard	达特南标准品	165252-70-0	100mg	2,240
041-17021	Diphenamid Standard	草乃敌标准品	957-51-7	200mg	900
041-25211	Diphenylamine Standard	二苯胺标准品	122-39-4	200mg	800
047-30441	Diquat Dibromide Monohydrate Standard	敌草快标准品	6385-62-2	100mg	1,120
044-18373	Dithianon Standard	二氟噻酮标准品	3347-22-6	200mg	1,010
049-30381	DMTP Oxon Standard	牛津郡杀扑磷标准品	39856-16-1	50mg	3,370
047-25291	Dodine Standard	多果定标准品	2439-10-3	200mg	1,460
046-25141	DPA Sodium Standard	双酚酸钠标准品	127-20-8	200mg	1,230
042-26601	DPC Standard	二甲基苯丙醇标准品	39300-45-3	200mg	1,680
043-26251	Dymron Standard	汰草龙标准品	42609-52-9	200mg	1,680
056-03503	ECP Standard	ECP 标准品	97-17-6	200mg	730
053-03133	EDDP Standard	敌瘟磷标准品	17109-49-8	200mg	900
053-06411	Endothal Monohydrate Standard	菌多酸一水合物标准品	145-73-3	200mg	2,470
059-06011	EPN Oxon Standard	牛津郡杀硫磷标准品	2012-00-2	200mg	2,240
054-07661	Epoxiconazole Standard	氟环唑标准品	133855-98-8	200mg	1,680
058-06221	EPTC Standard	扑草灭标准品	759-94-4	200mg	1,910
052-08061	Esfenvalerate Standard	S- 氟戊菊酯标准品	66230-04-4	100mg	2,130
056-06261	ESP Standard	交换性钠饱和度标准品	2674-91-1	200mg	2,470
052-07461	Ethalfuralin Standard	乙丁烯氟灵标准品	55283-68-6	200mg	1,230
059-07591	Ethametsulfuron-methyl Standard	胺苯黄隆标准品	97780-06-8	200mg	2,020
050-04961	Ethephon Standard	乙烯利标准品	16672-87-0	200mg	2,470
051-04033	Ethiofencarb Standard	乙硫苯威标准品	29973-13-5	200mg	790
057-06551	Ethiozin Standard	乙噻草酮标准品	64529-56-2	100mg	3,810
055-07571	Ethiprole Standard	乙虫清标准品	181587-01-9	200mg	2,240
055-07451	Ethofumesate Standard	乙炔草黄标准品	26225-79-6	200mg	1,350
051-05611	Ethoprophos Standard	灭线磷标准品	13194-48-4	200mg	5,390
054-06821	Ethoxysulfuron Standard	乙氧磺隆标准品	126801-58-9	50mg	1,570
057-06431	Ethychlozate Standard	促长抑唑标准品	27512-72-7	200mg	2,240
053-06151	Ethylene thiourea Standard	乙硫脲标准品	96-45-7	200mg	900
055-06351	Etobenzanid Standard	乙氧苯草胺标准品	79540-50-4	200mg	2,240
054-06681	Etioazole Standard	依杀螨标准品	153233-91-1	200mg	2,810
051-06691	Etioazole-amino Hydrochloride Standard	依杀螨氨基盐标准品		200mg	3,370
058-06081	Etrifos Standard Solution	乙噻磷标准溶液	38260-54-7	1mL×5A	2,920
069-05191	Fenarimol Standard	氟苯啶醇标准品	60168-88-9	100mg	900
064-04661	Fenbendazole Standard	苯硫咪唑标准品	43210-67-9	200mg	790
068-05041	Fenbuconazole Standard	腈苯唑（解草唑）标准品	114369-43-6	100mg	2,810
067-02951	Fenbutatin Oxide Standard	苯丁锡标准品	13356-08-6	200mg	900
068-03581	Fenchlorphos Standard	皮蝇磷标准品	299-84-3	200mg	1,460
069-04111	Fenhexamid Standard	环酰菌胺标准品	126833-17-8	200mg	2,810
066-04861	Fenoprop Standard	245- 涕丙酸标准品	93-72-1	50mg	1,010
064-04301	Fenoxanil Standard	禾草灵标准品	115852-48-7	200mg	2,240
062-03621	Fenoxaprop-ethyl Standard	噁唑禾草灵标准品	66441-23-4	200mg	1,760
069-05211	Fenoxaprop-P-ethyl Standard	精恶唑禾草灵标准品	71283-80-2	100mg	1,120
068-02981	Fenoxycarb Standard	苯氧威标准品	79127-80-3	200mg	900
066-04981	Fenpropimorph Standard	顺-4-叔丁基苯基(-2-甲基丙基)-2,6-二甲基吗啉标准品	67564-91-4	200mg	1,350
067-03291	Fenpyroximate Standard	唑螨酯标准品	134098-61-6	200mg	2,240
062-05201	Fentrazamide Standard	四唑草胺标准品	158237-07-1	100mg	2,470

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
060-03281	Fenvalerate Standard	氰戊菊酯标准品	51630-58-1	200mg	1,350
061-03571	Ferbam Standard	福美铁标准品	14484-64-1	200mg	900
062-04101	Fipronil Standard	氟虫腴标准品	120068-37-3	200mg	2,810
062-04961	Fipronil Sulfone Standard	氟虫腴砒标准品	120068-36-2	50mg	3,930
063-04991	Flamprop-methyl Standard	麦草氟甲酯标准品	52756-25-9	100mg	790
060-04881	Flonicamid Standard	氟啶虫酰胺标准品	158062-67-0	200mg	1,680
064-05021	Florasulam Standard	双氟磺草胺标准品	145701-23-1	100mg	2,810
066-04481	Fluacrypyrim Standard	啮螬酯标准品	178813-81-5	200mg	2,470
067-03453	Fluazifop Standard	吡氟禾草灵标准品	69335-91-7	100mg	2,240
064-03441	Fluazifop-butyl Standard	丁基吡氟禾草灵标准品	69806-50-4	200mg	1,410
068-02861	Fluazinam Standard	氟啶胺标准品	79622-59-6	200mg	1,230
063-04871	Fluazuron Standard	氟啶唑标准品	86811-58-7	200mg	2,470
061-05031	Flubendiamide Standard	氟虫双酰胺标准品	272451-65-7	100mg	3,370
063-05471	Flucetosulfuron Standard (mixture of isomers)	氟吡噻隆标准品	412928-75-7	100mg	2,810
069-02911	Flucythrinate Standard	氟氰戊菊酯标准品	70124-77-5	200mg	2,360
067-03551	Flufenoxuron Standard	氟虫脲标准品	101463-69-8	200mg	1,120
068-04681	Flufenpyr-ethyl Standard	氟啶嘧草酯标准品	188489-07-8	100mg	2,810
063-04751	Flumetsulam Standard	唑啉磺草胺标准品	98967-40-9	100mg	2,020
067-04771	Flumiclorac-pentyl Standard	氟烯草酸标准品	87546-18-7	100mg	2,130
060-04141	Flumioxazin Standard	丙炔氟草胺标准品	103361-09-7	200mg	2,810
063-03531	Fluorimide Standard	氟里醚标准品	41205-21-4	200mg	1,120
062-05561	Flupoxam Standard	胺草醚标准品	119126-15-7	100mg	2,240
063-05731	Flupropanate Standard	3H- 四氟丙酸标准品	756-09-2	100mg	1,120
062-04601	Fluridone Standard	氟啶酮标准品	59756-60-4	200mg	1,680
069-05071	Fluroxypyr Standard	氟草烟标准品	69377-81-7	100mg	1,800
065-03591	Flusilazole Standard	氟硅唑标准品	85509-19-9	100mg	2,080
062-04461	Fluthiacet-methyl Standard	氟噻甲草酯标准品	117337-19-6	200mg	1,680
065-05671	Flutriafol Standard	粉唑醇标准品	76674-21-0	100mg	2,690
061-02471	Fluvalinate Standard	氟胺氰菊酯标准品	69409-94-5	200mg	2,810
068-03461	Folpet Standard	灭菌丹标准品	133-07-3	200mg	1,350
060-04761	Fomesafen Standard	氟磺胺草醚标准品	72178-02-0	100mg	1,510
066-04621	Forchlorfenuron Standard	氯吡脲标准品	68157-60-8	200mg	2,810
068-01303	Formothion Standard	安硫磷标准品	2540-82-1	200mg	790
065-01813	Fosetyl Standard	三乙膦酸标准品	39148-24-8	200mg	1,230
066-03381	Fosthiatate Standard	噻唑硫磷标准品	98886-44-3	200mg	2,240
062-03741	Furametpyr Standard	福拉比标准品	123572-88-3	200mg	2,810
069-03871	Furametpyr-hydroxy Standard	羟基福拉比标准品		20mg	5,050
062-03981	Furathiocarb Standard	呋线威标准品	65907-30-4	200mg	1,570
078-05081	Gibberellin A3 Standard	赤霉素甲 3 标准品	77-06-5	200mg	1,350
079-05371	Glufosinate Ammonium Standard	草铵膦标准品	77182-82-2	100mg	790
088-07101	Halfenprox Standard	苄嘧啶标准品	111872-58-3	200mg	1,740
089-07991	Halosulfuron-methyl Rearrangement Standard	氯吡啶磺隆重排标准品		200mg	2,810
089-07251	Halosulfuron-methyl Standard	氯吡啶磺隆标准品	100784-20-1	200mg	2,240
081-07571	Hexaconazole Standard	己唑醇标准品	79983-71-4	200mg	1,570
084-09141	Hexaflumuron Standard	除虫脲标准品	86479-06-3	100mg	2,240
081-08311	Hexazinone Standard	环嗪酮标准品	51235-04-2	200mg	1,350
087-05351	Hexythiazox Standard	噻螨酮标准品	78587-05-0	200mg	1,460
081-08551	Hydramethylnon Standard	氟蚁腴标准品	67485-29-4	200mg	2,810
088-06861	Hydroxyisoxazole Standard	土菌消标准品	10004-44-1	200mg	1,760
093-02233	IBP Standard	异稻瘟净标准品	26087-47-8	200mg	740
094-03503	Imazalil Standard	烯菌灵标准品	35554-44-0	25mg	840
098-03501	Imazalil Standard	抑霉唑标准品	35554-44-0	200mg	1,800
096-05501	Imazamethabenz-methyl Standard (mixture of isomers)	咪草酸标准品	81405-85-8	200mg	1,680
095-04591	Imazamox Standard	甲氧咪草烟标准品	114311-32-9	50mg	2,810
093-05491	Imazapic Standard	甲咪唑烟酸标准品	104098-48-8	200mg	2,240
099-04011	Imazapyr Standard	灭草烟标准品	81334-34-1	200mg	2,360
092-04001	Imazaquin Standard	灭草喹标准品	81335-37-7	200mg	1,800
093-05511	Imazethapyr Standard	咪唑乙烟酸标准品	81335-77-5	200mg	2,810
095-04091	Imibenconazole Standard	亚胺唑标准品	86598-92-7	200mg	2,360
098-04081	Imibenconazole-debenzyl Standard	亚胺唑 - 脱苄基标准品	154221-27-9	200mg	2,360
099-03771	Imidacloprid Standard	吡虫啉标准品	105827-78-9	200mg	1,230
097-04051	Iminoctadine Albesilate Standard	烷苯磺酸盐标准品	169202-06-6	200mg	1,570
092-03901	Iminoctadine Triacetate Standard	双胍辛胺乙酸盐标准品	57520-17-9	200mg	2,120

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
094-03101	Inabenfide Standard	抗倒胺标准品	82211-24-3	200mg	1,680
099-04991	Indoxacarb-MP Standard	因得克 MP 标准品	144171-61-9	200mg	1,120
098-03861	Ioxynil Octanoate Standard	碘苯腈辛酸酯标准品	3861-47-0	200mg	1,410
098-05561	Ioxynil Standard	碘苯腈标准品	1689-83-4	100mg	1,350
098-04221	Ipconazole Standard	种菌唑标准品	125225-28-7	200mg	2,810
091-02393	Iprodione Metabolite Standard	异菌脉代谢物标准品	63637-89-8	200mg	1,460
095-05451	Isazofos Standard	氯唑磷标准品	42509-80-8	200mg	1,680
098-03981	Isofenphos Oxon Standard	牛津郡异柳标准品	31120-85-1	200mg	4,710
095-03871	Isouron Standard	爱速隆标准品	55861-78-4	200mg	1,460
093-03931	Isoxathion Oxon Standard	牛津郡恶唑标准品	32306-29-9	200mg	2,360
115-00761	Kasugamycin Hydrochloride Monohydrate Standard	春雷霉素盐酸盐标准品	200132-83-8	100mg	3,370
118-00533	Kresoxim-methyl Standard	醚菌酯标准品	143390-89-0	100mg	2,020
123-03801	Lenacil Standard	环草定标准品	2164-08-1	200mg	790
125-04721	Lufenuron Standard	八氟脲标准品	103055-07-8	200mg	3,250
137-15211	Malaoxon Standard	马拉氧磷标准品	1634-78-2	200mg	2,690
136-09791	Maleic Hydrazide Standard	抑芽丹标准品	123-33-1	200mg	1,680
136-06533	Maneb Standard	代森锰标准品	12427-38-2	200mg	560
133-06803	Manzeb Standard	代森锰锌标准品	8018-01-7	200mg	730
132-10901	MBPMC Standard	磷酸一丁酯甲基纤维素标准品	1918-11-2	200mg	900
133-06761	MCC Standard	MCC 标准品	1918-18-9	200mg	670
138-07573	MCP Ethyl Ester Standard	MCP 乙基酯标准品	2698-38-6	200mg	900
133-12491	MCPB Standard	2- 甲 -4- 氯丁酸标准品	94-81-5	200mg	790
130-15441	MCP-P Standard	2- 甲 -4- 氯丙酸 -P 标准品	16484-77-8	200mg	900
137-16551	Mefenpyr-diethyl Standard	吡咯二酸二乙酯标准品	135590-91-9	100mg	3,140
131-11691	MEP Oxon Standard	甲基亚乙基磷酸酯氧化物标准品	2255-17-6	200mg	3,140
137-12651	Mepanipirim Standard	噁菌胺标准品	110235-47-7	200mg	2,240
130-14841	Mepiquat Chloride Standard	缩节胺标准品	24307-26-4	200mg	1,010
138-15621	Metalaxyl-M Standard	精甲霜灵标准品	70630-17-0	100mg	2,810
131-12311	Methabenzthiazuron Standard	噻唑隆标准品	18691-97-9	200mg	1,350
131-12171	Methiocarb Sulfone Standard	甲硫威砒标准品	2179-25-1	100mg	2,470
131-15611	Methiocarb Sulfoxide Standard	灭梭威亚砒标准品	2635-10-1	100mg	2,470
139-12231	Methoxychlor Standard	甲氧滴滴涕标准品	72-43-5	200mg	900
135-15491	Methoxyfenozide Standard	甲氧虫酰肼标准品	161050-58-4	100mg	2,020
135-06841	Methyl 2-Benzimidazolecarbamate Standard	甲基 2- 苯并咪唑氨基甲酸盐标准品	10605-21-7	200mg	820
134-15601	Methyl Demeton Standard	甲基炔诺酮标准品	919-86-8	100mg	2,020
139-14791	Methyl Isothiocyanate Standard	异硫氰酸甲酯标准品	556-61-6	200mg	1,180
133-10791	Methyldymron Standard	甲基杀草隆标准品	42609-73-4	200mg	2,240
131-13151	Metiram Standard	代森联标准品	9006-42-2	200mg	2,020
137-11791	Metribuzin DA Standard	噻草酮脱氧腺苷标准品	35045-02-4	100mg	2,920
130-11781	Metribuzin DADK Standard	DADK 噻草酮标准品	52236-30-3	100mg	2,810
130-11801	Metribuzin DK Standard	DK 噻草酮标准品	56507-37-0	100mg	2,920
131-12671	Metsulfuron-methyl Standard	甲磺隆标准品	74223-64-6	200mg	1,680
134-06811	MIPC Standard	异丙威标准品	2631-40-5	200mg	560
136-17001	Monolinuron Standard	绿谷隆标准品	1746-81-2	100mg	1,120
135-15371	MPID Standard	MPID 标准品	6843-49-8	200mg	1,350
138-06831	MPMC Standard	MPMC 标准品	2425-10-7	200mg	1,080
137-14971	MPP Oxon Standard	牛津郡硫磷标准品	6552-12-1	200mg	2,810
139-15151	MPP Oxon Sulfone Standard	牛津郡硫磷砒标准品	14086-35-2	100mg	2,810
136-15161	MPP Oxon Sulfoxide Standard	牛津郡硫磷亚砒标准品	6552-13-2	100mg	2,810
132-06633	MPP Standard	MPP 标准品	55-38-9	200mg	840
138-06691	MPP Sulfone Standard	MPP 砒标准品	3761-42-0	200mg	2,810
131-06701	MPP Sulfoxide Standard	MPP 亚砒标准品	3761-41-9	200mg	980
131-06821	MTMC Standard	速灭威标准品	1129-41-5	200mg	560
200-16231	m-Toluidine Standard	间甲苯胺标准品	108-44-1	200mg	1,230
132-11121	Myclobutanil Hydroxide Standard	腈菌唑氢氧化化物标准品	116928-93-9	25mg	2,920
148-08211	Naproanilide Standard	萘丙胺标准品	52570-16-8	100mg	1,070
148-05891	Napropamide Standard	敌草胺标准品	15299-99-7	200mg	790
140-08271	Naptalam Standard	萘草胺标准品	132-66-1	200mg	1,010
141-04161	Nereistoxin Oxalate Standard	沙蚕毒素草酸盐标准品	1631-52-3	200mg	2,240
143-08401	Nicosulfuron Standard	烟嘧磺隆标准品	111991-09-4	200mg	2,240
147-03921	Nicotine Standard Solution	烟碱标准溶液		5mL	1,800
144-03931	NIP Standard	除草醚标准品	1836-75-5	200mg	1,350
142-06771	Nitenpyram Standard	烯啶虫胺标准品	150824-47-8	200mg	2,240

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
141-08201	Nitrapyrin Standard	氯吡啶标准品	1929-82-4	200mg	2,810
146-08491	Nitrothal-isopropyl Standard	酞菌酯标准品	10552-74-6	100mg	950
144-08931	Norflurazon Standard	达草胺标准品	27314-13-2	100mg	3,370
152-02671	Orysastobin Standard	脐藻菌标准品	248593-16-0	50mg	1,350
158-02651	Oryzalin Standard	氨基乐灵标准品	19044-88-3	200mg	1,800
155-02661	Oxadiargyl Standard	丙炔噁草酮标准品	39807-15-3	100mg	3,370
151-01203	Oxadiazon Standard	恶草灵标准品	19666-30-9	200mg	1,010
150-02851	Oxaziclomefone Standard	去稗安标准品	153197-14-9	100mg	2,810
155-02541	Oxfendazole Standard	奥芬达唑标准品	53716-50-0	200mg	1,070
157-02861	Oxfendazole Sulfone Standard	磺唑氨基酯标准品	54029-20-8	100mg	3,370
156-01214	Oxine-copper Standard	8-羟基喹啉铜标准品	10380-28-6	100mg	560
159-01961	Oxine-copper Standard Solution	喹啉铜标准溶液	10380-28-6	1mL×5A	1,120
156-01851	Oxolinic Acid Standard	奥索利酸标准品	14698-29-4	200mg	580
157-02361	Oxpoconazole Fumarate Standard	富马酸盐标准品		200mg	1,680
154-02371	Oxpoconazole-formyl Standard	富马酸过甲酸盐标准品		200mg	2,810
158-03011	Oxycarboxin Standard	氧化萎锈灵标准品	5259-88-1	100mg	1,230
150-02591	Oxyfluorfen Standard	乙氧氟草醚标准品	42874-03-3	200mg	1,230
046-27101	p,p'-DDD Standard	p,p'-滴滴滴标准品	72-54-8	200mg	1,570
043-27111	p,p'-DDE Standard	p,p'-滴滴伊标准品	72-55-9	200mg	1,230
163-18991	PAC Standard	聚丙烯腈标准品	1698-60-8	200mg	1,680
163-17391	Paclobutrazol Standard	多效唑标准品	76738-62-0	200mg	1,680
160-08871	Paraquat Standard	百草枯标准品	1910-42-5	100mg	1,180
168-08573	Parathion Standard	对硫磷标准品		200mg	710
167-09361	PCNB Standard	五氯硝基苯标准品	82-68-8	200mg	940
160-22051	Pebulate Standard	丁烯酸苯酯标准品	1114-71-2	50mg	1,300
168-23071	Pefurazoate Standard	稻瘟酯标准品	101903-30-4	50mg	1,350
168-24551	Penconazole Standard	戊菌唑标准品	66246-88-6	100mg	900
164-13683	Pencycuron Standard	戊菌隆标准品	66063-05-6	200mg	500
165-18071	Pentachloroaniline Standard	五氯苯胺标准品	527-20-8	200mg	1,290
162-18081	Pentachlorothioanisole Standard	五氯茴香硫醚标准品	1825-19-0	200mg	1,800
169-19691	Pentoxazone Standard	环戊恶草酮标准品	110956-75-7	200mg	2,690
162-09291	PHC Standard	残杀威标准品	114-26-1	200mg	560
168-10923	Phenisobromolate Standard	溴磷酯标准品	18181-80-1	200mg	450
168-18441	Phenothiol Standard	酚硫杀标准品	25319-90-8	200mg	1,680
163-22661	Phenothrin Standard (mixture of isomers)	苯醚菊酯标准品	26002-80-2	200mg	2,240
163-16811	Phoxim Standard	辛硫磷标准品	14816-18-3	200mg	3,370
165-15391	Picloram Standard	毒莠定标准品	1918-02-1	200mg	1,120
169-22901	Picolinafen Standard	氟吡酰草胺标准品	137641-05-5	200mg	2,240
162-17861	Piperonyl Butoxide Standard	增效醚标准品	51-03-6	200mg	1,070
168-22851	Piperophos Oxon Standard	牛津郡啉草磷标准品	62987-99-9	50mg	3,370
160-11223	Piperophos Standard	派草磷标准品	24151-93-7	200mg	1,350
164-14803	Pirimicarb Standard	抗蚜威标准品	23103-98-2	200mg	790
165-14791	Pirimicarb-demethyl Standard	抗蚜威-脱甲基标准品	30614-22-3	25mg	940
165-13711	Pirimiphos-methyl Standard	甲基嘧啶磷标准品	29232-93-7	200mg	1,740
163-09221	PMP Standard	亚胺硫磷标准品	732-11-6	200mg	620
168-16361	Pretilachlor Standard	丙草胺标准品	51218-49-6	200mg	1,800
166-17901	Prochloraz Standard	咪鲜胺标准品	67747-09-5	200mg	1,120
163-17651	Profenofos Standard	丙溴磷标准品	41198-08-7	200mg	1,180
168-18061	Prohexadione Standard	调环酸标准品	88805-35-0	200mg	2,360
166-22891	Prohydrojasmon Standard (mixture of isomers)	茉莉酸丙酯标准品	158474-72-7	200mg	2,240
161-15371	Prometryn Standard	扑草净标准品	7287-19-6	200mg	1,070
164-22191	Propachlor Standard	毒草胺标准品	1918-16-7	200mg	1,350
161-16731	Propamocarb Standard	霜霉威标准品	24579-73-5	200mg	1,370
167-10253	Propaphos Sulfone Standard	丙虫磷磺标准品	57511-63-4	200mg	2,240
165-25041	Propaquizafop Standard	噁草酯标准品	111479-05-1	100mg	2,020
167-18271	Propazine Standard	扑灭津标准品	139-40-2	200mg	1,230
164-23171	Propetamphos Standard	异丙氧磷标准品	31218-83-4	100mg	2,810
164-22071	Propham Standard	苯胺灵标准品	122-42-9	200mg	1,070
169-16771	Propiconazole Standard (mixture of isomers)	丙环唑标准品	60207-90-1	200mg	1,460
165-11913	Prothiofos Oxon Standard	牛津郡丙硫磷标准品	38527-91-2	200mg	2,240
168-11883	Prothiofos Standard	丙硫磷标准品	34643-46-4	200mg	1,570
163-19971	Pymetrozine Standard	吡蚜酮标准品	123312-89-0	200mg	1,680
160-17801	Pyraclofos Standard	吡唑硫磷标准品	77458-01-6	200mg	1,350

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
163-23521	Pyraclonil Standard	双唑草腈标准品	158353-15-2	100mg	3,370
163-22921	Pyraclostrobin Standard	吡唑醚菌酯标准品	175013-18-0	200mg	2,020
169-19831	Pyraflufen-ethyl Standard	吡草醚标准品	129630-19-9	200mg	2,240
165-17091	Pyrazolate Standard	吡唑特标准品	58011-68-0	200mg	1,800
168-17841	Pyrazosulfuron-ethyl Standard	吡嘧黄隆标准品	93697-74-6	200mg	2,240
168-16741	Pyrazoxyfen Standard	苜草唑标准品	71561-11-0	200mg	1,760
161-15991	Pyrethrins Standard, 50?60% in Isoparaffin	除虫菊素标准品	8003-34-7	200mg	940
162-16381	Pyridaben Standard	哒螨灵标准品	96489-71-3	200mg	1,800
163-21941	Pyridalyl Standard	啉虫丙醚标准品	179101-81-6	200mg	3,250
165-22861	Pyridaphenoxon Standard	牛津郡哒螨灵标准品	63135-29-5	50mg	3,370
166-17761	Pyridate Metabolite Standard	啉草特代谢物标准品	40020-01-7	100mg	2,240
163-17771	Pyridate Standard	啉草特标准品	55512-33-9	200mg	1,350
167-23161	Pyrifthalid Standard	环酯草醚标准品	135186-78-6	100mg	1,230
168-18701	Pyrimidifen Standard	啉螨醚标准品	105779-78-0	200mg	3,370
163-18751	Pyriproxyfen Standard	吡丙醚标准品	95737-68-1	200mg	2,810
161-23061	Pyriothiobac-sodium Standard	啉草硫醚标准品	123343-16-8	100mg	2,240
164-18041	Pyroquilon Standard	咯嗉酮标准品	57369-32-1	200mg	1,070
175-00441	Quinalphos Standard	喹硫磷标准品	13593-03-8	200mg	1,680
172-00451	Quinclorac Standard	二氯喹啉酸标准品	84087-01-4	200mg	1,880
171-00661	Quizalofop-P-tefuryl Standard	糖草酯标准品	119738-06-6	100mg	3,370
182-02071	Resmethrin Standard(mixture of isomers)	苜味菊酯标准品	10453-86-8	200mg	1,460
186-02091	Rimsulfuron Standard	苜味菊酯标准品	122931-48-0	200mg	2,810
191-07341	Salithion Standard	蔬果磷标准品	3811-49-2	200mg	580
190-15121	Sethoxydim 5-OH-M-SO2 Standard	稀禾定 5-OH-M-SO2 标准品	106613-06-3	10mg	3,370
191-10651	Sethoxydim Standard	稀禾定标准品	74051-80-2	50mg	990
199-10071	Siduron Standard	环草隆标准品	1982-49-6	200mg	900
196-12781	Simeconazole Standard	硅氟唑标准品	149508-90-7	200mg	1,910
194-09651	Sodium Dimethyldithiocarbamate Dihydrate Standard	二甲基二硫代氨基甲酸钠二水合物标准品	72140-17-1	200mg	810
195-15051	Spinosad Standard	多杀菌素标准品	168316-95-8	100mg	1,120
199-14231	Spirodiclofen Standard	螺螨酯标准品	148477-71-8	200mg	2,020
194-15141	Spiromesifen Standard	螺甲螨酯标准品	283594-90-1	100mg	3,930
198-16401	Spiroxamine Standard(mixture of isomers)	螺环菌胺（异构体混合物）标准品	118134-30-8	100mg	1,350
193-14751	Sulfentrazone Standard	甲磺草胺标准品	122836-35-5	100mg	2,240
193-13651	Sulprofos Oxon Standard	硫丙磷标准品	38527-90-1	100mg	2,810
197-08921	Sulprofos Standard Solution	硫丙磷标准溶液	35400-43-2	1mL×5	4,260
201-16261	TCA-sodium Standard	三氯醋酸钠标准品	650-51-1	200mg	790
202-07901	TCTP Standard	敌草索标准品	20098-41-3	200mg	2,100
203-13801	Tebuconazole Standard	戊唑醇标准品	107534-96-3	200mg	1,760
206-13411	Tebufenozide Standard	虫酰肼标准品	112410-23-8	200mg	2,360
200-13291	Tebufenpyrad Standard	吡螨胺标准品	119168-77-3	200mg	2,240
203-17941	Tebuthiuron Standard	特丁噻草隆标准品	34014-18-1	100mg	1,120
202-13491	Tecloftalam Metabolite Standard	叶枯酞代谢物标准品	26491-30-5	200mg	2,640
205-13481	Tecloftalam Standard	叶枯酞标准品	76280-91-6	200mg	1,350
209-16441	Tecnazene Standard	四氯硝基苯标准品	117-18-0	200mg	950
204-13191	Tefluthrin Standard	七氟菊酯标准品	79538-32-2	200mg	2,240
209-16681	Tepaloxymdim Metabolite (5-OH-DP) Standard	吡喃草酮 (5-OH-DP) 代谢物标准品		50mg	2,020
206-16691	Tepaloxymdim Metabolite (DMP) Standard	吡喃草酮代谢物 (DMP) 标准品		200mg	2,240
209-16701	Tepaloxymdim Metabolite (OH-DMP) Standard	吡喃草酮代谢物 (OH-DMP) 标准品		200mg	2,240
204-16511	Tepaloxymdim Standard	吡喃草酮标准品	149979-41-9	200mg	2,240
209-15341	Terbacil Standard	特草定标准品	5902-51-2	200mg	1,350
201-16641	Terbutryn Standard	特丁净标准品	886-50-0	200mg	1,230
208-16651	Tetradifon Standard	三氯杀螨砜标准品	116-29-0	200mg	1,230
205-16781	TFNA Standard	TFNA 标准品	158063-66-2	50mg	1,680
202-16791	TFNA-AM Standard	TFNA-AM 标准品	158062-71-6	50mg	1,680
208-16771	TFNG Standard	TFNG 标准品	207502-65-6	50mg	1,680
203-13421	Thenylchlor Standard	甲氧噻草胺标准品	96491-05-3	200mg	2,360
204-13211	Thiabendazole Standard	噻苯咪唑标准品	148-79-8	200mg	920
204-15771	Thiacloprid-amide Standard	酰胺噻虫啉标准品	676228-91-4	50mg	2,470
204-16991	Thiazopyr Standard	噻草啉标准品	117718-60-2	100mg	1,850
203-16221	Thidiazuron Standard	噻苯隆标准品	51707-55-2	200mg	1,570
207-16741	Thifensulfuron-methyl Standard	噻吩磺隆标准品	79277-27-3	200mg	2,240
206-14773	Thifluzamide Standard	噻氟菌胺标准品	130000-40-7	100mg	3,370
204-08223	Thiocyclam Hydrogen Oxalate Standard	杀虫环氧草酸标准品	31895-22-4	200mg	11,000

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
207-11361	Thiodicarb Standard	硫双威标准品	59669-26-0	200mg	1,000
207-13181	Thiometon Standard Solution	甲基乙拌磷标准溶液	640-15-3	1mL×5A	2,240
201-08233	Thiophanate-methyl Standard	甲基硫菌灵标准品	23564-05-8	200mg	730
202-16551	Tolclofos-methyl Oxon Standard	牛津郡甲基立枯磷标准品	97483-08-4	100mg	3,370
203-16841	Tolfenpyrad Standard	唑虫酰胺标准品	129558-76-5	100mg	2,810
200-13171	Tolyfluanid Standard	对甲抑菌灵标准品	731-27-1	200mg	1,680
200-06581	TPN Standard	百菌清标准品	1897-45-6	200mg	1,290
209-12661	Tralomethrin Standard	四溴菊酯标准品	66841-25-6	100mg	2,470
055-07711	trans-N-(2-Ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide Standard	反式-N-(2-乙基己基)-8,9,10-降冰片烯-2,3-辛基二环庚烯二甲酰亚胺标准品		100mg	1,350
208-08503	Triadimenol Standard (mixture of isomers)	三唑醇标准品	55219-65-3	200mg	900
208-16531	Triallate Standard	野麦畏标准品	2303-17-5	200mg	1,120
206-17931	Triasulfuron Standard	醚苯磺隆标准品	82097-50-5	100mg	1,460
201-06751	Triazine Standard	三嗪标准品	101-05-3	200mg	670
208-14191	Tribenuron-methyl Standard	苯磺隆标准品	101200-48-0	200mg	3,140
201-16521	Tribufos Standard	脱叶磷标准品	78-48-8	200mg	2,020
204-09301	Trichlamide Standard	水杨脲标准品	70193-21-4	200mg	1,230
202-12911	Triclopyr Standard	绿草定标准品	55335-06-3	200mg	790
204-14051	Triclopyr-2-butoxyethyl Standard	绿草定-2-丁氧基乙酯标准品	64700-56-7	200mg	1,800
208-13111	Tricyclazole Standard	三环唑标准品	41814-78-2	200mg	2,240
201-17861	Trifloxysulfuron Standard	三氟啶磺隆标准品	145099-21-4	100mg	2,240
205-10181	Triflumizole Metabolite Standard	氟菌唑代谢物标准品		200mg	1,510
202-10191	Triflumizole Standard	氟菌唑标准品	68694-11-1	200mg	1,630
203-17701	Triflumuron Standard	杀虫脒标准品	64628-44-0	100mg	1,910
202-06781	Trifluralin Standard	氟乐灵标准品	1582-09-8	200mg	880
204-16751	Triflurosulfuron-methyl Standard	氟胺磺隆标准品	126535-15-7	200mg	1,680
202-08861	Triforine Standard (mixture of isomers)	噻嗪灵标准品	26644-46-2	200mg	2,240
206-15591	Trinexapac Standard	抗倒酯标准品	143294-89-7	200mg	3,700
207-15401	Trinexapac-ethyl Standard	抗倒酯标准品	95266-40-3	200mg	3,480
204-13331	Triphenyltin(IV) Acetate Standard	三苯锡基醋酸盐标准品	900-95-8	200mg	1,100
201-13341	Triphenyltin(IV) Chloride Standard	三苯锡基氯化物标准品	639-58-7	200mg	560
204-18331	Triticonazole Standard	灭菌唑标准品	131983-72-7	100mg	2,470
212-00981	Uniconazole P Standard	烯效唑 P 标准品	83657-17-4	200mg	1,350
227-01711	Vamidithion Standard	蚜灭多 标准品	2275-23-2	100mg	2,130
248-00501	XMC Standard	灭除威标准品	2655-14-3	200mg	560
266-00783	Zineb Standard	代森锌标准品	12122-67-7	200mg	560
264-01301	Ziram Standard	福美锌标准品	137-30-4	200mg	620
140-08651	α-(2-Naphthoxy)propionic Acid Standard	α-(2-萘氧)丙酸标准品	10470-82-3	100mg	2,240
201-17121	α,α,α-Trifluoro-o-toluic Acid Standard	邻三氟甲基苯甲酸	433-97-6	100mg	3,140
021-05711	α-BHC Standard	α-六六六标准品	319-84-6	200mg	560
038-08561	α-CVP Standard Solution (100μg/mL Cyclohexane Solution)	α-氯酚乙烯基磷标准溶液	18708-86-6	1mL×5	1,510
028-05721	β-BHC Standard	β-六六六标准品	319-85-7	200mg	620
035-08571	β-CVP Standard Solution(0.01w/v% in cyclohexane)	β-氯酚乙烯基磷标准溶液	18708-87-7	1mL×5	1,510
025-05731	γ-BHC Standard	γ-六六六标准品	58-89-9	200mg	580
022-05741	δ-BHC Standard	δ-六六六标准品	319-86-8	200mg	2,920
026-05783	δ-BHC Standard Solution	δ-六六六标准品	319-86-8	1mL×5	1,570
026-17231	Barban Standard	燕麦灵标准品	101-27-9	100mg	2,580
029-17601	Bifenazate Standard	联苯肼酯标准品	149877-41-8	100mg	2,020
026-17591	Bromobutide Standard	溴丁酰草胺标准品	74712-19-9	100mg	1,460
033-22431	Cartap Hydrochloride Standard	杀螟丹标准品	22042-59-7	100mg	2,920
035-22511	Cyhalofop-butyl Standard	氰氟草酯标准品	122008-85-9	100mg	1,680
041-32421	Dimethachlon Standard	菌核净标准品	24096-53-5	100mg	2,020
044-32411	Diniconazol Standard	烯唑醇标准品	83657-24-3	100mg	2,240
066-05961	Fenothiocarb Standard	精恶唑禾草灵标准品	62850-32-2	100mg	1,120
089-09191	Haloxyfop Standard	吡氟氧禾草灵标准品	69806-34-4	100mg	1,230
137-17411	Metamitron Standard	苯噻草酮标准品	41394-05-2	100mg	1,120
134-17421	Metribuzin Standard	噻草酮标准品	21087-64-9	100mg	790
165-24561	Primisulfuron-methyl Standard	甲基氟啶磺隆标准品	86209-51-0	100mg	1,680
203-19021	Tetramethrin Standard(mixture of isomers)	胺菊酯标准品	7696-12-0	100mg	1,680
031-22111	Chlorbufam Standard	氯炔灵标准品	1967-16-4	100mg	1,230
155-03021	Oxabetrinil Standard	解草腈标准品	74782-23-3	100mg	900
163-25341	Propyrisulfuron Standard	噻咪唑啉磺隆标准品	570415-88-2	100mg	2,240

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
168-25031	Pyrazophos Standard	定菌磷, 吡菌磷标准品	13457-18-6	100mg	1,350
160-25351	Pyrifluquinazon Standard	新噻唑啉 (间二氮杂苯) 类杀虫剂标准品	337458-27-2	50mg	2,810
167-25361	Pyrifluquinazon Metabolite B Standard	新噻唑啉 (间二氮杂苯) 代谢物 B 标准品	337457-78-0	50mg	3,370
034-22721	Carpropamid Standard	加普胺标准品	104030-54-8	100mg	1,680
136-17501	Mesotrione Standard	硝磺草酮标准品	104206-82-8	100mg	2,240
194-16741	Spinetoram Standard	乙基多杀菌素标准品	935545-74-7	50mg	2,810
203-19021	Tetramethrin Standard (mixture of isomers)	胺菊酯标准品 (异构体混合物)	7696-12-0	100mg	1,680
039-22031	Carbetamide Standard	长杀草标准品	16118-49-3	100mg	1,070
030-22681	Cyenopyrafen Standard	腈吡唑啉标准品	560121-52-0	100mg	2,810
043-31401	Diclosulam Standard	双氯磺草胺标准品	145701-21-9	100mg	2,810
047-32521	Diofenolan Standard (mixture of isomers)	苯虫醚标准品 (异构体混合物)	63837-33-2	100mg	1,350
175-00701	Quinoxifen Standard	喹氧灵标准品	124495-18-7	100mg	2,810
030-22821	Coumatetralyl Standard	4- 羟基 -3-(1,2,3,4- 四氢 -1- 萘基) 香豆素标准品	5836-29-3	100mg	1,350
033-22791	β-CVP Standard	毒虫畏标准品	18708-87-7	50mg	3,370
046-32731	Desmetryn Standard	敌草净标准品	1014-69-3	100mg	1,570
045-32701	Ditalimfos Standard	灭菌磷标准品	5131-24-8	100mg	1,680
082-09821	Heptenophos Standard	庚烯磷标准品	23560-59-0	100mg	2,240
131-17431	Metolachlor Standard	异丙甲草胺标准品	51218-45-2	100mg	900
145-09201	Nitralin Standard	磺乐灵标准品	4726-14-1	100mg	1,350
179-00721	Quizalofop-ethyl Standard	喹禾灵标准品	76578-14-8	100mg	1,230
229-02011	Vernolate Standard	灭草猛标准品	1929-77-7	100mg	1,010

农药可溯源标准品

可溯源标准品 (Traceable Reference Material) 是指具有溯源性的标准品, 这种可溯源性是指测量标准需要溯源到适当和规定的测量标准。标准品持有的特性值可以溯源到 SI 单位或其它国际协议单位。

Wako (和光) 公司的 TraceSure™ 农药标准品是指其测量标准溯源到产业技术综合研究所 / 计量标准综合中心 (AIST/NMIJ) 的测量标准。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
163-25101	2,4-PA Reference Material	2,4- 二氯苯氧乙酸标准品	94-75-7	100mg	670
013-23671	Anilofos Reference Material	莎稗磷标准品	64249-01-0	100mg	1,910
016-23661	Asulam Reference Material	磺草灵标准品	3337-71-1	100mg	670
019-23651	Atrazine Reference Material	阿特拉津标准品	1912-24-9	100mg	950
024-17271	Bensulfuron-methyl Reference Material	苄嘧磺隆标准品	83055-99-6	100mg	2,810
023-17241	Benthiocarb Reference Material	杀草丹标准品	28249-77-6	100mg	670
028-17291	Bethrodine Reference Material	氟草胺标准品	1861-40-1	100mg	1,120
020-17251	BPMC Reference Material	仲丁威标准品	3766-81-2	100mg	790
037-22071	Chlorfluazuron Reference Material	氟啶脲标准品	71422-67-8	100mg	1,120
036-22041	Chloroneb Reference Material	地茂散标准品	2675-77-6	100mg	1,680
165-25161	cis-Permethrin Reference Material	顺式苄氯菊酯标准品	61949-76-6	100mg	1,120
033-22051	Cumyluron Reference Material	苄草隆标准品	99485-76-4	100mg	2,810
034-22081	Cyprodinil Reference Material	啉菌环胺 标准品	121552-61-2	100mg	2,240
049-31861	DCMU Reference Material	敌草隆标准品	330-54-1	100mg	790
041-31681	DEP Reference Material	敌百虫标准品	52-68-6	100mg	1,350
040-31891	Diazinon Reference Material	二嗪农标准品	333-41-5	100mg	900
043-31881	Dimepiperate Reference Material	嘧草丹标准品	61432-55-1	100mg	2,240
057-08251	Echlomezol Reference Material	氯唑灵标准品	2593-15-9	100mg	1,350
053-08231	Etofenprox Reference Material	醚菊酯标准品	80844-07-1	100mg	560
066-05841	Famoxadone Reference Material	恶唑菌酮标准品	131807-57-3	100mg	2,240
069-05831	Flazasulfuron Reference Material	啉嘧磺隆标准品	104040-78-0	100mg	1,010
062-05821	Flufenoxuron Reference Material	氟虫脲标准品	101463-69-8	100mg	1,460
065-05811	Flutolanil Reference Material	氟担菌宁 标准品	66332-96-5	100mg	670
092-06321	Imazosulfuron Reference Material	咪唑磺隆标准品	122548-33-8	100mg	1,350
095-06291	Iprodione Reference Material	异菌脲标准品	36734-19-7	100mg	900
135-16971	MCP Reference Material	2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸标准品	94-74-6	100mg	1,350
136-16901	MCP Reference Material	2- 甲基 -4- 氯戊氧基丙酸标准品	7085-19-0	100mg	1,680
130-16921	Mefenacet Reference Material	苯噻草胺 标准品	73250-68-7	100mg	1,350
134-16941	Mepronil Reference Material	灭锈胺标准品	55814-41-0	100mg	1,120
137-16931	Metalaxyl Reference Material	甲霜灵标准品	57837-19-1	100mg	1,010
131-16951	Molinate Reference Material	禾草敌标准品	2212-67-1	100mg	1,680
138-16961	Myclobutanil Reference Material	腈菌唑标准品	88671-89-0	100mg	1,800
144-09031	NAC Reference Material	甲萘威标准品	63-25-2	100mg	900

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
166-25071	Pendimethalin Reference Material	二甲戊灵标准品	40487-42-1	100mg	1,460
163-25081	Probenazole Reference Material	烯丙苯噻唑标准品	27605-76-1	100mg	2,240
164-25131	Prochloraz Reference Material	咪酰胺 标准品	67747-09-5	100mg	1,680
162-25051	Procymidone Reference Material	腐霉利标准品	32809-16-8	100mg	1,460
169-25061	Propyzamide Reference Material	戊炔草胺标准品	23950-58-5	100mg	1,350
160-25111	Pyributicarb Reference Material	稗草畏标准品	88678-67-5	100mg	1,070
160-25091	Pyridaphenthion Reference Material	吡啶硫磷标准品	119-12-0	100mg	670
198-16261	Silafluofen Reference Material	硅白灵标准品	105024-66-6	100mg	1,570
191-16251	Simetryn Reference Material	西草净标准品	1014-70-6	100mg	790
202-18751	Teflubenzuron Reference Material	氟苯脲标准品	83121-18-0	100mg	1,460
204-18711	Thiophanate Reference Material	硫菌灵、托布津、统扑净, 标准品	23564-06-9	100mg	2,240
204-18691	Thiuram Reference Material	促进剂 T 标准品	137-26-8	100mg	560
201-18721	Triadimefon Reference Material	三唑酮标准品	43121-43-3	100mg	1,460
208-18731	Trifloxystrobin Reference Material	肟菌酯标准品	141517-21-7	100mg	2,470
220-01941	Vinclozolin Reference Material	乙烯菌核利标准品	50471-44-8	100mg	1,570
019-22431	Acephate Reference Material	乙酰甲胺磷标准品	30560-19-1	100mg	1,010
016-22321	Alachlor Reference Material	甲草胺标准品	15972-60-8	100mg	1,010
020-16891	Bentazone Reference Material	灭草松标准品	25057-89-0	100mg	900
022-16351	Bifenox Reference Material	甲胺除草醚标准品	42576-02-3	100mg	1,120
027-16781	Bifenthrin Reference Material	联苯菊酯标准品	82657-04-3	100mg	2,020
023-16901	Butamifos Reference Material	丁胺磷标准品	36335-67-8	100mg	1,120
038-21521	Carboxin Reference Material	萎锈灵标准品	5234-68-4	100mg	1,350
036-20961	CAT Reference Material	西玛津标准品	122-34-9	100mg	560
038-21381	Chlorfenapyr Reference Material	虫螨腈标准品	122453-73-0	100mg	1,350
035-21391	Chloro IPC Reference Material	氯苯胺灵标准品	101-21-3	100mg	900
036-21181	Clothianidin Reference Material	噻虫胺标准品	210880-92-5	100mg	2,240
035-21531	CNP-amino Reference Material	氨基 CNP 标准品	26306-61-6	100mg	3,370
037-21231	Cymoxanil Reference Material	霜脲氰标准品	57966-95-7	100mg	2,240
048-31331	Daminozide Reference Material	丁酰肼标准品	1596-84-5	100mg	1,230
042-30871	Dithiopyr Reference Material	氟氯草定标准品	97886-45-8	100mg	1,680
059-07851	Esprocarb Reference Material	禾草畏标准品	85785-20-2	100mg	1,800
064-05761	Fludioxonil Reference Material	咯菌酯标准品	131341-86-1	100mg	2,020
066-05581	Flusulfamide Reference Material	磺菌胺标准品	106917-52-6	100mg	1,680
069-05711	Fthalide Reference Material	四氯苯酞标准品	27355-22-2	100mg	560
070-05541	Glyphosate Reference Material	草甘膦标准品	1071-83-6	100mg	900
093-05871	Indanofan Reference Material	茚草酮标准品	133220-30-1	100mg	2,240
094-05661	Isoprothiolane Reference Material	稻瘟灵标准品	50512-35-1	100mg	670
092-05961	Isoxaben Reference Material	异恶草胺标准品	82558-50-7	100mg	1,230
129-05841	Linuron Reference Material	利谷隆标准品	330-55-2	100mg	1,120
139-16631	Methyl Dimethyldithiocarbamate Reference Material	甲基二甲二硫氨基甲酸标准品	3735-92-0	100mg	3,370
133-16411	Methyl Thioacetohydroxamate Reference Material	灭多威标准品	13749-94-5	100mg	1,460
135-16591	MIPC Reference Material	异丙威标准品	2631-40-5	100mg	1,010
135-16611	MPP Reference Material	倍硫磷标准品	55-38-9	100mg	1,010
148-08951	Napropamide Reference Material	敌草胺标准品	15299-99-7	100mg	1,230
161-24281	Phosalone Reference Material	伏杀磷标准品	2310-17-0	100mg	1,120
164-24771	Profenofos Reference Material	丙溴磷标准品	41198-08-7	100mg	1,120
169-24461	Propaphos Reference Material	丙虫磷标准品	7292-16-2	100mg	2,470
168-24291	Pyrazoxyfen Reference Material	苜草唑标准品	71561-11-0	100mg	1,460
166-24471	Pyrimethanil Reference Material	啉霉胺标准品	53112-28-0	100mg	1,910
194-16001	Siduron Reference Material	环草隆标准品	1982-49-6	100mg	1,350
203-18161	Tebufenpyrad Reference Material	吡螨胺标准品	119168-77-3	100mg	2,240
200-18431	Tetraconazole Reference Material	氟醚唑标准品	112281-77-3	100mg	1,120
209-18021	Thiacloprid Reference Material	噻虫啉标准品	111988-49-9	100mg	1,800
206-17551	Thiamethoxam Reference Material	噻虫嗪标准品	153719-23-4	100mg	2,240
208-17491	Tolclofos-methyl Reference Material	甲基立枯磷标准品	57018-04-9	100mg	790
203-18421	Tricyclazole Reference Material	三环唑标准品	41814-78-2	100mg	2,240
244-00841	XMC Reference Material	灭除威标准品	2655-14-3	100mg	900
025-16341	Bethrodine Reference Material	氟草胺标准品	1861-40-1	100mg	1,120
165-23461	Procymidone Reference Material	腐霉利标准品	32809-16-8	100mg	1,460

农药残留混合标准溶液

Wako（和光）的混合标准溶液包括日本厚生劳动省通过的同时测试法中肯定列表相对应的农药混合标准液 PL 系列，有机磷混合标准溶液 FA 系列，以及水质试验用混合标准液 WQ 系列等。

产品编号	产品名称	中文名称	包装	价格 (RMB)
161-22961	Pesticide Mixture Standard Solution PL-1-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-1-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5A	询价
167-22963	Pesticide Mixture Standard Solution PL-1-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-1-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	询价
164-22973	Pesticide Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-2-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	询价
168-22971	Pesticide Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-2-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5A	询价
165-24583	Pesticide Mixture Standard Solution PL-3-2 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-3-2 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	询价
169-24581	Pesticide Mixture Standard Solution PL-3-2 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-3-2 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5A	询价
162-24593	Pesticide Mixture Standard Solution PL-4-2 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-4-2 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	询价
166-24591	Pesticide Mixture Standard Solution PL-4-2 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-4-2 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5A	询价
165-23003	Pesticide Mixture Standard Solution PL-5-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-5-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	2,470
169-23001	Pesticide Mixture Standard Solution PL-5-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-5-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5	5,050
165-24603	Pesticide Mixture Standard Solution PL-6-3 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-6-3 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	2,470
169-24601	Pesticide Mixture Standard Solution PL-6-3 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-6-3 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5A	5,050
163-23021	Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-7-2 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL×5A	询价
169-23023	Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-7-2 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	询价
160-23031	Pesticide Mixture Standard Solution PL-8-1 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-8-1 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL×5A	3,930
166-23033	Pesticide Mixture Standard Solution PL-8-1 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-8-1 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	1,350
160-23053	Pesticide Mixture Standard Solution PL-10-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-10-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	询价
164-23051	Pesticide Mixture Standard Solution PL-10-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-10-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5A	询价
161-23941	Pesticide Mixture Standard Solution PL-12-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-12-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5	4,490
167-23943	Pesticide Mixture Standard Solution PL-12-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-12-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	2,240
164-23953	Pesticide Mixture Standard Solution PL-13-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-13-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	1,680
168-23951	Pesticide Mixture Standard Solution PL-13-1 (each 20µg/mL Acetone Solution)	农药混合标准溶液 PL-13-1 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5	4,490
161-23963	Pesticide Mixture Standard Solution PL-14-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-14-2 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	2,240
165-23961	Pesticide Mixture Standard Solution PL-14-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-14-2 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL×5A	4,490
165-23983	Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-16-2 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	3,250
169-23981	Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-16-2 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL×5A	6,510
164-23693	Pesticide Mixture Standard Solution PL-17-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-17-2 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	3,030
168-23691	Pesticide Mixture Standard Solution PL-17-2 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	农药混合标准溶液 PL-17-2 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5	6,170
152-02931	Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-1 (each 20µg/mL)	有机磷农药混合标准溶液 FA-1 (各 20µg/mL)	1mL	询价
159-02941	Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-2 (each 20 µg/mL)	有机磷农药混合标准溶液 FA-2 (各 20µg/mL)	1mL	询价
156-02951	Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-3 (each 20 µg/mL Acetone Solution)	有机磷农药混合标准溶液 FA-3 (各 20µg/mL)	1mL	询价
153-01481	Organophosphorus Pesticides Mixture Standard Solution (each 1mg/mL Toluene Solution)	有机磷农药混合标准溶液 (各 1mg/mL 甲苯溶液中)	1mL×5	询价
160-18401	8 Pesticides Mixture Standard Solution	8 种农药混合标准溶液	1mL×5A	2,810
164-18421	13 Pesticides Mixture Standard Solution	13 种农药混合标准液	1mL×5A	2,810
162-19201	32 Pesticides Mixture Standard Solution	32 种农药混合标准溶液	1mL×5A	询价
163-23881	15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20µg/mL Acetone Solution)	15 种农药混合标准溶液 水质 -2 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5	询价
169-23883	15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20µg/mL Acetone Solution)	15 种农药混合标准溶液 水质 -2 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	询价

一
背景介绍

二
农药残留分析

三
药物分析

四
食品分析

五
环境分析

产品编号	产品名称	中文名称	包装	价格 (RMB)
160-23891	28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	28 种农药混合表标准溶液 水质 -3 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL×5	3,930
166-23893	28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	28 种农药混合表标准溶液 水质 -3 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	1,230
164-26013	63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	63 种农药混合表标准溶液 水质 -4 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL×5A	询价
168-26011	63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20µg/mL Acetonitrile Solution)	63 种农药混合表标准溶液 水质 -4 (各 20µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	询价
161-26001	48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20µg/mL Acetone Solution)	48 种农药混合表标准溶液 水质 -5 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	2,020
167-26003	48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20µg/mL Acetone Solution)	48 种农药混合表标准溶液 水质 -5 (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL×5A	5,050
161-25141	Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (GC/MS) (each 20µg/mL Acetone Solution)	高尔夫球场农药混合标准溶液 GF-1 (GC/MS) (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	1,120
166-25211	Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (LC/MS/MS) (each 20µg/mL)	高尔夫球场农药混合标准溶液 GF-1 (LC/MS/MS) (各 20µg/mL)	1mL	2,810
168-25151	Pesticide Mixture Standard Solution GF-2 (GC/MS) (each 20µg/mL Acetone Solution)	高尔夫球场农药混合标准溶液 GF-2 (GC/MS) (各 20µg/mL 丙酮溶液中)	1mL	1,680
168-24931	Pesticide Mixture Standard Solution GF-6 (LC) (each 25µg/mL Acetonitrile Solution)	高尔夫球场农药混合标准溶液 GF-6 (LC) (各 25µg/mL 乙腈溶液中)	1mL	1,070

成分一览

日本肯定列表制度 PL 农残混标

■ 农药混标溶液 PL-1-1 成分表 (32 种) (161-22961, 167-22963)

Azinphos-methyl	保棉磷	Trifluralin	氟乐灵	Cyfluthrin	氟氯氰菊酯	Fluvalinate	氟胺氰菊酯
Atrazine	莠去津	Nofelurazon	哒草伏	Diflufenican	吡氟草胺	Procymidone	腐霉利
β - Endosulfan	β - 硫丹	Bifenthrin	联苯菊酯	Dimethoate	乐果	Permethrin	反式 - 氯菊酯
Oxadiazon	恶草灵	Pyrethrins	除虫菊素	Spiroamine	萆孢菌素	Permethrin	顺式 - 氯菊酯
Omethoate	氧化乐果	Fenamiphos	苯线磷	Thiobencarb	杀草丹	Penconazole	戊菌唑
Kresoxim-methyl	醚菌酯	Fenarimol	氟苯啶啉醇	Tefluthrin	七氟菊酯	Pendimethalin	二甲戊乐灵
Chlorpyrifos-methyl	甲基毒死蜱	Fenpropimorph	芬普福	Terbutryn	特丁草净	Malathion	马拉硫磷
Chlorfenapyr	氯分焦	Flucythrinate	氟氯戊菊酯	Terbufos	特丁硫磷	Methidathion	杀扑磷

■ 农残混标溶液 PL-2-1 成分表 (31 种) (164-22973, 168-22971)

Alachlor	甲草胺	Fenitrothion	甲基亚乙基磷酸酯	Difenoconazole	苯醚甲环唑	Propyzamide	戊唑草胺
Isofenphos	异柳磷	Fenthion	MPP	Cyproconazole	环丙唑醇	Propoxur	残杀威
Isofenphos	牛津郡异柳磷	Fenbuconazole	腈苯唑	Tetrachlorvinphos	杀虫畏	Hexazinone	环嗪酮
Isothiolane	稻瘟灵	Buprofenzin	噻嗪酮	Tridimenol	三唑醇	Phosmet	亚胺硫磷
Ethion	乙硫磷	Fluquinconazole	氟喹唑	Tri-allate	野麦畏	Myclobutanil	腈菌唑
Carbofuran	克百威	Fluridone	氟啶酮	Pyraclofos	吡啶硫磷	Methoxychlor	甲氧滴滴涕
Quintozene	五氯硝基苯	Propargite, BPPS	炔螨特	Pyriproxyfen	吡丙醚	Metolachlor	异丙甲草胺
Chlorfenvinphos	氯酚乙烯基磷	Propiconazole	丙环唑	Vinclozolin	乙烯菌核利		

■ 农药混标溶液 PL-3-2 成分表 (19 种) (165-24583, 169-24581)

Simazine	西玛津	Triazophos	三唑磷	Triadimefon	三唑酮	Bromopropylate	溴螨酯
Diazinon	二嗪农	Chlorobenzilate	氯二苯乙醇酸盐	Allethrin	丙烯菊酯	Fenprothrin	甲菊酯
DCPA	敌稗 (DCPA)	Quinoxifen	喹氧灵	Fipronil	氟虫腈	Bitteranol	双苯三唑醇
Pirimiphos-methyl	甲基啶啉磷	Tebuconazole	戊唑醇	Flutolanil	氟酰胺	Oxyfluorfen	乙氧氟草醚
Chlorpyrifos	毒死蜱	Acetamiprid	啉虫脒	Profenofos	丙溴磷		

■ 农药混标溶液 PL-4-2 成分表 (37 种) (162-24593, 166-24591)

β - BHC	β - 六氯环己烷	Dichloran	二氯喃	Azoconazole	戊环唑	Fthalide	四氯苯酐
δ - BHC	δ - 六氯环己烷	Dimethenamid	甲酚噻草胺	Anilofos	莎稗磷	Bupirimate	乙噻酚磺酸酯
Diethofencarb	乙霉威	Dimepiperate	啉草丹	Ametryn	莠灭净	Fluacrypyrim	啉螨酯
Tolclofos-Methyl	甲基立枯磷	Tecnazene	四氯硝基苯	Imazamethabenz Methyl Ester	咪唑草酯	Fosthiatate	噻唑膦
Pyriminobac-Methyl	(Z)- 啉草醚甲基	Tetradifon	四氯杀螨砒	Imibenconazole	亚胺唑	Phosphamidon	磷胺
Pyriminobac-methyl (E)	(E)- 啉草醚甲基	Tralomehrin	四溴菊酯	Uniconazole P	烯效唑	Mevinphos	速灭磷
Butachlor	去草胺	Halfenprox	苄嘧啶	Ethalfuralin	丁氟消草	Mefenpyr-Diethyl	吡啶解草酯
Pretilachlor	丙草胺	Pyridafenthion	啉啉硫磷	Etoazole	乙螨唑	Monocrotophos	久效磷
Mefenacet	苯噻草胺	Pyroquilon	咯啉酮	Chlorthal-Dimethyl	氯酞酸二甲酯	Dichloran	二氯喃
Lenacil	环草定	Phenthoate	稻丰散				

■ 农药混标溶液 PL-5-1 成分表 (37 种) (165-23003, 169-23001)

EPN	苯硫磷	Imibenconazole-debenzyl	亚胺唑 - 脱苯基	Fensulfthion	丰索磷	Fenothiocarb	苯硫威
Isoprocarb	异丙威	Etofenprox	醚菊酯	Prothiofos	丙硫磷	Fluthiacet-Methyl	氟噻乙草酯
Esprocarb	禾草畏	Chlorpropham	氯丙威	Benfuresate	味草黄	Flumiclorac Pentyl	氟烯草酸
Dichlocymet	酰胺类	Dimethametryn	异戊乙净	Mepronil	灭锈胺	Propachlor	毒草胺
Dimethylvinphos (Z)	Z- 甲基毒虫畏	Zoxamide	草酰胺	Cadusafos	硫线磷	Prometryn	扑草净
Simetryn	西草净	Terbacil	特草定	Acrinathrin	氟丙菊酯	Bromophos	溴硫磷
Thenylchlor	甲氧噻草胺	Tetraconazole	四氟醚唑	Acetochlor	乙草胺	Benalaxyl	苯霜灵
Tricyclazole	三环唑	Tribuphos	啉草磷	Isoxathion	恶唑磷	Phosalone	伏杀硫磷
Bifenox	甲胺除草醚	Pyraflufen Ethyl	吡草醚	Iprobenfos	异稻瘟净		
Pyrifeno (E)	E- 啉啉砒	Pyrimethanil	啉啉砒				

■ 农药混标溶液 PL-6-3 成分表 (31 种) (165-24603 , 169-24601)

XMC	灭除威	Butamifos	丁胺磷	Bromacil	除草定	Piperophos	哌草磷
Benfluralin (Bethrodine)	氟草胺	Hexaconazole	己唑醇	Quinoclamine (ACN)	灭藻醌	Tebufenpyrad	吡螨胺
Propazine	扑灭津	Flamprop-methyl	麦草氟甲酯	Cyanazine	草净津	Phenothrin	苯醚菊酯
Cyanophos (CYAP)	杀螟腈	Fenoxanil	氟菌胺	Nitrothal-isopropyl	酞菌酯	Cyhalofop-butyl	氰氟草酯
Prohydrojasmon	茉莉酮	Oxadixyl	恶霜灵	Diphenamid	双苯酰草胺	Pyrazophos	定菌磷, 吡菌
Benoxacor	解草酮	Edifenphos (EDDP)	克瘟散	(Z)-Pyrifeno	比芬诺	Cafenstrole	苯酮唑
Dichlofenthion (ECP)	除线磷	Trifloxystrobin	肟菌酯	Quinalphos	喹硫磷	Flumioxazin	丙炔氟草胺
Bromobutide	溴丁酰草胺	Diclofop-methyl	禾草灵	Paclobutrazol	多效唑	Tolfenpyrad	唑虫酰胺
Mefenoxam (Metalaxyl- M)	精甲霜灵	Pyributicarb	稗草畏	Napropamide	敌草胺		

■ 农药混标溶液 PL-7-2 成分表 (37 种) (163-23021 , 169-23023)

Thiamethoxam	噻虫嗪	Simeconazole	硅氟唑	Azinphos-methyl	保棉磷	Indoxacarb (Indoxacarb-MP)	恶二唑虫
Clothianidin	噻虫胺	Oryzalin	安磺灵	Pyritalid	环酯草醚	Benzofenap	吡草酮
Chloridazon(PAC)	膦基聚羧酸	Cyazofamid	氟霜唑	(E)-Ferimzone	E- 啞菌胺	Furathiocarb	呋线威
Thiacloprid	噻虫啉	Napronilide	萘丙胺	(Z)-Ferimzone	Z- 啞菌胺	Cloquintocet-mexyl	解草酯
Thiabendazole	噻菌灵	Fenoxycarb	苯氧威	Methoxyfenozide	甲氧虫酰肼	Avermectin B1a	阿维菌素 B1a
Azamethiphos	啞啞磷	Anilofos	莎稗磷	Iprovalicarb	丙森锌	Butafenacil	氟丙啞草酯
Dimethirimol	二甲啞酚	Cyflufenamid	环氟菌胺	Chromafenozide	环虫酰肼		
Isoxaflutole	异啞氟草	Pyrazolynate	苄草唑				

■ 农药混标溶液 PL-8-1 成分表 (21 种) (160-23031 , 166-23033)

Flumetsulam	啞啞磺草胺	4-Chlorophenoxyacetic acid(4-CPA)	对氯苯氧乙酸	Forchlorfenuron	氯吡脞	Mecoprop(MCPP)	2- 甲 -4- 氯丙酸
Thifensulfuron-methyl	噻吩黄隆	Bromoxynil	溴苯腈	Haloxypol	吡氟氧禾灵	Dichlorprop	2,4- 滴丙酸
Florasulam	双氟磺草胺	1-Naphthaleneacetic acid	1- 萘乙酸	Gibberellin	赤霉素	MCPB	2- 甲基 -4- 氯苯氧基丁酸
Choransulam-methyl	氯啞磺草胺	Cloprop	2-(3- 氯苯氧基) 丙酸	Fluroxypyr	氟啞吡氧乙酸	Acifluorfen	三氟啞草醚
Diclosulam	双氯磺草胺	Ioxynil	碘苯腈	Fomesafen	氟啞啞草醚		
Thidiazuron	噻苯隆	Triclopyr	绿草定				

■ 农药混标溶液 PL-9-2 成分表 (17 种) (160-23053 , 164-23051)

EPTC	茵草敌	Famphur	伐灭磷	Propetamphos	异丙氧磷	Iprodione metabolite	扑海英
Etridiazole (Echlomezol)	二甲基苯基丙烯酯	Endosulfan sulfate (Benzoepin sulfate)	硫丹硫酸酯	Pirimicarb	抗蚜威	Fenoxaprop-ethyl	精恶唑禾草灵
Chloroneb	地茂散	Piperonyl butoxide	增效醚	Imazalil	烯菌灵	Prochloraz	咪唑胺
Fenobucarb	仲丁威	Bioresmethrin	生物吡啶菊酯	Flusilazole	氟硅唑		
Diphenylamine	二苯胺	Iprodione	异菌脲				

■ 农药混标溶液 PL-12-1 成分表 (26 种) (161-23941 , 167-23941)

Chlorethoxyfos	氯氧磷	Flutriafol	粉唑醇	Fenchlorphos	皮蝇磷	Picolinafen	氟吡啞草胺
Dicrotophos	倍硫磷	Chlorofenson	对氯苯基对氯苯磺酸酯	Ethofumesate	乙氧味草黄	Fenamidone	咪啞菌酮
Phorate	甲拌磷	Carboxin	萎锈灵	1-Naphthylacetamide	1- 萘乙酰胺	Spirodiclofen	螺螨酯
Clomazone	异恶草酮	11-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane	2,2-二(4-乙基苯基)乙烷-1,1-二氯	Methoprene	烯虫丙酯	Cinidon-ethyl	吡啞啞草酯
Isazophos	氯唑磷	Flufenpyr-ethyl	氟啞啞草酯	Mecarbam	苯噻草胺	Propaphos	丙虫磷
Ethylthiomethone	乙基硫啞唑	Carfentrazone-ethyl	氟啞啞草	Bromophos-ethyl	乙基溴硫磷	Chlorbenside	氯杀螨
Formothion	安果 (安硫磷)	Epoxiconazole	氟环唑				

■ 农药混标溶液 PL-13-1 成分表 (15 种) (164-23953 , 168-23951)

Nitrapyrin	硝酸啞啞	Resmethrin	苯醚菊酯	S-Metolachlor	异丙甲草胺	Thiacloprid	噻虫啉
Methacrifos	虫螨畏	Furathiocarb	呋线威	Flufenacet	氟啞草胺	Famoxadone	恶唑菌酮
Tebuthiuron	特丁啞草隆	Triticonazole	啞菌唑	Triflurazole	氟啞唑	Propaquizafop	啞草酯
Oxabetrinil	解草腈	Boscalid	啞啞菌胺	Azamethiphos	啞啞磷		

■ 农药混标溶液 PL-14-2 成分表 (30 种) (161-23963 , 165-23961)

Methomyl	灭多威	Chloroxuron	枯草隆	Azoxystrobin	啞菌酯	Hexaflumuron	氟铃脞
Imidacloprid	吡虫啉	Mepanipyrim	啞菌胺	Methiocarb	灭赐克	Cycloate	灭草特
Oxycarboxin	氧化萎锈灵	Triticonazole	啞菌唑	Acibenzolar-S-methyl	苯并啞二唑	Pentoxazone	环戊恶草酮
Bendiocarb	恶虫威	Indanofan	啞草酮	Dymron	杀草隆	Oxaziclomifone	去稗安
Thiodicarb	硫双威灭多威	Tetrachlorvinphos (CVMP)	杀虫威	Cumyluron	苄草隆	Fenoxaprop-ethyl	高恶唑禾草灵
Pirimicarb	抗蚜威	Carpropamid	环丙啞菌胺	Spinosad	多杀菌素	Flufenoxuron	氟虫脞
Methabenzthiazuron	甲基苯啞隆	Imazalil	抑霉唑	Silafluofen	硅醚菊酯	Cycloprothrin	乙氟菊酯
Furametpyr	福拉比	Pencycuron	戊菌隆				

■ 农药混标溶液 PL-16-2 成分表 (30 种) (165-23983 , 169-23981)

Metsulfuron-methyl	甲磺隆	Trifloxysulfuron	三氟啞磺隆	Mesosulfuron-methyl	甲磺啞磺隆	Fluazifop	氟草灵
Azimsulfuron	四唑啞磺隆	Iodosulfuron-methyl	碘甲磺隆	Ethametsulfuron-methyl	胺苯磺隆	Triflusaluron-methyl	氟啞磺隆
Cinosulfuron	啞黄隆	Metosulam	磺草啞胺	Pyrazosulfuron-ethyl	吡啞磺隆	Bensulfuron-methyl	苄啞磺隆
Sulfosulfuron	磺啞磺隆	Penoxsulam	五氟磺草胺	Naptalam	抑草生	Primisulfuron-methyl	甲基氟啞磺隆
Flazasulfuron	啞啞磺隆	Chlorimuron-ethyl	氯啞黄隆	2,4-D (2,4-PA)	2,4- 滴	Cyclosulfamuron	环啞磺隆
Imazosulfuron	咪啞磺隆	Ethoxysulfuron	乙氧啞磺隆	MCPA (MCP)	MCPA (MCP)	Fenhexamid	环啞菌胺
Propoxycarbazone	丙苯磺隆	Sulfentrazone	甲磺草胺	Clodinafop Acid	炔草酸	Halosulfuron-methyl	氯吡啞磺隆
Triasulfuron	啞苯磺隆	Prosulfuron	三氟丙磺隆				

■ 农药混标溶液 PL-17-2 成分表 (29 种) (164-23693, 168-23691)

Pymetrozine	吡蚜酮	Prometryn	扑草净	Barban	燕麦灵	Trifloxystrobin	肟菌酯
3-OH Carbofuran	3-羟基咪唑丹	Clodinafop-propargyl	炔草酸	Flamprop-methyl	麦草氟甲酯	Triflumizole	氟菌唑
Carbetamide	卡草胺	Carfentrazone-ethyl	氟啶唑草	Triflumizole Metabolite	氟菌唑代谢物	Benfuracarb	苯并咪唑硫酰氯
Bromacil	除草定	Benalaxyl	苯霜灵	Carbosulfan	丁硫克百威	Fluazuron	吡虫隆
Oxabetrinil	解草腈	Mefenpyr-diethyl	吡咯二酸二乙酯	Fenpropimorph	丁苯吗啉	Etoazole	依杀螨
Chlorbufam	氯炔灵	Pyraclostrobin	百克敏	Cymoxanil	霜脲氰	Chlorfluazuron	氟啶脲
Ametryn	莠灭净	Phoxim	辛硫磷	Amitraz	双甲眯		
Pyrimethanil	啉霉胺	Pyrazophos	定菌磷				

有机磷农残混合标准液 FA 系列

■ 农药混标溶液 FA-1 成分表 (24 种) (152-02931)

Dichlorvos(DDVP)	敌敌畏	(Z)-Dimethylvinphos	敌敌钙 (Z 型)	Chlorpyrifos-methyl	甲基毒死蜱	Edifenphos(EDDP)	克瘟散
Methamidophos	甲胺磷	(E)-Chlorfenvinphos(α-CVP)	毒虫畏 (E 型)	Pirimiphos-methyl	甲基噻啉磷	Cyanofenphos(CYP)	苯腈磷
Acephate	乙酰甲胺磷	Quinalphos	喹硫磷	(E)-Dimethylvinphos	甲基毒虫畏	Pyridaphenthion	哒嗪硫磷
Cadusafos	疏线磷	(Z)-Chlorfenvinphos(β-CVP)	毒虫畏 (Z 型)	Malathion(Malathon)	马拉硫磷	Phosalone	伏杀磷
Salithion	蔬果磷	Fosthiazate	噻唑磷	Dichlorvos(DDVP)	敌敌畏	(Z)-Dimethylvinphos	敌敌钙 (Z 型)
Diazinon	二嗪农	Propaphos	丙虫磷	Methamidophos	甲胺磷	(E)-Chlorfenvinphos(α-CVP)	毒虫畏 (E 型)
Iprobenfos(IBP)	异稻瘟净	Profenofos	丙溴磷	Acephate	乙酰甲胺磷	Quinalphos	喹硫磷
Cyanophos(CYAP)	杀螟腈	Ethion	乙硫磷				

■ 农药混标溶液 FA-2 成分表 (22 种) (159-02941)

Ethoprophos	灭克磷	Formothion	安果 (安硫磷)	Dimethoate	乐果	Methidathion(DMTP)	杀扑磷
Phorate	甲拌磷	Fenthion(MPP)	倍硫磷	Tolclofos-methyl	甲基立枯磷	Butamifos	丁胺磷
Thiometon	甲基乙拌磷	Fenitrothion(MEP)	杀螟松	Chlorpyrifos	毒死蜱	Sulprofos	硫丙磷
Terbufos	特丁磷	Isofenphos	异柳磷	Phosmet(PMP)	亚胺硫磷	Fensulfothion	苯胺磷或丰索磷
Etrimfos	乙噻硫磷	Phenthoate(PAP)	稻丰散	Pyraclifos	吡啶硫磷	EPN	苯硫磷酯
Dichlofenthion(ECP)	除线磷	Prothiofos	丙硫磷				

■ 农药混标溶液 FA-3 成分表 (10 种) (156-02951)

Omethoate	氧化乐果	Isoxathion	恶唑磷	Bromophos-ethyl	乙基溴硫磷	Azinphos-ethyl	谷硫磷乙酯
Disulfoton(Ethylthiometon)	乙拌磷	Vamidothion	蚜灭多	Fenamiphos	苯线磷	Coumaphos	蝇毒磷
Monocrotophos	久效磷	Azinphos-methyl	保棉磷				

■ 8 种农药混合液 (160-18401)

Asulam	磺草灵	MCPP	2-甲-4-氯丙酸	Pencycuron	戊菌隆	TPN	百菌清
Iprodione	异菌脲	Thiuram	促进剂 T	Bensulide	地散磷	Siduron	环草隆

■ 13 种农药混合液 (164-18421)

Benthiocab	杀草丹	EPN	苯硫磷酯	Dichlorvos(DDVP)	4-氯基四氢吡喃	Fenitrothion(MEP)	杀螟松
BPMC	仲丁威	Iprobenfos(IBP)	异稻瘟净	Diazinon	二嗪农	Propyzamide	戊唑草胺
CAT	西玛津	Isoprothiolane	稻瘟灵	Chlorothalonil(TPN)	百菌清		
Chlornitrofen(CNP)	草枯醚	Isoxathion	恶唑磷				

■ 32 农药混合液 (162-19201)

Methamidophos	甲胺磷	Fenitrothion(MEP)	杀螟松	Chlorothalonil(TPN)	百菌清	Napropamide	敌草胺
Acephate	乙酰甲胺磷	Dithiopyr	氟氯草定	Propyzamide	戊唑草胺	Butamifos	丁胺磷
Trichlorfon(DEP)	敌百虫	Chlorpyrifos	毒死蜱	Diazinon	二嗪农	Flutolanil	氟酰胺
Etridiazole(Echlomezol)	二甲苯基基丙烯酸酯	Captan	克菌丹	Tolclofos-methyl	甲基立枯磷	Isoxathion	恶唑磷
Chloroneb	地茂散	Pendimethalin	二甲戊灵	Terbucarb(MBPMC)	特草灵	Triclopyrbutoxyethyl	灭锈胺
Pencycuron	戊菌隆	Methyldymron	甲基杀草隆	Metalaxyl	甲霜灵	Mepronil	灭锈胺
Benfluralin(Bethrodine)	氟草胺	Isofenphos	异柳磷	Iprodione	异菌脲	Pyributicarb	稗草畏
Simazine(CAT)	西玛津	Isoprothiolane	稻瘟灵	Bensulide(SAP)	地散磷	Pyridaphenthion	哒嗪硫磷

水质检测农残混合标准溶液 WQ 系列

■ 15 农药混合液 WQ-2-1 (163-23881, 169-23883)

Diazinon oxon	二嗪磷氧同系物	Butamifos oxon	牛津郡克曼磷	MPP oxon	牛津郡倍硫磷标准品	MPP sulfoxide	倍硫磷亚砷
Tolclofos-methyl oxon	牛津郡甲基立枯磷	Isoxathion oxon	氧化唑磷	EPN oxon	牛津郡苯硫磷	Benzoepin sulfate	硫丹硫酸酯
MEP oxon	生津郡甲基亚乙基磷酸酯	MPP oxon suloxide	倍硫磷氧亚砷	Isofenphos oxon	氧异柳磷	MPP Sulfone	倍硫磷 - 砷
Malaoxon	马拉氧磷	MPP oxon sulfone	倍硫磷氧砷	Chlorpyrifos oxon	氯吡硫磷一氧		

■ 28 农药混合液 WQ-3-1 (160-23891, 166-23893)

Methomyl	灭多威	MPP sulfone	倍硫磷 - 砷	Thiodicarb	灭多威	2,4-D(2,4-PA)	2,4-二氯苯氧乙酸
MPP oxon sulfoxide	倍硫磷氧亚砷	Azoxystrobin	啉菌酯	MPP sulfoxide	倍硫磷亚砷	Triclopyr	绿草定
Tricyclazole	三环唑	Dymron	杀草隆	MPP oxon	倍硫磷 - 氧	Mecoprop(MCPP)	2-甲基-4-氯戊氧基丙酸
MPP oxon sulfone	倍硫磷氧砷	Fenthion(MPP)	倍硫磷	Bensulfuron-methyl	苄嘧磺隆	Diuron(DCMU)	敌草隆
Carbofuran	呋喃丹	Carpropamid	环丙酰菌胺	Flazasulfuron	啉嘧磺隆	Halosulfuron-methyl	氯吡啉磺隆
Thiram(Thiuram)	促进剂 T	Asulam	磺草灵	Siduron	环草隆	Iprodione	异菌脲
Probenazole	烯丙苯唑啉	Bentazone	灭草松	Fipronil	氟虫腴	Bensulide	地散磷

■ 63 种农药混标溶液 WQ-4 (164-26013 , 168-26011)

Oxamyl	草酰肼	Nitenpyram	烯啶虫胺	Dinotefuran	呋虫胺	Thiamethoxam	噻虫嗪
Imidacloprid	吡虫啉	Pymetrozine	吡蚜酮	Clothianidin	噻虫胺	Trinexapac-ethyl	抗倒酯
Monocrotophos	久效磷	Cinosulfuron	醚磺隆	Metribuzin	噻草酮	Bromacil	除草定
Acetamiprid	啉虫脒	Thiacloprid	噻虫啉	Bendiocarb	恶虫威	Furametpyr	呋吡菌胺
Pyrazosulfuron-ethyl	吡啶磺隆	Cyanazine	氰草津	Cyproconazole	环唑醇	Indanofan	茚草酮
Ethoxysulfuron	乙氧嘧磺隆	Fluazifop	吡氟禾草灵	Diflubenzuron	二氟脲	Tetrachlorvinphos(CVMP)	杀虫畏
(E)-Metominostrobin	(E)- 苯氧菌胺	Linuron	利谷隆	Cyprodinil	啉菌环胺	Fentrazamide	四唑酰草胺
(Z)-pyriminobac-methyl	(Z)- 啉草醚	Acibenzolar-S-methyl	苯并噻二唑	Etobenzanid	乙氧苯草胺	Oxadiargyl	丙炔恶草酮
Ametryn	莠灭净	Boscalid	啉酰菌胺	Phoxim	辛硫磷	Pyrazolynate(Pyrazolate)	苄草唑
(E)-Pyriminobac-methyl	(E)- 啉草醚	Cumyluron	苄草隆	Difenoconazole	苯醚甲环唑	Oxaziclomfene	恶唑草酮
Benzobicyclon	双环磺草酮	Prometryn	扑草净	Pentoxazone	戊基恶唑酮	Clomeprop	氯甲酰草胺
Diomezine	啉菌酮	Chromafenozide	环虫酰肼	Silafluofen	氟硅菊酯	MCPA(MCP)	2- 甲- 4- 苯氧基乙酸
Simeconazole	硅氟唑	Tetraconazole	氟醚唑	Dichlorprop	2, 4- 滴丙酸	Propanil(DCPA)	敌稗
Naproanilide	萘丙胺	Tebuconazole	戊唑醇	Inabenfide	抗倒胺	Tiadinil	噻酰菌胺
Pirimiphos-methyl	甲基啉啶磷	Triflumizole	氟菌唑	Thifluzamide	噻唑酰胺	Flusulfamide	磺菌胺
Benzofenap	吡草酮	Quazalofop-ethyl	喹禾灵	Tebufenozide	虫酰肼	Fluazinam	氟啶胺

■ 48 种农药混标溶液 WQ-5 (161-26001 , 167-26003)

Propoxur(PHC)	残杀威	Cadusafos	疏线磷	Propaphos	丙虫磷	Butachlor	丁草胺
Cyanophos (CYAP)	杀螟腈	Dichlofenthion (ECP)	除线磷	Tetrachlorvinphos (CVMP)	杀虫畏	Paclobutrazol	多效唑
Benfuresate	呋草黄	Chlorpyrifos-methyl	甲基毒死蜱	(E)-Metominostrobin	(E)- 苯氧菌胺	Trifluzamide	噻氟菌胺
Propanil (DCPA)	敌稗	Simeconazole	硅氟唑	Uniconazole P	烯效唑	Pyriminobac-methyl	啉草醚
Metribuzin	噻草酮	Cinmethylin	环庚草醚	Cyproconazole	环唑醇	Propargite (BPPS)	克螨特
Prometryn	扑草净	Ametryn	莠灭净	Tebuconazole	戊唑醇	Orysastobin	肟醚菌胺
Pirimiphos-methyl	甲基啉啶磷	Dimethylvinphos	甲基毒虫畏	Acetamiprid	啉虫脒	Cumyluron	苄草隆
Bromacil	除草定	Metolachlor	异丙甲草胺	Furametpyr	呋吡菌胺	Indanofan	茚草酮
Chlorthal-dimethyl (TCTP)	氯酞酸二甲酯	Tetraconazole	氟醚唑	Phosalone	伏杀硫磷	Cyhalofop-butyl	氟氯菊酯
Cyanazine	氰草津	Quinclamine (ACN)	灭藻醌	Pyraclifos	吡啶硫磷	Etobenzanid	乙氧苯草胺
Fosthiazate	噻唑膦	Cyprodinil	啉菌环胺	Boscalid	啉酰菌胺	Thiacloprid	噻虫啉
Thiamethoxam	噻虫嗪	Triflumizole	氟菌唑	Difenoconazole	苯醚甲环唑	Pyrazoxyfen	苄草唑

高尔夫球场农药混标标准溶液 GF 系列

■ 高尔夫球场农药混标溶液 GF-1 (GC/MS) 成分表 (6 种) (161-25141)

Captan	克菌丹	Napropamide	敌草胺	cis-Permethrin	顺式氯菊酯	Etopenprox	醚菊酯
Pyridaphenthion	啉啶硫磷	trans-Permethrin	反式氯菊酯				

■ 高尔夫球场农药混标溶液 GF-1 (LC/MS/MS) 成分表 41 种 (166-25151)

Thiamethoxam	噻虫嗪	Imidacloprid	吡虫啉	Iprodione	异菌脲	Tebuconazole	戊唑醇
Clothianidin	噻虫胺	Acetamiprid	啉虫脒	Propiconazole	丙环唑	Diazinon	二嗪磷
Flazasulfuron	啉啶磺隆	Halosulfuron-methyl	氯吡啶磺隆	Butamifos	抑草磷	Isoxathion	恶唑磷
Simazine (CAT)	西玛津	Cyclosulfamuron	环丙啉磺隆	Pencycuron	戊菌隆	Difenoconazole	苯醚甲环唑
Metalaxyl	甲霜灵	Azoxystrobin	啉菌酯	Terbucarb (MBPMC)	特草灵	Dithiopyr	氟硫草定
Siduron	环草隆	Boscalid	啉酰菌胺	Triflumizole	氟菌唑	Oxaziclomfene	恶唑草酮
Flutolanil	氟酰胺	Isoprothiolane	稻瘟灵	Pyributicarb	稗草灵	Pendimethalin	二甲戊乐灵
Mepronil	灭锈胺	Propyzamide	拿草特	Cafenstrole-decarbamoyle[3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole]Triclopyr		Mecoprop (MCP)	二甲四氯丙酸
Fenitrothion (MEP)	杀螟硫磷	Cafenstrole	唑草胺	Thifluzamide	噻唑酰胺	Tebufenozide	虫酰肼
Cyproconazole	环唑醇	Triflumizole Metabolite	氟菌唑代谢物	Bensulide	地散磷		
Tetraconazole	氟醚唑	Simeconazole	硅氟唑				

■ 高尔夫球场农药混标溶液 GF-2 (GC/MS) 成分表 (25 种) (168-25151)

Pencycuron	戊菌隆	Simazine (CAT)	西玛津	Napropamide	敌草胺	Butamifos	抑草磷
Chlorothalonil (TPN)	百菌清	Propyzamide	拿草特	Flutolanil	氟酰胺	Isoxathion	恶唑磷
Diazinon	二嗪磷	Tolclofos-methyl	甲基立枯磷	Triclopyrbutoxyethyl	定草酯-2- 丁氧基乙基	Mepronil	灭锈胺
Terbucarb (MBPMC)	特草灵	Metalaxyl	甲霜灵	(Triclopyr-2-butoxyethyl)			
Fenitrothion (MEP)	杀螟硫磷	Dithiopyr	氟硫草定	Propiconazole	丙环唑	Pyridaphenthion	啉啶硫磷
Chlorpyrifos	毒死蜱	Captan	克菌丹	Iprodione	异菌脲	Bensulide	地散磷
Pendimethalin	二甲戊乐灵	Isoprothiolane	稻瘟灵				

■ 高尔夫球场农药混标溶液 GF-6 (LC) 成分表 (8 种) (168-24931)

Asulam	磺草灵	Triclopyr	绿草定	Thiuram	秋兰姆	Flazasulfuron	啉啶磺隆
Mecoprop (MCP)	二甲四氯丙酸	Halosulfuron-methyl	氯吡啶磺隆	Siduron	环草隆	Azoxystrobin	啉菌酯

农残溶剂

Wako (和光) 农残溶剂分为 300 倍浓缩农残溶剂和 5000 倍浓缩农残溶剂, 当用气相色谱 - 电子捕获检测器 (ECD-GC) 检测有机氯农药时, 溶剂中杂峰高要比 20pg (2×10^{-11}) γ -六氯化苯 (γ -BHC) 的半峰高小。

当用气相色谱 - 火焰光度检测器 (FPD-GC) 检测有机磷农药时, 溶剂中杂峰高必须比 0.5ng 倍硫磷 (MPP) 峰高的 1/25 小。

浓缩 300 倍指当样品溶剂浓缩 300 倍后, 能通过上述检测。

浓缩 5000 倍指当样品溶剂浓缩 5000 倍后, 能通过上述检测。也就是说数字越大, 样品中的杂质含量越低。因此, 建议使用 5000 倍作为微量痕量分析用溶剂。

Wako (和光) 生产的农残溶剂可用于食物、水中农药和 PCB (多氯联苯) 溶液的测定。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
013-19401	Acetonitrile 5,000	乙腈 5,000	75-05-8	1L	490
019-19403	Acetonitrile 5,000	乙腈 5,000	75-05-8	3L	1,120
028-14751	Benzene 5,000	苯 5,000	71-43-2	1L	400
020-14831	t-Butyl Methyl Ether	t-丁基甲醚 5,000	1634-04-4	1L	1,440
036-18631	Cyclohexane 5,000	环己烷 5,000	110-82-7	1L	530
053-07011	Ethanol (99.5) 5000	乙醇 (99.5) 5,000	64-17-5	1L	询价
052-06981	Ethyl Acetate 5,000	乙酸乙酯 5,000	141-78-6	1L	400
083-07911	Hexane 5,000	己烷 5,000	110-54-3	1L	400
089-07913	Hexane 5,000	己烷 5,000	110-54-3	3L	640
132-14161	Methanol 5,000	甲醇 5,000	67-56-1	1L	400
138-14163	Methanol 5,000	甲醇 5,000	67-56-1	3L	640
162-20671	Petroleum Ether 5,000	石油醚 5,000	8032-32-4	1L	400
015-11301	Acetonitrile 300	乙腈 300	75-05-8	1L	450
011-11303	Acetonitrile 300	乙腈 300	75-05-8	3L	1,070
021-08631	Benzene 300	苯 300	71-43-2	1L	400
024-14351	t-Butyl Methyl Ether 300	t-丁基甲醚 300	1634-04-4	1L	1,380
038-16751	Cyclohexane 300	环己烷 300	110-82-7	1L	490
034-16753	Cyclohexane 300	环己烷 300	110-82-7	3L	1,270
056-04441	Ethanol (99.5)300	乙醇 (99.5) 300	64-17-5	1L	询价
052-04443	Ethanol (99.5)300	乙醇 (99.5) 300	64-17-5	3L	询价
052-04421	Ethyl Acetate 300	乙酸乙酯 300	141-78-6	1L	400
084-04761	Hexane 300	己烷 300	110-54-3	1L	400
080-04763	Hexane 300	己烷 300	110-54-3	3L	550
139-08821	Methanol 300	甲醇 300	67-56-1	1L	400
135-08823	Methanol 300	甲醇 300	67-56-1	3L	550
165-12971	Petroleum Ether 300	石油醚 300	8032-32-4	1L	400
040-28081	Distilled Water, Hexane Washed	二次蒸馏水	7732-18-5	1L	400
046-28083	Distilled Water, Hexane Washed	二次蒸馏水	7732-18-5	3L	660

LC/MS 溶剂

Wako (和光) 生产的 LC/MS 溶剂是一种高纯溶剂 (纯度均在 99.5% 以上), 可减少 LC/MS 仪器的背景噪音, 适用于 LC/MS 检测用溶剂及 LC/MS 所用洗脱液, 是理想的痕量组分分析溶剂。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS. No.	包装	价格 (RMB)
016-19854	Acetonitrile	乙腈	75-05-8	100ml	400
012-19851	Acetonitrile	乙腈	75-05-8	1L	790
018-19853	Acetonitrile	乙腈	75-05-8	3L	1,870
132-14524	Methanol	甲醇	67-56-1	100ml	400
138-14521	Methanol	甲醇	67-56-1	1L	400
134-14523	Methanol	甲醇	67-56-1	3L	420
168-25531	2-Propanol	异丙醇	67-63-0	1L	470
164-25533	2-Propanol	异丙醇	67-63-0	3L	1,050
214-01301	Ultrapure Water	超纯水	7732-18-5	1L	400
210-01303	Ultrapure Water	超纯水	7732-18-5	3L	470
014-20063	Acetic Acid	醋酸	64-19-7	1ml×5A	560
018-20061	Acetic Acid	醋酸	64-19-7	50ml	650
063-04533	Formic Acid (abt. 99%)	甲酸 (99%)	64-18-6	1ml×5A	900
067-04531	Formic Acid (abt. 99%)	甲酸 (99%)	64-18-6	50ml	1,010
062-04721	0.1vol% Formic Acid-Acetonitrile	0.1% 甲酸溶液 - 乙腈		1L	790
068-04723	0.1vol% Formic Acid-Acetonitrile	0.1% 甲酸溶液 - 乙腈		3L	1,850

农残前处理柱

Presep®-C Agri 和 Presep®-C Agri (短) 分析农药残留

该固相萃取柱以苯乙烯-乙烯基苯-甲基丙烯酸酯树脂为吸附材料, 可快速、简便的进行农药残留预处理。

产品分为两端封闭型筒状 Presep®-C Agri (短) 和注射针筒型 Presep® Agri 两种。可根据加压、减压等前处理操作区分使用。

转下页

特点：

1. 高分子凝胶具有疏水性，可有效富集水中痕量疏水性成分
2. 对高极性和金属配位化合物（磺草灵，喹啉铜）等难回收物质的回收率高
3. Presep®-C Agri（短）可用恒流压力泵进行浓缩回收。
4. 进行 HPLC 分析时，依照日本公定法规定，利用 Wakopak® WS Agri-9 及专用洗涤液组合使用，可迅速简便定量分析多种农药。


■ LC/MS/MS 分析水中农药残留

固相萃取条件

萃取柱：Presep®-C Agri（短）
 柱活化：① 乙腈 10 mL ② 甲醇 10 mL ③ H₂O 10 mL
 进样：^{※1} 500mL
 淋洗：H₂O 5mL
 ↓
 洗脱：2mL 乙腈^{※2}
 ↓
 浓缩：氮气流（约 0.2- 0.3 mL）
 ↓
 再溶解：用 H₂O 稀释至 1 mL
 ↓
 HPLC-UV 进样 10 μL

※1 500 mL 样品：加入 10 mL of 0.2mol/L EDTA · 2Na 并添加农药标准品

※2: 洗脱液量：5 mL（日本公定法规定）



HPLC 分析条件

色谱柱：Wakopak® MS-Agri-9 GT (2.0 mm × 150 mm)

流动相：A) 10 mM 乙酸铵 (pH3.7)

B) 乙腈

0-10 min B: 12-70 %

10-13 min B: 100 %

13-23 min B: 12 %

流速：40° C, 0.2 mL/min

进样量：1 ppm, 2 μL

MS/MS 分析条件

ESI, MRM

离子喷雾电压：

5500 V (pos)

-4500 V (neg)

温度：

700° C

300° C

气帘气：

40

20

碰撞气：

5

3

雾化气：

80

40


辅助气：

70

80

系统：

3200 Q TRAP (ABI)



各种农药的保留时间及回收率

■ pos 模式 18 种成分

农药编号	样品名称	Q1/Q3	保留时间 (min)	回收率 (%)
74	Methomyl	163.1/88.1 amu	4.4	50.8 (85.2)
71	MPP oxon sulfoxide	279.0/104.2 amu	5.8	101.6
87	Tricyclopyr	190.0/163.2 amu	6.9	99.1
71	MPP oxon sulfone	295.0/217.1 amu	7.2	99.7
18	Carbofuran (Carbosulfan metabolite)	222.1/165.2 amu	8.5	103.1
96	Thiodicard	355.1/88.1 amu	8.6	99.6
71	MPP sulfoxide	294.9/109.0 amu	9.0	100.1
1	Thluram	240.9/88.1 amu	9.5	94.3
82	Probenazole	224.0/130.2 amu	9.5	98.6
71	MPP oxon	263.0/231.1 amu	9.6	99.5
86	Bensulfuron-methyl	411.0/149.2 amu	10.0	100.7
95	Flazasulfuron	408.2/182.1 amu	10.1	98.6
71	MPP sulfone	310.9/124.9 amu	10.4	99.2
98	Siduron peak1	233.1/137.2 amu	10.4	99.7
98	Siduron peak2	-	10.6	98.3
90	Azoxystrobin	404.1/372.1 amu	10.8	99.6
84	Dymron	269.1/151.1 amu	11.1	99.6
71	MPP	279.0/169.0 amu	12.1	104.3
58	Carproamid	336.0/139.2 amu	12.2	101.8

■ neg 模式 10 种成分

农药编号	样品名称	Q1/Q3	保留时间 (min)	回收率 (%)
36	Asulam	228.9/196.7 amu	5.7	99.6
17	Bentazone	239.1/131.6 amu	6.8	99.3
19	2,4-PA	219.9/161.7 amu	7.5	99.1
20	Triclopyr	255.9/198.1 amu	8.0	101.2
45	MCP (Mecoprop)	213.0/140.9 amu	8.8	99.9
94	Halosulfuron-methyl	433.6/252.2 amu	9.6	99.1
68	DCMU (Diuron)	232.0/186.9 amu	9.7	100.4
26	Iprodione	329.9/245.1 amu	11.4	98.9
42	Bensulide (SAP)	395.9/212.7 amu	12.3	96.7
102	Fipronil	436.8/330.1 amu	12.4	97.3

■ 混合模式其他 3 种成分

农药编号	样品名称	回收率 (%)
28	Oxine-copper	96.2
48	Carbaryl (I NAC)	101.0
75	MBC: Benomyl decomposition product	97.5

※ 不包括混合时的稳定性问题；※ HPLC-UV 测定回收率

产品编号	中文名称	包装
296-32651	Presep®-C Agri (Short)	10 根 x 5
291-26851	Presep® Agri	50 根

※Methomyl 括号内的回收率数据为使用 Presep-Agri 测出的值
 ※Siduron: 检测出两个峰
 □ 2008 年 4 月在“附录 18”同时分析试验中添加的成分

Presep® Diatomaceous Earth Column

硅藻土前处理柱 (Presep® Diatomaceous Earth column) 是一种充有硅藻土颗粒的微型填充柱，不涉及传统复杂和耗时的萃取工作，需要使用分液漏斗、试管。硅藻土应用广泛，可以用作固化载体和过滤介质。当然，它在液液萃取中也是非常有用的。硅藻土的多功能性使得其在组合化学、环境分析及农业化学品中受到广泛的关注。

硅藻土前处理柱主要用于合成反应中的液 / 液分步萃取，柱中有机溶剂 / 水组合相去除水分。

应用范围：

1. 组合化学
2. 环境分析前处理，如农药残留分析
3. 药物分析的前处理

产品信息

产品编号	产品名称	中文名称	包装	规格
298-35151	Presep® Diatomaceous Earth, Granular (Column Volume 15mL)	硅藻土前处理柱	100pcs	for Sample Pretreatment
292-35051	Presep® Diatomaceous Earth, Granular (Column Volume 6mL)	硅藻土前处理柱	100pcs	for Sample Pretreatment

柱尺寸：15mL；填料重量：2g；保留体积：2mL 水

兽药标准品

兽药残留是“兽药在动物源食品中的残留”的简称，根据联合国粮农组织和世界卫生组织（FAO/WHO）食品中兽药残留联合立法委员会的定义，兽药残留是指动物产品的任何可食部分所含兽药的母体化合物及（或）其代谢物，以及与兽药有关的杂质。所以，兽药残留既包括原药，也包括药物在动物体内的代谢产物和兽药生产中所伴生的杂质。随着人们对动物源食品由需求型向质量型的转变，动物源食品中的兽药残留已逐渐成为全世界关注的一个焦点。

兽药在防治动物疾病、提高生产效率、改善畜产品质量等方面起着十分重要的作用。然而，由于养殖人员对科学知识的缺乏以及一味地追求经济利益，致使滥用兽药现象在当前畜牧业中普遍存在。滥用兽药极易造成动物源食品中有害物质的残留，这不仅对人体健康造成直接危害，而且对畜牧业的发展和生态环境也造成极大危害。中国是世界水产品 and 畜禽肉制品生产和贸易大国，随着生产和贸易的发展，各类水产品和畜禽肉制品的质量安全问题也日益突出。尤其在水产品和畜禽养殖过程中，由于在饲料中兽药的不当使用，造成兽药残留超标。

Wako（和光）能提供的兽药标准品为兽残检测专用级别或 HPLC 级别的兽药标准品，纯度可达到 98% 以上。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
017-20651	Amprolium Hydrochloride Standard	盐酸氨丙啉标准品	137-88-2	200mg	900
015-21671	Azaperone Standard	阿扎哌隆标准品	1649-18-9	100mg	3,370
025-15501	Benzylpenicillin Potassium Standard	青霉素钾标准液	113-98-4	200mg	1,120
205-16281	beta-Trenbolone Standard	β 去甲雄三烯醇酮标准品	10161-33-8	200mg	1,680
023-16021	Brilliant Green Standard	碱性绿 1 标准品	633-03-4	100mg	1,120
020-15311	Butylhydroxyanisole Standard(mixture of isomers)	丁基羟基茴香醚标准品	25013-16-5	200mg	500
030-20481	Cefapirin Sodium Salt Standard	头孢菌素钠盐标准品	24356-60-3	100mg	1,010
037-20491	Cefuroxime Sodium Salt Standard	头孢呋辛钠标准品	56238-63-2	100mg	1,010
037-19641	Chloramphenicol Standard	氯霉素标准品	56-75-7	200mg	670
034-19531	Chlormadinone Acetate Standard	氯地孕酮醋酸酯标准品	302-22-7	200mg	900
036-19611	Chlorpromazine Hydrochloride Standard	盐酸氯丙嗪标准品	69-09-0	200mg	900
048-30351	Decoquinat Standard	癸氧喹标准品	18507-89-6	100mg	3,370
045-29491	Dexamethasone Standard	地塞米松标准品	50-02-2	200mg	900
047-29451	Dibutylhydroxytoluene Standard	羟基甲苯二丁酯标准品	128-37-0	200mg	500
045-30481	Dicloxacillin Sodium Salt Monohydrate Standard	双氯西林钠标准品	13412-64-1	100mg	1,010
049-29531	Dinitolmide Standard	二硝托胺标准品	148-01-6	200mg	670
056-07361	Erythromycin A Standard	红霉素 A 标准品	114-07-8	100mg	1,350
059-07351	Eugenol Standard	丁香酚标准品	97-53-0	200mg	900
066-05081	Febantel Standard	非班太尔标准品	58306-30-2	100mg	1,680
063-05091	Flunixin Meglumine Standard	氟尼辛葡甲胺标准品	42461-84-7	100mg	3,370
086-08241	Hydrocortisone Standard	氢化可的松标准品	50-23-7	200mg	900
091-05311	Isocyanuric Acid Standard	氰尿酸标准品	108-80-5	200mg	670
137-16811	Maduramicin Ammonium Standard	马杜霉素铵盐标准品	84878-61-5	100mg	2,240
132-14921	Metoclopramide Standard	甲氧氯普胺标准品	364-62-5	200mg	900
139-14931	Metronidazole Standard	甲硝唑标准品	443-48-1	200mg	900
146-08511	Nitrofurazone Standard	呋喃西林标准品	59-87-0	200mg	560
142-08231	Nitroxynil Standard	硝磺酚腈标准品	1689-89-0	200mg	670
149-08241	Norfloxacin Standard	氟哌酸标准品	70458-96-7	200mg	620
158-02531	Oxacillin Sodium Monohydrate Standard	苯唑西林钠一水合物标准品	7240-38-2	200mg	900
159-02561	Oxyclozanide Standard	五氟柳胺标准品	2277-92-1	200mg	670
162-23231	Phenoxymethylpenicillin Standard	苯氧甲基青霉素标准品	87-08-1	100mg	900
168-23211	Phenylbutazone Standard	保泰松标准品	50-33-9	100mg	1,680
166-21791	Potassium Clavulanate Standard	克拉维酸钾标准品	61177-45-5	100mg	2,580
162-21911	Prednisolone Standard	泼尼松龙标准品	50-24-8	200mg	790
185-01961	Rafoxanide Standard	雷复尼特标准品	22662-39-1	200mg	670
186-01991	Robenidine Hydrochloride Standard	盐酸罗苯胍标准品	25875-50-7	200mg	1,120
180-02011	Ronidazole Standard	罗硝唑标准品	7681-76-7	200mg	1,120
181-01941	Roxarsone Standard	洛克沙唑标准品	121-19-7	200mg	900
193-14871	Sulfabenzamide Standard	苯甲酰磺胺标准品	127-71-9	100mg	560
198-14061	Sulfanilamide Standard	磺胺标准品	63-74-1	200mg	790
204-16871	Tiopronin Standard	硫普罗宁标准品	1953-02-2	200mg	790
208-16271	Trenbolone Acetate Standard	乙酸去甲雄三烯醇酮标准品	10161-34-9	200mg	1,680
204-16491	Tribrimsalan Standard	3,5-二溴-N-(4-溴代苯基)-2-羟基苯甲酰胺标准品	87-10-5	100mg	1,350
208-17011	Tripelennamine Hydrochloride Standard	盐酸曲吡那敏标准品	154-69-8	200mg	790
049-31481	Doxycycline Hyclate Standard	盐酸强力霉素标准品	24390-14-5	100mg	1,350
032-21801	(±)-Cloprostenol Sodium Salt Standard	氯前列醇钠标准品	55028-72-3	100mg	3,370
035-22371	Cefalexin Standard	头孢氨苄标准品	15686-71-2	100mg	2,240
200-19151	Tilmicosin Standard(mixture of isomers)	替米考星标准品	108050-54-0	100mg	2,240
161-25381	5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazole-2-amine Standard	2-氨基-5-丙磺酰基苯并咪唑标准品	80983-34-2	100mg	3,370
121-05781	Lincomycin Hydrochloride Monohydrate Standard	盐酸林可霉素（一水物）标准品	7179-49-9	100mg	900
070-06021	Glycyrrhizic Acid Standard	甘草酸标准品	1405-86-3	100mg	2,810
015-22651	Acetaminophen Standard	N-乙酰对氨基酚标准品	103-90-2	100mg	1,120
031-21751	Cefquinome Sulfate Standard	硫酸头孢喹诺标准品	118443-89-3	100mg	2,240
030-21101	Ceftiofur Hydrochloride Standard	头孢噻呋盐酸盐标准品	103980-44-5	100mg	2,470
038-21761	Ceftriaxone Disodium Salt Hemiheptahydrate Standard	头孢曲松钠标准品	104376-79-6	100mg	2,470
062-05441	Furaltidone Hydrochloride Standard	盐酸呋喃它酮标准品	3759-92-0	100mg	790
113-00941	Kanamycin Monosulfate Standard	硫酸卡那霉素标准品	25389-94-0	100mg	1,350
137-15451	Methylprednisolone Standard	甲基强的松龙标准品	83-43-2	100mg	4,260
142-08731	Nitrofurantoin Standard	呋喃妥因标准品	67-20-9	100mg	790
192-15561	Sulfaguanidine Monohydrate Standard	磺胺胍标准品	6190-55-2	100mg	790
204-17231	Toltrazuril Sulfoxide Standard	妥曲珠利亚砜标准品	69004-15-5	100mg	3,930

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
018-21421	2-Acetylmino-5-nitrothiazole Standard	醋胺硝唑标准品	140-40-9	200mg	1,120
015-21171	1-Aminohydantoin Hydrochloride Standard	1-氨基海因盐酸盐标准品	2827-56-7	200mg	1,120
035-20291	Chlorhexidine Standard	氯己定标准品	55-56-1	200mg	790
032-20441	Clenbuterol Hydrochloride Standard	盐酸克仑特罗标准品	21898-19-1	100mg	1,120
033-20471	Clorsulon Standard	克洛素隆标准品	60200-06-8	100mg	2,240
038-20281	Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate Standard	氯唑西林钠标准品	7081-44-9	200mg	1,120
199-14591	Semicarbazide Hydrochloride Standard	盐酸氨基脒标准品	563-41-7	200mg	1,120
194-14661	Sulfachlorpyridazine Sodium Salt Standard	磺胺氯吡嗪钠标准品	23282-55-5	200mg	560
201-17241	Toltrazuril Sulfone Standard	妥曲珠利磺标准品	69004-04-2	100mg	3,930
018-21421	2-Acetylmino-5-nitrothiazole Standard	醋胺硝唑标准品	140-40-9	200mg	1,120
133-15291	Marbofloxacin Standard	麻保沙星标准品	115550-35-1	200mg	2,690
152-02551	Ormetoprim Standard	奥美普林标准品	6981-18-6	50mg	2,240
069-04971	Flumequine Standard	氟甲喹标准品	42835-25-6	200mg	1,120
011-21411	Aklomide Standard	阿克洛胺标准品	3011-89-0	200mg	670
013-21231	Altrenogest Standard	烯丙孕素标准品	850-52-2	100mg	2,020
069-04971	Flumequine Standard	氟甲喹标准品	42835-25-6	200mg	1,120
028-15971	Bromophene Standard	溴苯标准品	21987-62-6	100mg	1,680
047-30181	Dimetridazole Standard	二甲硝咪唑标准品	551-92-8	200mg	900
090-05521	Ivermectin Standard	伊维菌素标准品	70288-86-7	200mg	2,810
132-15401	Melengestrol Acetate Standard	醋酸美伦孕酮标准品	2919-66-6	50mg	1,680
160-22931	Praziquantel Standard	吡喹酮标准品	55268-74-1	200mg	1,010
192-14581	Sulfacetamide Standard	磺胺醋酰标准品	144-80-9	200mg	900
190-14641	Sulfamethoxyypyridazine Standard	磺胺甲氧吡嗪标准品	80-35-3	200mg	560
201-16881	Tiamulin Fumarate Standard	延胡索酸泰妙菌素标准品	55297-96-6	200mg	1,010
208-16911	Tolfenamic Acid Standard	托次酸标准品	13710-19-5	200mg	790
205-16921	Toltrazuril Standard	托曲珠利标准品	69004-03-1	200mg	1,350
240-00821	Xylazine Hydrochloride Standard	盐酸二甲苯胺噻嗪标准品	23076-35-9	200mg	790
020-15791	Benzocaine Standard	苯唑卡因标准品	34584	200mg	1,120
034-20141	Clostebol Standard	氯司替勃标准品	1093-58-9	200mg	1,120
032-20201	Crystal Violet Standard	结晶紫标准品	548-62-9	200mg	1,120
048-30111	Diethylstilbestrol Standard	己烯雌酚标准品	56-53-1	200mg	900
048-29501	Diminazene Diacetate Standard	二乙酰胺三氮唑标准品	908-54-3	200mg	670
060-05001	Florfenicol Standard	氟甲砜霉素标准品	73231-34-2	200mg	1,680
092-05461	Imidcarb Dipropionate Standard	咪多卡二丙酸标准品	55750-06-6	200mg	1,120
111-00741	Ketoprofen Standard	酮基布洛芬标准品	22071-15-4	200mg	1,010
120-05371	Leucocrystal Violet Standard	隐色结晶紫标准品	603-48-5	200mg	1,120
121-05301	Leucomalachite Green Standard	隐色孔雀石绿标准品	129-73-7	200mg	1,680
197-14651	Sulfathiazole Standard	磺胺噻唑标准品	72-14-0	200mg	560
048-28021	Diclazuril Standard	地克珠利标准品	101831-37-2	10mg	2,240
147-07061	Neospiramycin I Standard	新螺旋霉素 I 标准品	70253-62-2	10mg	1,680
197-11971	Spiramycin I Standard	螺旋霉素 I 标准品	24916-50-5	10mg	2,240
206-15091	Tetracycline Hydrochloride Standard	盐酸四环素标准品	64-75-5	200mg	900
200-14891	Triclabendazole Oxon Standard	牛津郡三氯苯达唑标准品		100mg	3,370
188-02333	Ribavirin	利巴韦林标准品	36791-04-5	1g	3,140
182-02331	Ribavirin	利巴韦林标准品	36791-04-5	250mg	1,010
351-15251	1-Adamantanamine	1-金刚烷胺	768-94-5	5g	670
359-15252	1-Adamantanamine	1-金刚烷胺	768-94-5	25g	2,130
026-15271	Betamethasone Standard	倍他米松标准品	378-44-9	200mg	900
086-08241	Hydrocortisone Standard	氢化可的松标准品	50-23-7	200mg	900
162-21911	Prednisolone Standard	泼尼松龙标准品	50-24-8	200mg	790
030-13771	Cortisone	倍氯米松标准品	53-06-5	5g	700
038-13772	Cortisone	倍氯米松标准品	53-06-5	25g	2,470
050-08501	Etiproston Tromethamine Standard	依替前列通氨丁三醇标准品	77698-96-5	20mg	4,490
135-17571	Methylene Blue Trihydrate Standard	亚甲基蓝三水合物标准品	7220-79-3	100mg	1,010
148-09171	Novobiocin Sodium Salt Standard	新生霉素标准品	1476-53-5	100mg	1,120
191-16991	Sulfisoxazole Standard	磺胺异恶唑标准品	127-69-5	100mg	790
034-22841	Cefazolin Sodium Salt Standard	头孢唑啉钠标准品	27164-46-1	100mg	1,120
040-32371	Dicyclanil Standard	地昔尼尔标准品	112636-83-6	100mg	2,240
147-09141	Nequinate Standard	甲氧苄啶标准品	13997-19-8	100mg	3,370
192-16921	Sulfabromomethazine Standard	磺胺溴二甲噻嗪标准品	116-45-0	100mg	3,370
199-16931	Sulfaethoxypyridazine Standard	磺胺乙氧吡嗪标准品	963-14-4	100mg	3,370
198-17001	Sulfametoxydiazine Standard	磺胺对甲氧嘧啶标准品	651-06-9	100mg	1,120
195-17011	Sulfanitran Standard	磺胺硝苯标准品	122-16-7	100mg	1,010
196-16941	Sulfatroxazole Standard	磺胺曲沙唑标准品	23256-23-7	100mg	3,370
208-19331	Tylosin Standard	泰乐菌素标准品	1401-69-0	100mg	1,350

天然药物标准品

天然药物是指动物、植物和矿物等自然界中存在的有药理活性的天然产品。Wako (和光) 能提供约 200 种天然药物标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
121-05801	(Z)-Ligustilide Standard Solution(0.1mg/mL Methanol Solution)	藁本内酯标准溶液(0.1mg/mL 甲醇溶液中)	4431-01-0	500μl×5A	1,800
071-06051	[6]-Gingerol Standard	6- 姜酚标准品		20mg	2,020
047-30681	2,6-Dimethoxyphenol Standard	2,6- 二甲氧基苯酚标准品	91-10-1	5g	1,120
015-22271	Achyranthes Root	牛膝		5g	400
019-14621	Aconitine Standard	乌头碱标准品	302-27-2	20mg	4,430
018-13231	Alisol B Acetate	醋酸泽泻醇 B 盐	26575-95-1	20mg	3,300
010-13431	Alisol B Standard	泽泻醇 B 标准品	18649-93-9	20mg	4,490
013-19901	Alkannin Standard	紫草素标准品	517-88-4	10mg	3,700
019-23271	Artemisia Argyi	艾蒿		10g	620
011-21531	Atractylodin Standard	苍术呋喃烃标准品	55290-63-6	20mg	7,070
016-23541	Atractylodin Standard Solution	苍术呋喃烃标准溶液	55290-63-6	1mL×5A	3,370
016-10351	Aucubin Standard	桃叶珊瑚苷标准品	479-98-1	20mg	1,010
027-07751	Baicalin Standard	黄芩素标准品	491-67-8	20mg	1,350
056-05161	beta-Eudesmol Standard	β- 桉叶油醇标准品	473-15-4	20mg	1,800
024-10691	Bufotalin Standard	BTL 标准品	471-95-4	20mg	4,040
039-22271	Calycosin 7-O-Glucoside Standard	毛蕊异黄酮苷标准品	20633-67-4	10mg	3,930
039-21551	Carbazochrome Sodium Sulfonate Trihydrate	卡络磺钠	51460-26-5	500mg	2,020
032-10551	Catalpol Standard	梓醇标准品	2415-24-9	20mg	920
035-13721	Cinobufotalin Standard	华蟾素标准品	1108-68-5	20mg	3,740
030-20741	Corosolic Acid Standard	科罗素酸标准品	4547-24-4	10mg	5,390
036-14971	Corydaline Standard	延胡索碱标准品	518-69-4	20mg	1,570
040-21881	Dehydrocostuslactone Standard	脱氢木香内酯标准品	477-43-0	20mg	1,570
045-28911	Dihydrocapsaicin Standard	二氢辣椒素标准品	19408-84-5	20mg	3,590
085-08211	Epihesperidin Standard	橙皮甙标准品	520-26-3	10mg	5,610
052-04921	Ergosterol Standard	麦角固醇标准品	57-87-4	20mg	1,180
078-05841	Geniposidic Acid Standard	梔子苷酸标准品	27741-01-1	20mg	1,910
079-02191	Ginsenoside-Rb1 Standard	人参皂甙 -Rb1 标准品	41753-43-9	10mg	2,100
072-03301	Ginsenoside-Rd Standard	人参皂甙 -Rd 标准品	52705-93-8	20mg	3,030
070-04821	Glabridin	光甘草定		20mg	1,120
072-05361	Glycocholic Acid Standard	甘氨酸标准品	475-31-0	20mg	4,260
071-02271	Glycyrrhizic Acid Standard	甘草酸标准品	1405-86-3	20mg	850
077-04951	Gomisin A Standard	五味子酯 A 标准品	58546-54-6	10mg	3,590
074-04961	Gomisin N Standard	五味子酯 N 标准品		10mg	3,480
084-07061	Hypaconitine	次乌碱	6900-87-4	20mg	5,390
099-03651	Isofraxidine Standard	次乌头碱标准品	486-21-5	20mg	2,360
017-22091	L-Asarinin Standard	L- 细辛素 标准品	133-04-0	10mg	5,720
130-12261	Mesaconitine	中乌头碱	2752-64-9	20mg	5,390
150-01511	Oxymatrine Standard	氧化苦参碱标准品	16837-52-8	20mg	1,680
166-23751	Plantago Seed	车前籽胶		10g	400
168-22231	Praeruptorin A Standard	白花前胡甲素标准品	73069-25-7	10mg	4,490
197-08421	Saikosaponin c Standard	紫胡皂苷 c 标准品	20736-08-7	10mg	2,200
197-09261	Scopolamine Hydrobromide n-Hydrate	氢溴酸东莨菪碱	114-49-8	20mg	580
196-15461	Scopoletin Standard	东莨菪内酯标准品	92-61-5	20mg	810
194-16241	Sennoside A Standard	番泻苷 A 标准品	81-27-6	10mg	2,020
197-16091	Sennoside B Standard	番泻苷 B 标准品	128-57-4	10mg	2,020
198-13601	Shikonin (mixture of optical isomers, about 1:1)	紫草素	54952-43-1	10mg	2,470
198-13581	Shikonin (mixture of optical isomers, about 6:1)	紫草素	517-89-5	10mg	1,570
191-13331	Shikonin Standard	紫草素标准品	517-89-5	10mg	3,370
193-09361	Sinomenine Standard	青藤碱标准品	115-53-7	20mg	1,230
203-17061	Tauroursodeoxycholic Acid Standard	牛熊去氧胆酸钠标准品	14605-22-2	20mg	4,710
207-16861	Timosaponin A- III Standard	知母皂苷 A3 标准品	41059-79-4	20mg	4,260
214-01421	Umbelliferone Standard	7- 羟基香豆素标准品	93-35-6	20mg	2,240
156-02831	γ-Oryzanol Standard	谷维素标准品	11042-64-1	20mg	900
198-16901	Swertiamarin Standard	獐牙菜苦甙标准品		20mg	1,800
020-16411	Bisdemethoxycurcumin	双去甲氧基姜黄素	33171-05-0	10mg	4,940
049-31001	Demethoxycurcumin	脱甲氧姜黄	22608-11-3	10mg	4,100
075-05231	Ginsenoside Rc	人参皂甙 Rc	11021-14-0	20mg	3,140
072-05241	Ginsenoside Re	人参皂甙 Re	52286-59-6	20mg	3,250
085-08691	3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-(E)-propenoic Acid	3-(3- 羟基 -4 甲氧基苯基)-2-(E) 丙烯酸	25522-33-2	20mg	2,020
199-16311	Saikosaponin d	柴胡皂苷 D	20874-52-6	10mg	5,610
199-10211	Sennoside B	番泻苷 B	128-57-4	100mg	2,360
197-16091	Sennoside B Standard	番泻苷 B 标准品	128-57-4	10mg	2,020
035-18461	(-)-Catechin, from Green Tea	(-)- 儿茶素, 提取自绿茶	18829-70-4	10mg	2,580

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
032-18231	Catechin Mixture, from Green Tea	儿茶素混合物, 提取自绿茶		1g	2,220
048-20983	3,4-Dihydroxycinnamic Acid	咖啡酸	331-39-5	1g	400
042-20981	3,4-Dihydroxycinnamic Acid	咖啡酸	331-39-6	5g	440
040-20982	3,4-Dihydroxycinnamic Acid	咖啡酸	331-39-7	25g	1,350
059-06751	(-)-Epicatechin, from Green Tea	表儿茶素, 提取自绿茶	490-46-0	10mg	900
055-06753	(-)-Epicatechin, from Green Tea	表儿茶素, 提取自绿茶	490-46-0	50mg	2,690
052-06741	(-)-Epicatechin Gallate, from Green Tea	表儿茶素没食子酸酯, 提取自绿茶	1257-08-5	10mg	1,350
058-06743	(-)-Epicatechin Gallate, from Green Tea	表儿茶素没食子酸酯, 提取自绿茶	1257-08-5	50mg	4,260
056-06761	(-)-Epigallocatechin, from Green Tea	(-)- 表没食子儿茶素, 提取自绿茶	970-74-1	10mg	1,350
052-06763	(-)-Epigallocatechin, from Green Tea	(-)- 表没食子儿茶素, 提取自绿茶	970-74-1	50mg	4,260
059-05411	(-)-Epigallocatechin Gallate	(-)- 表没食子儿茶素没食子酸酯	989-51-5	100mg	1,680
072-04761	(-)-Gallocatechin, from Green Tea	(-)- 倍儿茶酸, 提取自绿茶	3371-27-5	10mg	3,810
079-04771	(-)-Gallocatechin Gallate,from green tea	没食子儿茶素没食子酸酯, 提取自绿茶	4233-96-9	10mg	2,580
208-15171	Theaflavin 3,3'-Digallate ,from black tea	8- 姜酚	30462-35-2	1mg	1,800
202-15191	Theaflavin 3-Gallate,from black tea	茶黄素 -3- 没食子酸酯	30462-34-1	1mg	1,800
204-15271	Theaflavin 3'-Gallate , from black tea	茶黄素 -3'- 没食子酸酯	28543-07-9	1mg	1,800
201-15161	Theaflavin, from black tea	茶黄素	4670/5/7	1mg	1,350
013-18801	6"-O-Acetyldaidzin	6"-O- 乙酰黄豆苷	71385-83-6	1mg	1,680
010-18811	6"-O-Acetylgenistin	6"-O- 乙酰染料木苷	73566-30-0	1mg	1,680
010-18791	6"-O-Acetylglycitin	6-O- 乙酰黄豆甙		1mg	1,680
043-28071	Daidzein, from Soybean	大豆素	486-66-8	10mg	700
049-28073	Daidzein, from Soybean	大豆素	486-66-8	100mg	3,340
040-27741	Daidzin, from Soybean	豆苷	552-66-9	10mg	1,510
046-27743	Daidzin, from Soybean	豆苷	552-66-9	100mg	11,000
070-04701	Glycitein, from Soybean	黄豆黄素	40957-83-3	10mg	1,510
076-04703	Glycitein, from Soybean	黄豆黄素	40957-83-3	100mg	11,000
077-04691	Glycitin, from Soybean	黄豆黄苷	40246-10-4	10mg	1,590
073-04693	Glycitin, from Soybean	黄豆黄苷	40246-10-4	100mg	11,000
070-04681	Genistin, from Soybean	染料木苷	529-59-9	10mg	1,510
076-04683	Genistin, from Soybean	染料木苷	529-59-9	100mg	11,000
132-13821	6"-O-Malonyldaidzin	丙二酰大豆黄甙	124590-31-4	1mg	1,680
136-13841	6"-O-Malonylgenistin	丙二酰基染料木甙	51011-05-3	1mg	1,680
139-13831	6"-O-Malonylglycitin	丙二酰基黄豆甙原		1mg	1,680
093-04911	Ipriflavone	异普黄酮	35212-22-7	500mg	1,570
093-04771	Isoflavone (Aglycon) Mixture, from Soybean	大豆异黄酮 (糖苷配基) 混合物		1g	3,340
142-09191	Neohesperidin Standard	新橘皮苷标准品	13241-33-3	10mg	1,800
188-02791	Rutin Standard	芦丁标准品	153-18-4	20mg	900
190-16341	Scopolamine Hydrobromide n-Hydrate Standard	东莨菪碱氢溴酸盐标准品	114-49-8	20mg	900
198-16901	Swertiamarin Standard	獐牙菜苦甙标准品	17388-39-5	20mg	1,800
165-25281	(±) -Praeruptorin A	白花前胡甲素	73069-25-7	10mg	5,050
034-21981	(E) -Cinnamaldehyde	肉桂醛	14371-10-9	1mL×5	1,680
016-22201	Albiflorin	芍药内酯苷	39011-90-0	20mg	2,970
124-05411	alpha-Lipoic Acid Standard	alpha- 硫辛酸标准品	1077-28-7	200mg	900
123-05621	Lithocholic Acid	石胆酸	434-13-9	20mg	790
165-22481	Palmatine Chloride	盐酸巴马汀	10605-02-4	20mg	2,810
060-06081	Fluctose	D(-)- 果糖	57-48-7	20mg	670
195-16911	Stachyose	水苏糖		20mg	900
015-24471	Atractylodin Test Solution	苍术素测试液	55290-63-6	1mL×5A	询价
123-06101	Limonin	柠檬苦素	1180-71-8	10mg	3,140
185-17711	Manninotriose	甘露三糖	13382-86-0	10mg	询价
192-16161	[6]-Shogaol	6- 姜烯酚	555-66-8	10mg	5,610
018-24221	Artemisia Argyi	艾		10g	900
067-06091	(E)-Ferulic Acid	反式阿魏酸	537-98-4	20mg	1,010
060-06081	Fructose	果糖	57-48-7	20mg	670
191-16751	Scopoletin	东莨菪内酯	92-61-5	20mg	1,230
212-01461	Umbelliferone	7- 羟基香豆素	93-35-6	20mg	1,350
017-22731	Achyranthes Root	牛膝		5g	400
034-21121	(E)-Capsaicin	(E)- 辣椒素	404-86-4	20mg	6,060
037-22211	(E)-Cinnamic Acid	(E)- 桂皮酸	140-10-3	20mg	1,120
076-05901	[6]-Gingerol	[6]- 姜辣素		20mg	2,240
081-09271	10-Hydroxy-2-(E)-decenoic Acid	10- 羟基 -2-(E)- 壬烯二酸	14113-05-4	20mg	4,260
017-23571	Amygdalin	扁桃苷	29883-15-6	20mg	1,680
019-23771	Arbutin	熊果苷		20mg	1,570
011-23731	Atropine Sulfate Hydrate	硫酸阿托品	5908-99-6	50mg	1,010
022-16971	Barbaloin	芦荟甙	1415-73-2	50mg	3,590
035-22011	Cycloartenyl Ferulate	3-(4- 羟基 -3- 甲氧基苯基) 羊毛甾醇 -2- 丙烯酸酯	21238-33-5	10mg	1,460
073-05891	Geniposide	京尼平甙	24512-63-8	20mg	1,460
085-09311	Hesperidin	橙皮甙	520-26-3	10mg	6,170
085-09291	Hirsutine	毛钩藤碱	7729-23-9	5mg	4,260
129-05341	Liquiritin	甘草黄苷	551-15-5(anhy)	20mg	2,130
128-05931	Loganin	马钱子苷	18524-94-2	20mg	6,510
130-16781	Magnolol	厚朴酚	528-43-8	20mg	2,240
164-24891	Paeonol	丹皮酚	552-41-0	10mg	1,680

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
161-24161	Perillaldehyde	紫苏醛	2111-75-3	30mg×5A	2,020
185-02681	Resibufogenin	蟾力苏	465-39-4	20mg	3,930
188-02671	Rhynchophylline	钩藤碱	76-66-4	10mg	5,720
181-02661	Rosmarinic Acid	迷迭香素	20283-92-5	20mg	3,370
192-16281	Saikosaponin a	柴胡皂苷 A	20736-09-8	25mg	3,140
199-16171	Saikosaponin b2	柴胡皂苷 B2	58316-41-9	20mg	3,810
014-23721	Aconitum Monoester Alkaloids Standard	乌头单酯生物碱标准品		0.25mg	6,510
029-16981	Bufalin	蟾毒灵	465-21-4	20mg	4,260
037-21971	Cinobufagin	蟾酥	470-37-1	20mg	3,370
031-21991	Curcumin	姜黄素	458-37-7	10mg	3,930
045-31841	Dehydrocorydaline Nitrate	去氢紫堇碱硝酸盐	13005-09-9	10mg	2,920
022-16611	Benzoylmesaconine Hydrochloride	苯甲酰乌头胺盐酸盐		5mg	3,370
051-07551	EleutherosideB	刺五加甙 B	118-34-3	20mg	5,830
018-23741	Aconitum Diester Alkaloids Standard	乌头双酯生物碱标准品		0.35mg	2,240
165-25281	(±)-Praeruptorin A	白花前胡甲素 A	73069-25-7	10mg	5,050
134-16181	(E)-2-Methoxycinnamaldehyde	2'- 甲氧基肉桂醛	1504-74-1	20mg	2,240
039-20331	(E)-Chlorogenic Acid	绿原酸	327-97-9	10mg	2,920
034-21981	(E)-Cinnamaldehyde	反式肉桂醛	14371-10-9	1mL×5	1,680
199-14111	[6]-Shogaol	姜烯酚	555-66-8	5mg	3,090
076-05761	4'-O-Glucosyl-5-O-methylvisamminol	4'-O- 葡萄糖基 -5-O- 甲基维斯阿米醇苷	84272-85-5	5mg	3,370
018-20681	Alisol A	泽泻醇 A	19885-10-0	20mg	3,370
015-20691	Astragaloside IV	黄芪甲甙	84687-43-4	20mg	3,370
011-20931	Attractylonolide III	白术内酯 III	73030-71-4	20mg	5,160
024-15691	Baicalin	黄芩苷	21967-41-9	20mg	1,350
025-17181	Berberine Chloride Hydrate	盐酸小檗碱 (黄连素)	141433-60-5	20mg	1,120
027-16421	Bergenin	岩白菜素	477-90-7	20mg	2,690
038-22001	Coptisine Chloride	氯化黄连碱	6020-18-4	10mg	1,800
073-05031	Gentiopicroside	龙胆苦苷	20831-76-9	10mg	4,260
076-05021	Ginsenoside-Rg1	人参皂甙 -Rg1	22427-39-0	10mg	3,370
070-05161	Glycyrrhizic Acid	甘草酸	1405-86-3	20mg	1,120
089-09211	Hyodeoxycholic Acid	猪去氧胆酸	83-49-8	50mg	1,350
087-08651	Hyperoside	金丝桃苷	482-36-0	10mg	5,050
094-05281	Icariin	淫羊藿苷	56692-02-5	20mg	2,810
125-05441	Luteolin	木犀草素	491-70-3	10mg	4,260
137-16291	Myristicin	肉豆蔻醚	607-91-0	20mg	8,420
149-07901	Naringin	川陈皮素	10236-47-2	20mg	4,040
148-08571	Nodakenin	紫花前胡苷	495-31-8	5mg	6,510
151-02641	Osthole	王草素	484-12-8	20mg	2,240
164-21731	Paeoniflorin	芍药苷	23180-57-6	10mg	1,740
168-24171	Plantago Seed	车前籽胶		10g	440
168-24311	Powdered Swine Bile	猪胆粉		1g	1,120
165-22001	Puerarin	葛根素	3681-99-0	20mg	2,520
180-02251	Rhein	大黄酸	478-43-3	10mg	4,710
197-13551	Schizandrin	五味子素	7432-28-2	20mg	2,020
197-16231	Sesamin	芝麻素	607-80-7	20mg	2,580
197-15491	Sodium Glycocholate	甘氨酸胆酸钠	863-57-0	20mg	5,830
190-15501	Sodium Tauroursodeoxycholate	牛熊去氧胆酸钠	35807-85-3	20mg	5,830
191-13951	Swertiamarin	獐牙菜苦苷	17388-39-5	20mg	1,570
236-02321	Wogonin	汉黄芩素	632-85-9	10mg	1,800
023-16761	Benz[a]anthracene	苯并 [a] 蒽	56-55-3	20mg	2,020
026-16751	Benzo[a]pyrene	苯并 [a] 芘	50-32-8	20mg	2,020
083-08511	Honokiol	和厚朴酚	35354-74-6	20mg	2,360
073-05771	Guaiaicol	愈创木酚		500mg	1,120
192-16281	Saikosaponin a	柴胡皂苷 A	20736-09-8	25mg	3,140

合成药物标准品

合成药物是用化学合成或生物合成等方法制成的药物。Wako(和光) 能提供部分合成药物标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
064-06121	(±)-Fenfluramine Hydrochloride Standard	盐酸芬氟拉明标准品	404-82-0	100mg	2,240
143-09241	N-Nitrosufenfluramine Standard (mixture of isomers)	N- 亚硝基芬氟拉明标准品	19023-40-6	100mg	2,240
075-06191	Glibenclamide Standard	格列本脲标准品	10238-21-8	100mg	2,240
256-00601	Yohimbine Hydrochloride Standard	盐酸育亨宾标准品	65-19-0	100mg	2,240
033-22931	Clobetasol Propionate Standard	丙酸氯倍他索标准品	25122-46-7	100mg	2,240
015-22651	Acetaminophen Standard	乙酰氨基苯酚标准品	103-90-2	100mg	2,240
020-15791	Benzocaine Standard	苯佐卡因标准品	94-09-7	200mg	1,120
026-15271	Betamethasone Standard	倍他米松标准品	378-44-9	200mg	1,120
045-29491	Dexamethasone Standard	地塞米松标准品	50-02-2	200mg	900
041-31321	N-Didemethylsibutramine Citrate Standard	N- 脱二甲基西布曲明柠檬酸盐标准品	1067620-90-9	100mg	2,470
062-05681	(±)-Fluoxetine Hydrochloride Standard	盐酸氟西汀标准品	56296-78-7	100mg	2,240
162-21911	Prednisolone Standard	泼尼松龙标准品	50-24-8	200mg	790
199-15711	Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Standard	盐酸西布曲明单水合物标准品	125494-59-9	100mg	2,470

反式脂肪酸酯

反式脂肪酸是在人造黄油、起酥油等氢化油的制造过程中经氢化生成的。反式脂肪酸会增加血液里的坏胆固醇——LDL（低密度脂类）胆固醇，长期大量摄取的情况下，会造成动脉硬化等缺血性心脏病。为此，人们开始检讨是否需要硬性规定在食品包装上标注反式脂肪酸的含量。

Wako（和光）能提供确定反式脂肪酸检测位置的甲基 α - 亚麻酸、亚油酸甲基的反式异构体。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
135-07963	Methyl Palmitate Standard	棕榈酸甲酯标准品	112-39-0	1g	560
136-07971	Methyl Stearate Standard	硬脂酸甲酯标准品	112-61-8	5g	1,400
139-08583	Methyl Oleate Standard	油酸甲酯标准品	112-62-9	1g	760
136-17241	Methyl Elaidate Standard	反式油酸甲酯标准品	1937-62-8	100mg	560
133-17251	Methyl cis-11-Octadecenoate Standard	顺式-11-十八烯酸甲酯标准品	1937-63-9	100mg	730
130-17261	Methyl Arachidate Standard	二十烷酸甲酯标准品	1120-28-1	100mg	560
137-17271	Methyl cis-11-Eicosenoate Standard	顺-11-二十烯酸甲酯标准品	2390-09-2	100mg	560
133-16271	Methyl 9,12-Octadecadienoate Standard (mixture of cis- and trans-)	9,12-十八碳二烯酸甲酯标准品	2462-85-3	200mg	3,140
130-16281	Methyl 9,12,15-Octadecatrienoate Standard (mixture of cis- and trans-)	9,12,15-十八碳三烯酸甲酯标准品	7361-80-0	200mg	3,590
208-17751	($\pm$)- α -Tocopherol Acetate Standard	α -生育酚乙酸酯标准品	7695-91-2	100mg	1,120
133-16151	Methyl p-Hydroxybenzoate Standard	尼泊金甲酯标准品	99-76-3	100mg	560

甘油三酯

食品中过高含量的甘油三酯会引起血液中相应物质含量的增加，从而引起一系列心血管疾病。因此，食品中的这一系列甘油三酯物质的检测都受到人们的关注。Wako（和光）能提供多种甘油三酯标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
207-18201	Tripalmitin Standard	三棕榈酸甘油酯标准品	555-44-2	100mg	1,120
200-18171	Tristearin Standard	三硬脂酸甘油酯标准品	555-43-1	100mg	1,120
200-18811	Triricosanoil Standard	二十三烷酸甘油三酯标准品	86850-72-8	100mg	2,240
200-18791	Tridecanoil Standard	十三烷酸甘油三酯标准品	26536-12-9	100mg	1,120
203-18781	Triundecanoil Standard	十一烷酸甘油三酯标准品	13552-80-2	100mg	1,120
205-18501	Triheneicosanoil Standard	二十一烷酸甘油三酯标准品	26536-14-1	100mg	1,680
204-18191	Trilinolein Standard	甘油三亚油酸酯标准品	537-40-6	100mg	1,120

MCDP 及其脂肪酸酯

氯丙醇是国际公认的食品污染物，包括单氯取代的 3-氯-1,2-丙二醇 (3-MCPD) 和 2-氯-1,3-丙二醇 (2-MCPD) 以及双氯取代的 1,3-二氯-2-丙醇 (1,3-DCP) 和 2,3-二氯-1-丙醇 (2,3-DCP)。其主要污染来源于酸水解植物蛋白 (HVP) 以及食用油的精制中的副产品。氯丙醇不仅具有致癌作用，还有抑制精子活性的作用。Wako（和光）提供部分氯丙醇及多种单氯取代丙二醇酯标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
037-21851	3-Chloro-1,2-propanediol 1-Linoleate Standard	3-氯-1,2-丙二醇亚油酸酯标准品	74875-98-2	100mg	3,930
034-21861	3-Chloro-1,2-propanediol 1-Linolenate Standard	3-氯-1,2-丙二醇亚麻子油酸酯标准品	74875-99-3	100mg	3,930
039-21791	3-Chloro-1,2-propanediol 1-Oleate Standard	3-氯-1,2-丙二醇油酸酯标准品	10311-82-7	100mg	3,930
032-21781	3-Chloro-1,2-propanediol 1-Palmitate Standard	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸酯标准品	30557-04-1	100mg	3,930
030-21841	3-Chloro-1,2-propanediol 1-Stearate Standard	3-氯-1,2-丙二醇硬脂酸酯标准品	22094-20-8	100mg	3,930
035-21891	3-Chloro-1,2-propanediol Dilinoleate Standard	3-氯-1,2-丙二醇二亚油酸酯标准品	74875-96-0	100mg	2,240
031-21871	3-Chloro-1,2-propanediol Dilinolenate Standard	3-氯-1,2-丙二醇二亚麻酸酯标准品	74875-97-1	100mg	2,240
031-21511	3-Chloro-1,2-propanediol Dioleate Standard	3-氯-1,2-丙二醇二油酸酯标准品	69161-73-5	100mg	2,240
037-21471	3-Chloro-1,2-propanediol Dipalmitate Standard	3-氯-1,2-丙二醇二棕榈酸酯标准品	51930-97-3	100mg	2,240
038-21881	3-Chloro-1,2-propanediol Distearate Standard	3-氯-1,2-丙二醇二硬脂酸酯标准品	72468-92-9	100mg	2,240
137-16051	3-MCPD Standard	3-氯-1,2-丙二醇标准品	96-24-2	100mg	900
046-30891	1,3-DCP Standard	1,3-二氯异丙醇标准品	96-23-1	100mg	900
169-24101	1,3-Propanediol Standard	1,3-丙二醇标准品	504-63-2	500mg	790

缩水甘油脂肪酸酯

缩水甘油脂肪酸酯是在食油生产过程中产生的副产品，是潜在的致癌物质。Wako（和光）提供缩水甘油及其对应的多种酯类标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
079-05751	Glycidol Standard	缩水甘油标准品	556-52-5	100mg	1,120
078-05721	Glycidyl Linoleate Standard	亚油酸缩水甘油酯标准品	24305-63-3	100mg	2,240
075-05731	Glycidyl Linolenate Standard	亚麻酸缩水甘油酯标准品	51554-07-5	100mg	2,240
071-05711	Glycidyl Oleate Standard	油酸缩水甘油酯标准品	5431-33-4	100mg	2,240
072-05741	Glycidyl Palmitate Standard	棕榈酸缩水甘油酯标准品	7501-44-2	100mg	2,240
075-05851	Glycidyl Stearate Standard	硬脂酸缩水甘油酯标准品	7460-84-6	100mg	2,240

甜叶菊提取物

甜叶菊提取物，即甜菊糖苷，原产于南美洲的菊科植物。其有效成分包括：甜菊苷；莱苞迪甙 A、D、C、F；杜尔可甙 A。此甜菊叶子中含有甜味成分，如甜菊糖、甜菊糖苷、甜菊双糖甙、杜克甙 A、莱苞迪甙 A (B、C、D、E、F) 等。在日本，甜菊提取物被收录于第八版食品添加剂法定文件，作为低卡路里天然甜品调味剂被广泛使用。同时，第 68 JECFA(WHO/FAO 食品添加剂委员会) 中，正式决定甜叶菊提取物的规格。Wako (和光) 提供各种包装的甜叶菊有效成分标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
098-05681	Isosteviol Standard,	异甜菊苷标准品	27975-19-5	1g	2,580
048-31211	Dulcoside A Standard	杜克甙 A 标准品	64432-06-0	25mg	3,930
044-31213	Dulcoside A Standard	杜克甙 A 标准品	64432-06-0	100mg	询价
185-02583	Rebaudioside A Standard	莱苞迪甙 A 标准品	58543-16-1	1g	询价
189-02581	Rebaudioside A Standard	莱苞迪甙 A 标准品	58543-16-1	100mg	1,800
188-02551	Rebaudioside B Standard	莱苞迪甙 B 标准品	58543-17-2	25mg	3,590
184-02553	Rebaudioside B Standard	莱苞迪甙 B 标准品	58543-17-2	100mg	询价
181-02541	Rebaudioside C	莱苞迪甙 C	63550-99-2	25mg	5,390
180-02511	Rebaudioside D	莱苞迪甙 D	63279-13-0	5mg	3,140
186-02611	Rebaudioside F	莱苞迪甙 F	438045-89-7	5mg	3,140
187-02521	Rubusoside Standard	甜茶苷标准品	64849-39-4	25mg	6,060
183-02523	Rubusoside Standard	甜茶苷标准品	64849-39-4	100mg	询价
192-15701	Steviol Standard	甜菊糖标准品	471-80-7	25mg	2,920
198-15703	Steviol Standard	甜菊糖标准品	471-80-7	100mg	9,920
199-15691	Steviolbioside Standard	甜菊双糖甙标准品	41093-60-1	25mg	3,590
195-15693	Steviolbioside Standard	甜菊双糖甙标准品	41093-60-1	100mg	询价
199-16291	Stevioside Standard	甜叶菊甙元标准品	57817-89-7	100mg	2,020

密胺

三聚氰胺，又称密胺，也被人称为“蛋白精”，它作为一种白色结晶粉末，无特殊气味和味道，常被不法商人用作食品添加剂，以提升食品检测中的蛋白质含量指标。三聚氰胺进入体内后几乎不能被代谢，而是从尿液中原样排出。科学家研究发现长期摄入三聚氰胺会造成生殖、泌尿系统的损害，膀胱、肾部结石，并可进一步诱发膀胱癌，对人体造成危害。Wako (和光) 提供多种三聚氰胺标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
019-22051	Ammelide Standard	三聚氰胺一酰胺标准品	645-93-2	100mg	1,120
012-22041	Ammeline Standard	三聚氰胺二酰胺标准品	645-92-1	100mg	1,120
132-15881	Melamine Standard	三聚氰胺标准品	108-78-1	100mg	670
091-05311	Isocyanuric Acid Standard	异三聚氰胺标准品	108-80-5	200mg	670

糖苷

糖苷为单糖半缩醛羟基与另一个分子 (例如醇、糖、嘌呤或嘧啶) 的羟基、胺基或巯基缩合形成的含糖衍生物。糖苷广泛分布于植物的根、茎、叶、花和果实中。大多是带色晶体，能溶于水。一般味苦。有些有毒。水解时生成糖和其他物质。Wako (和光) 提供多种生化用糖苷，HPLC 级别标准品及食品分析专用试剂盒。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
122-03251	Linamarase (beta-D-Glucosidase), from Phaseolus lunatus	葡萄糖苷标准品	9001-22-3	100U	2,410
131-16571	Mogroside V Standard	罗汉果糖苷 V 标准品	88901-36-4	50mg	3,370
017-22611	Aspartame Standard	阿斯巴甜标准品	22839-47-0	100mg	670
241-00731	Xylitol Standard	木糖醇标准品	87-99-0	1g	670
242-00641	Xylobiose	木二糖		100mg	2,360
249-00651	Xylotriose	木三糖		100mg	2,360
298-64101	Fructooligosaccharides Set	低聚果糖标准品套装		1set	4,820
套装包含：					
1. 蔗糖三糖, 99.0+% (HPLC) 500 mg x 1 vial, CAS No. 470-69-9; C ₁₈ H ₃₂ O ₁₆ = 504.44					
2. 蔗糖四糖, 99.0+% (HPLC) 500 mg x 1 vial, CAS No. 13133-07-8; C ₂₄ H ₄₂ O ₂₁ = 666.58					
3. 蔗糖五糖, 80.0+% (HPLC) 500 mg x 1 vial, CAS No. 59432-60-9; C ₃₀ H ₅₂ O ₂₆ = 828.72					
116-00431	1-Kestose	蔗糖三糖	470-69-9	250mg	710
112-00433	1-Kestose	蔗糖三糖	470-69-9	1g	2,120
147-05981	Nystose Trihydrate	蔗糖四糖三水合物	139523-49-2	250mg	710
143-05983	Nystose Trihydrate	蔗糖四糖三水合物	139523-49-2	1g	2,120
122-03251	Linamarase (beta-D-Glucosidase), from Phaseolus lunatus	葡萄糖苷标准品	9001-22-3	100U	2,410
241-00731	Xylitol Standard	木糖醇标准品	87-99-0	1g	670
291-59701	Dietary Fiber Assay Kit	膳食纤维试剂盒		100tests	6,510
195-15551	Saccharin Sodium Dihydrate Standard	糖精钠标准品	6155-57-3	100mg	560

叶绿素

绿色蔬菜加工中的热烫和杀菌是造成叶绿素损失的主要原因。在加热下组织被破坏，细胞内的有机酸成分不再区域化，加强了与叶绿素的接触。由于酸的作用，叶绿素发生脱镁反应生成脱镁叶绿素，并进一步生成焦脱镁叶绿素，食品的颜色转变为橄榄绿、甚至褐色。该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。Wako（和光）提供食品分析、生化用脱镁叶绿素及焦脱镁叶绿素。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
163-11171	Pheophorbide a	脱镁叶绿酸 A	15664-29-6	100mg	2,190
164-13781	Pheophytin b	脱镁叶绿素 B	3147-18-0	10mg	10,660
034-21361	Chlorophyll a, from Chlorella	叶绿素 A, 来源自绿藻	479-61-8	10mg	3,480
167-13771	Pheophytin a	脱镁叶绿素 A	603-17-8	10mg	5,500
301-01461	Pyropheophorbide a	焦脱镁叶绿酸 a	24533-72-0	50mg	2,450
300-01431	Pyropheophorbide a Methyl Ester	焦脱镁叶绿酸 a 甲酯	6453-67-4	100mg	2,450

色素

一些人工合成色素用作食品添加剂会对人体造成损害，甚至致癌，所以被禁止使用。Wako（和光）提供部分食品行业禁用色素标准品及染色用色素。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
193-14131	Sudan I Standard	苏丹红 I 标准品	842-07-9	200mg	900
190-14141	Sudan II Standard	苏丹红 II 标准品	3118-97-6	200mg	900
197-14151	Sudan 3 Standard	苏丹红 III 标准品	85-86-9	200mg	900
194-14161	Sudan 4 Standard	苏丹红 IV 标准品	85-83-6	200mg	900
183-00122	Rhodamine B	罗丹明 B	81-88-9	25g	610
073-03652	Gardenia Blue	栀子蓝	106441-42-3	25g	620
160-22171	Para Red Standard	对位红标准品	6410-10-2	200mg	1,010
192-04412	Sudan Black B	苏丹黑 B	4197-25-5	25g	540

抗氧化剂

抗氧化剂是能减缓或防止氧化作用的物质，最常用的抗氧化剂有 BHT（2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚）、维生素 E 等，广泛应用于食品、饲料及化妆品生产等行业，只有在国家安全标准范围内使用抗氧化剂是安全的。Wako（和光）能提供这些抗氧化剂，以及部分塑料抗氧化剂。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
151-02021	n-Octadecyl 3-(3',5'-Di-t-butyl-4'-hydroxyphenyl) propionate Standard	抗氧化剂 1076 十八烷基-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸酯	2082-79-3	100mg	900
166-19101	Pentaerythritol Tetrakis[3-(3',5'-di-t-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate] Standard	抗氧化剂 1010 四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯	6683-19-8	100mg	1,120
207-13941	Tris(2,4-di-t-butylphenyl) Phosphite Standard	抗氧化剂 168 三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯	31570-04-4	100mg	900
200-13931	1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3',5'-di-t-butyl-4'-hydroxybenzyl)benzene Standard	抗氧化剂 330 1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯	1709-70-2	100mg	900
020-15311	Butylhydroxyanisole Standard (mixture of isomers)	丁基羟基茴香醚标准品 BHA 标准品	25013-16-5	200mg	500
200-17691	TBHQ Standard	特丁基对苯二酚标准品 (TBHQ 标准品)	1948-33-0	100mg	900
047-29451	Dibutylhydroxytoluene Standard	二丁基羟基甲苯 (BHT 标准品)	128-37-0	200mg	500

维生素

维生素 (Vitamin) 是人和动物为维持正常的生理功能而必需从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。Wako（和光）提供各种 HPLC 级别维生素标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
011-16641	L(+)-Ascorbic Acid Standard	抗坏血酸标准品	50-81-7	200mg	400
035-17981	A-Carotene Standard	alpha-胡萝卜素标准品	7488-99-5	10mg	2,810
032-17991	B-Carotene Standard	beta-胡萝卜素标准品	7235-40-7	10mg	900
188-01331	Retinol Palmitate Standard Solution	维生素 A 棕榈酸酯标准溶液	79-81-2	20 capsules	560
182-01611	Riboflavin Standard	维生素 B2 标准品	83-88-5	200mg	560
168-20031	Pyridoxine Hydrochloride Standard	吡哆醇盐酸盐标准品	58-56-0	200mg	560
165-20041	Pyridoxal Hydrochloride Standard	吡哆醇盐酸盐标准品	65-22-5	200mg	560
162-20051	Pyridoxamine Dihydrochloride Standard	盐酸吡哆胺标准品	524-36-7	200mg	1,120
011-16641	L(+)-Ascorbic Acid Standard	维生素 C 标准品	50-81-7	200mg	400
167-19011	Phylloquinone Standard	维生素 K1 标准品	84-80-0	200mg	2,240
084-07821	(-)-Hydroxycitric Acid Calcium Salt Standard	(-)-羟基柠檬酸钙标准品	27750-10-3	200mg	790
133-14331	Menaquinone-7 Standard	甲萘醌-7 标准品 / 维生素 K2(35)	2124-57-4	20mg	3,030
136-16641	Menaquinone-4 Standard	甲萘醌-4 标准品 / 维生素 K2(20)	863-61-6	100mg	2,470
302-07111	Vitamin E Reference Standard	维生素 E 标准品套装		1set	4,900
混合物所含成分: 1. d-α-生育酚 250mg x1 瓶; 2. d-β-生育酚 250mg x1 瓶; 3. d-γ-生育酚 250mg x1 瓶; 4. d-δ-生育酚 250mg x1 瓶; 5. 3,4-二氢-2,2,5,7,8-五甲基-2H-1-苯并吡喃-6-酚 (PMC) 250mg x1 瓶。					

氨基酸

有氨基和羧基的一类有机化合物的通称。生物功能大分子蛋白质的基本组成单位，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。氨基酸存在着 D 型和 L 型两种异构体，人体蛋白质中的氨基酸均为 L 型。因此，在很多制药、保健品行业中都需将这两种类型的氨基酸检测分离出来。Wako（和光）能提供多种氨基酸标准品及氨基酸混合标准溶液以及日立氨基酸检测仪配套使用试剂。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
011-14463 015-14461	Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2	氨基酸混合标准溶液, AN-2 型		1mL×5A 5mL	1,030 700
	混合物所含成分: L-O- 磷酸丝氨酸 (1.25umol/mL); 牛磺酸 (1.25); 乙醇胺磷酸酯 (1.25); 尿素 (50.0); L- 天门冬氨酸 (2.50); L- 羧基脯氨酸 (2.50); L- 苏氨酸 (2.50); L- 丝氨酸 (2.50); L- 谷氨酸 (2.50); 肌氨酸 (6.25); L-2- 氨基己二酸 (1.25); L- 脯氨酸 (2.50); 甘氨酸 (2.50); L- 丙氨酸 (2.50); L- 瓜氨酸 (2.50); DL-2- 氨基丁酸 (1.25); L- 缬氨酸 (2.50); L- 胱氨酸 (2.50); L- 蛋氨酸 (2.50); L- 胱硫醚 (1.25); L- 异亮氨酸 (2.50); L- 亮氨酸 (2.50); L- 酪氨酸 (2.50); L- 苯丙氨酸 (2.50); beta- 氨基丙氨酸 (2.50); DL-3- 氨基异丁酸 (2.50)				
012-08643 016-08641	Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B	氨基酸混合标准溶液, B 型		1mL×5A 5mL	1,030 700
	混合物所含成分: L- 天门冬氨酸; L- 苏氨酸; L- 丝氨酸; L- 谷氨酸; L- 脯氨酸; 甘氨酸; L- 丙氨酸; L- 胱氨酸; L- 缬氨酸; L- 蛋氨酸; L- 异亮氨酸 L- 亮氨酸; L- 酪氨酸; L- 苯丙氨酸; L- 赖氨酸; L- 组氨酸; 氯化铵; L- 精氨酸 (每个成分为 2.5umol/mL)				
013-08391 019-08393	Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H	氨基酸混合标准溶液, H 型		5mL 1mL×5	470 710
	混合物所含成分: L- 天门冬氨酸; L- 苏氨酸; L- 丝氨酸; L- 谷氨酸; L- 脯氨酸; 甘氨酸; L- 丙氨酸; L- 胱氨酸; L- 缬氨酸; L- 蛋氨酸; L- 异亮氨酸 L- 亮氨酸; L- 酪氨酸; L- 苯丙氨酸; L- 赖氨酸; L- 组氨酸; 氯化铵; L- 精氨酸 (每个成分为 2.5umol/mL)				
634-12471	MCI Buffer L-8500-PH-1	MCI 缓冲液 L-8500-PH-1		1L×2	询价
631-12481	MCI Buffer L-8500-PH-2	MCI 缓冲液 L-8500-PH-2		1L×2	询价
638-12491	MCI Buffer L-8500-PH-3	MCI 缓冲液 L-8500-PH-3		1L×2	询价
631-12501	MCI Buffer L-8500-PH-4	MCI 缓冲液 L-8500-PH-4		1L×2	询价
638-12511	MCI Buffer L-8500-PH-RG	MCI 缓冲液 L-8500-PH-RG		1L×2	询价
608-07461	MCI Buffer L-8500-PH Kit	MCI 缓冲液 L-8500-PH 试剂盒		1Kit	询价
	包括 PH-1/1L×2, PH-2/1L×1, PH-3/1L×1, PH-4/1L×2, PH-RG/1L×1.				
639-12421	MCI Buffer L-8500-PF-1	MCI 缓冲液 L-8500-PF-1		1L×2	询价
607-07475	MCI Buffer L-8500-PF-2	MCI 缓冲液 L-8500-PF-2		1L×2	询价
633-12441	MCI Buffer L-8500-PF-3	MCI 缓冲液 L-8500-PF-3		1L×2	询价
630-12451	MCI Buffer L-8500-PF-4	MCI 缓冲液 L-8500-PF-4		1L×2	询价
637-12461	MCI Buffer L-8500-PF-RG	MCI 缓冲液 L-8500-PF-RG		1L×2	询价
605-07471	MCI Buffer L-8500-PF Kit	MCI 缓冲液 L-8500-PF 试剂盒		1Kit	询价
	包括 PF-1/1L×2, PF-2/1L×1, PF-3/1L×1, PF-4/1L×2, PF-RG/1L×1.				
299-70501	Ninhydrin Coloring Solution Kit for HITACHI	茚三酮溶液试剂盒		2L	询价

※ MCI 缓冲液系列另有 1L×10 包装, 如有需要请咨询宝柏·中国。

有毒细菌

Wako（和光）能提供的有毒细菌包括出血性大肠杆菌、沙门氏菌、弯曲杆菌免疫色谱试剂以及单增李斯特菌试剂盒等。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
304-31361	NH Immunochromato O157	NH 免疫色谱出血性大肠杆菌 O157		20tests	1,220
304-34421	NH Immunochromato O26	NH 免疫色谱出血性大肠杆菌 O26		20tests	1,220
301-34431	NH Immunochromato O111	NH 免疫色谱出血性大肠杆菌 O111		20tests	1,220
300-31581	NH Immunochromato Risteria	NH 免疫色谱李斯特菌		20tests	1,710
303-31691	NH Immunochromato Salmonella	NH 免疫色谱沙门氏菌		20tests	1,220
301-83141	NH Immunochromato Campylobacter	NH 免疫色谱弯曲杆菌		20tests	1,710
302-93321	NH Immunochromato VT1/2	NH 免疫色谱大肠杆菌毒素 VT1/2		20tests	1,710
307-99591	GeneLine Listeria monocytogenes test strip	单增李斯特菌新型测试条		48tests	3,920
300-99581	GeneLine Listeria monocytogenes amplification reagent	单增李斯特菌新型试剂盒		48tests	1,960

ATP 荧光检测

ATP（三磷酸腺苷）存在于所有活细胞中，如细菌、酵母、霉菌等生物体中。但在加热或发酵后细胞中的 ATP 可转化成 AMP。Kikkoman 生产的 Lumitester PD-20 是唯一一款能将 AMP 转换成 ATP 的仪器，ATP 值与微生物中含量成正相关，这样就能判断样品中微生物与其他食物残渣的多少。因此，在食品加工厂、餐馆、卫生监督部门可用于确认的清洁度。同时 Kikkoman 还能提供 ATP 定量检测、细菌数量检测的荧光检测仪 C-110 及其配套试剂。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
307-83861	Lumitester PD-20	ATP 荧光检测仪 PD-20		1set	20,000
303-83841	LuciPac Pen	ATP 荧光检测笔 (PD-20 配套使用)		100tests	4,000
300-83851	LuciPac Pen40	ATP 荧光检测笔 40 (PD-20 配套使用)		40tests	2,200
301-34671	Lumitester C-110	ATP 荧光检测仪 C-110		1set	询价
302-09291	Lucifell 250	ATP 检测试剂 250 (C-110 配套使用)		250tests	询价
300-09231	Lucifell 250 plus	ATP 检测试剂 250+ (C-110 配套使用)		250tests	询价
309-09321	Lucifell AT100	ATP 检测试剂 AT100 (C-110 配套使用)		100tests	询价
301-13431	Lucifell CT150	ATP 检测试剂 CT150 (C-110 配套使用)		150tests	询价
307-09241	Lucifell HS Set	ATP 检测 HS 试剂盒 (C-110 配套使用)		100tests	询价
304-09251	Lucifell ATP Eliminating Reagent Set	ATP 消除试剂盒 (C-110 配套使用)		250tests	询价
301-09261	Lucifell ATP Standard Reagent Set	ATP 标准试剂盒 (C-110 配套使用)		20tests	询价
300-09351	Lumitube 3.5ml type	ATP 荧光检测管 3.5ml (C-110 配套使用)		1000 本	询价
309-09223	LuciPac II	ATP 荧光检测笔 (C-110 配套使用)		1set	询价

过敏原

日本 HAM、东方酵母等公司提供相关过敏原试剂盒，能检测食品中是否含有的荞麦、鸡蛋、牛奶、花生、小麦、大豆以及甲壳类（虾、蟹）这些过敏原。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
305-16751	FASTKIT ELISA Ver. II - Buckwheat	过敏原检测 ELISA 试剂盒 - 荞麦		96tests	9,550
304-16721	FASTKIT ELISA Ver. II - Egg	过敏原检测 ELISA 试剂盒 - 鸡蛋		96tests	9,550
301-16731	FASTKIT ELISA Ver. II - Milk	过敏原检测 ELISA 试剂盒 - 牛奶		96tests	9,550
302-16761	FASTKIT ELISA Ver. II - Peanut	过敏原检测 ELISA 试剂盒 - 花生		96tests	9,550
308-16741	FASTKIT ELISA Ver. II - Wheat	过敏原检测 ELISA 试剂盒 - 小麦		96tests	9,550
302-34081	FASTKIT ELISA ver.II Soy bean	过敏原检测 ELISA 试剂盒 - 大豆		96tests	9,550
300-51981	Allergen checker [Wheat]	过敏原检测试剂盒 - 小麦		100tests	9,420
303-51971	Allergen checker [Buckwheat]	过敏原检测试剂盒 - 荞麦		100tests	9,420
307-51991	Allergen checker [Peanut]	过敏原检测试剂盒 - 花生		100tests	9,420
303-99951	Allergeneye Immunochromato, Crustacean, Denatured	过敏原免疫色谱法检测试剂盒 - 甲壳类		5tests	1,470
306-34861	Crustacean kit "Maruha"	甲壳类检测试剂盒		96tests	9,550

黄曲霉毒素

黄曲霉毒素 (Aflatoxins) 是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物。产生的黄曲霉毒素主要有 B1、B2、G1、G2 以及另外两种代谢产物 M1、M2。1993 年黄曲霉毒素被世界卫生组织 (WHO) 的癌症研究机构划定为 1 类致癌物，是一种毒性极强的剧毒物质。黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用，严重时可导致肝癌甚至死亡。在天然污染的食品中以黄曲霉毒素 B1 最为多见，其毒性和致癌性也最强，如花生、玉米、大米、小麦、豆类、坚果类、肉类、乳及乳制品、水产品等均有黄曲霉毒素污染。我公司代理的 Enzo 旗下的 Alexis 品牌能提供黄曲霉毒素试剂。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
ALX-630-093-M001	Aflatoxin B1	黄曲霉毒素 B1	1162-65-8	1mg	490
ALX-630-093-M005	Aflatoxin B1	黄曲霉毒素 B1	1162-65-8	5mg	2,140
ALX-630-103-M001	Aflatoxin B2	黄曲霉毒素 B2	7220-81-7	1mg	1,430
ALX-630-103-M005	Aflatoxin B2	黄曲霉毒素 B2	7220-81-7	5mg	5,610
ALX-630-104-M001	Aflatoxin G1	黄曲霉毒素 G1	1165-39-5	1mg	1,720
ALX-630-104-M005	Aflatoxin G1	黄曲霉毒素 G1	1165-39-5	5mg	5,750
ALX-630-106-M001	Aflatoxin G2	黄曲霉毒素 G2	7241-98-7	1mg	4,280
ALX-630-106-M005	Aflatoxin G2	黄曲霉毒素 G2	7241-98-7	5mg	15,850
ALX-630-095-MC01	Aflatoxin M1	黄曲霉毒素 M1	6795-23-9	0.1mg	6,470
ALX-630-114-MC01	Aflatoxin M2	黄曲霉毒素 M2	6885-57-0	0.1mg	1,760

环境分析

地下水检测

水是人类最不可或缺的资源之一。Wako (和光) 能提供土臭味素及二氯乙烯等水质污染标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
141-08561	trans-2-Nonenal 2,4-Dinitrophenylhydrazone Standard	环己酮-2,4-二硝基苯腙标准品	18287-00-8	100mg	2,810
077-01911	Geosmin Standard	土臭素标准品	19700-21-1	20mg	3,140
072-03421	Geosmin Standard Solution (0.1mg/mL Methanol Solution)	土臭素标准溶液 (0.1mg/mL)	19700-21-1	1mL	950
132-07071	2-Methylisoborneol Standard	2-甲基异莰醇标准品	2371-42-8	20mg	3,370
134-10581	2-Methylisoborneol Standard Solution (0.1mg/mL Methanol Solution)	2-甲基异莰醇标准溶液 (0.1mg/mL)	2371-42-8	1mL	900
131-12431	2-Methylisoborneol-Geosmin Mixture Standard Solution (each 0.1mg/mL Methanol Solution)	2-甲基异莰醇/土臭素混合标准溶液 (各 0.1mg/mL)		1mL	1,350
209-18901	2,4,6-Trichloroanisole Standard	2,4,6-三氯苯甲醚标准品	87-40-1	100mg	1,010
049-28791	1,4-Dioxane Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	1,4-二氧六环标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)		2mL×10	1,180
045-23531	cis-1,2-Dichloroethylene	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	1mL×5	1,740
049-25631	cis-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	顺-1,2-二氯乙烯 (1mg/mL)	156-59-2	2mL×5	910
043-18963	trans-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	反-1,2-二氯乙烯标准溶液 (1mg/mL)	156-60-5	2mL×10	3,030
047-18961	trans-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	反-1,2-二氯乙烯标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	156-60-5	10mL	1,400
043-22591	trans-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/mL Hexane Solution)	反-1,2-二氯乙烯标准溶液 (1mg/mL 己烷溶液中)	156-60-6	2mL×10	1,510

磺酸盐类阴离子表面活性剂

表面活性剂广泛应用工、农、医药、日用化工等众多领域，其中直链烷基苯磺酸钠表面活性剂的产品最多。这些表面活性剂在水中产生大量泡沫，影响水体和空气中氧气的交换，从而导致水体自净能力下降，水质恶化。因此，检测水体中的直链烷基苯磺酸钠是非常有必要的。Wako (和光) 能提供支链烷基苯磺酸钠单标和混标。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
194-08051	Sodium Dodecyl Sulfate Standard	十二烷基磺酸钠标准品	151-21-3	10g	400
190-07431	Sodium linear -Dodecylbenzenesulfonate Standard	线性 - 十二烷基苯磺酸钠标准品	2211-98-5	1g	800
194-17101	Sodium p-n-Octylbenzenesulfonate Standard	4- 正辛基苯磺酸钠标准品	6149-03-7	100mg	790
195-17131	Sodium p-n-Octylbenzenesulfonate Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	4- 正辛基苯磺酸钠标准溶液 (1mg/mL)	6149-03-7	1mL	840
013-20131	Anionic Surfactants Mixture Standard Solution (each 1mg/mL Methanol Solution)	阴离子表面活性剂混合标准溶液 (甲醇溶液中，每个成分 1mg/mL)		5×1mL	2,810
混合物所含成分：癸基苯磺酸钠、十一烷基苯磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、十三烷基苯磺酸钠、十四烷基苯磺酸钠混合物					
195-13111	Sodium Decylbenzenesulfonate Standard Solution (1 mg/mL in Methanol Solution)	癸基苯磺酸钠标准溶液 (1 mg/mL 甲醇溶液中)	1322-98-1	5×1mL	840
192-13121	Sodium Undecylbenzenesulfonate Standard Solution (1 mg/mL in Methanol Solution)	十一烷基苯磺酸钠标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	27636-75-5	5×1mL	840
199-13131	Sodium Dodecylbenzenesulfonate Standard Solution (1 mg/mL in Methanol Solution)	十二烷基苯磺酸钠标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	25155-30-0	5×1mL	840
196-13141	Sodium Tridecylbenzenesulfonate Standard Solution (1 mg/mL in Methanol Solution)	十三烷基苯磺酸钠标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	26248-24-8	5×1mL	950
193-13151	Sodium Tetradecylbenzenesulfonate Standard Solution (1 mg/mL in Methanol Solution)	十四烷基苯磺酸钠标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	28348-61-0	5×1mL	840

海水营养盐分析用 CSK 标准溶液

溶解于海水中作为控制海洋植物生长因子的元素。主要是一些含量较微的磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐和硅酸盐，这些盐类物质是海水分析的重要组成部分。Wako (和光) 能提供这些营养盐的标准溶液。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
034-10251	CSK Standard Solution Potassium Iodate (0.0100N)	CSK 标准溶液碘酸钾 (0.0100N)		300mL	2,130
034-10131	CSK Standard Solution Nitrite N:0.00ug atom/L	CSK 标准溶液亚硝酸盐 (N:0.00ug atom/L)		50mL	1,120
038-10151	CSK Standard Solution Nitrite N:0.50ug atom/L	CSK 标准溶液亚硝酸盐 (N:0.50ug atom/L)		50mL	1,120
035-10161	CSK Standard Solution Nitrite N:1.00ug atom/L	CSK 标准溶液亚硝酸盐 (N:1.00ug atom/L)		50mL	1,120
032-10171	CSK Standard Solution Nitrite N:2.00ug atom/L	CSK 标准溶液亚硝酸盐 (N:2.00ug atom/L)		50mL	1,120
039-10181	CSK Standard Solution Nitrate (contains 3.05% NaCl) N:0.00ug atom/L	CSK 标准溶液硝酸盐 (含 3.05%NaCl, N:0.00ug atom/L)		50mL	1,680
039-10201	CSK Standard Solution Nitrate (contains 3.05% NaCl) N:10.00ug atom/L	CSK 标准溶液硝酸盐 (含 3.05%NaCl, N:10.00ug atom/L)		50mL	1,680
033-10221	CSK Standard Solution Nitrate (contains 3.05% NaCl) N:20.00ug atom/L	CSK 标准溶液硝酸盐 (含 3.05%NaCl, N:20.00ug atom/L)		50mL	1,680
037-10241	CSK Standard Solution Nitrate (contains 3.05% NaCl) N:40.00ug atom/L	CSK 标准溶液硝酸盐 (含 3.05%NaCl, N:40.00ug atom/L)		50mL	1,680
036-10191	CSK Standard Solution Nitrate (contains 3.05% NaCl) N:5.00ug atom/L	CSK 标准溶液硝酸盐 (含 3.05%NaCl, N:5.00ug atom/L)		50mL	1,680
032-10051	CSK Standard Solution Silicate (contains 3.05% NaCl) Si:0.0ug atom/L	CSK 标准溶液硅酸盐 (含 3.05%NaCl, Si:0.0ug atom/L)		50mL	1,910
033-10101	CSK Standard Solution Silicate (contains 3.05% NaCl) Si:100ug atom/L	CSK 标准溶液硅酸盐 (含 3.05%NaCl, Si:100ug atom/L)		50mL	1,910
037-10121	CSK Standard Solution Silicate (contains 3.05% NaCl) Si:200ug atom/L	CSK 标准溶液硅酸盐 (含 3.05%NaCl, Si:200ug atom/L)		50mL	1,910
039-10061	CSK Standard Solution Silicate (contains 3.05% NaCl) Si:5.0ug atom/L	CSK 标准溶液硅酸盐 (含 3.05%NaCl, Si:5.0ug atom/L)		50mL	1,910
037-10001	CSK Standard Solution Phosphate (contains 3.05% NaCl) P:0.00ug atom/L	CSK 标准溶液磷酸盐 (含 3.05%NaCl, P:0.00ug atom/L)		50mL	1,460
034-10011	CSK Standard Solution Phosphate (contains 3.05% NaCl) P:0.50ug atom/L	CSK 标准溶液磷酸盐 (含 3.05%NaCl, P:0.50ug atom/L)		50mL	1,460
031-10021	CSK Standard Solution Phosphate (contains 3.05% NaCl) P:1.00ug atom/L	CSK 标准溶液磷酸盐 (含 3.05%NaCl, P:1.00ug atom/L)		50mL	1,460
038-10031	CSK Standard Solution Phosphate (contains 3.05% NaCl) P:2.00ug atom/L	CSK 标准溶液磷酸盐 (含 3.05%NaCl, P:2.00ug atom/L)		50mL	1,460
035-10041	CSK Standard Solution Phosphate (contains 3.05% NaCl) P:3.00ug atom/L	CSK 标准溶液磷酸盐 (含 3.05%NaCl, P:3.00ug atom/L)		50mL	1,460
036-10071	CSK Standard Solution Silicate (contains 3.05% NaCl) Si:10.0ug atom/L	CSK 标准溶液硅酸盐 (含 3.05%NaCl, Si:10.0ug atom/L)		50mL	1,910
030-10091	CSK Standard Solution Silicate (contains 3.05% NaCl) Si:50.0ug atom/L	CSK 标准溶液硅酸盐 (含 3.05%NaCl, Si:50.0ug atom/L)		50mL	1,910

全氟物质

氟烷基化合物（PFCs）是一类人工合成的化合物，它在很多方面都发挥着作用，包括清洁用品、消防泡沫和纺织防护物等。这类化合物的结构相当稳定，当泄漏到环境中时也不会降解。PFCs 广泛分布在水、空气、土壤、北极冰层和野生动植物体内。全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸盐（PFOS）已被证明具有再生性和致癌毒性。因此，目前有很多日用品，化工品都需对 PFCs 进行检测。Wako（和光）能提供这一系列标准品和全氟物质的前处理柱。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
089-08611	Henicosafuoroundecanoic Acid Standard	全氟十一烷酸标准品	4234-23-5	100mg	1,350
088-08681	Heptadecafluorononanoic Acid Standard	全氟壬酸 标准品	375-95-1	100mg	1,350
087-08771	Heptafluorobutanoic Acid Standard	七氟丁酸标准品	375-22-4	100mg	1,350
144-08551	Nonadecafluorodecanoic Acid Standard	十九氟癸酸标准品	335-76-2	100mg	1,350
145-08581	Nonafluoropentanoic Acid Standard	九氟戊酸标准品	2706-90-3	100mg	1,350
164-21851	Pentadecafluorooctanoic Acid Standard	全氟辛酸 标准品	335-67-1	500mg	670
209-17041	Tridecafluoroheptanoic Acid Standard	全氟庚酸标准品	375-85-9	100mg	1,350
212-01341	Undecafluorohexanoic Acid Standard	十一氟己酸标准品	307-24-4	100mg	1,350
633-21091	Potassium Perfluorooctanesulfonate in Methanol	全氟辛基磺酸钾标准品	2795-39-3	1g	询价
634-23081	Perfluorooctanoic acid	全氟辛酸标准品		50mg	询价
297-49651	Presep (R) -C PFC (Short)	全氟物质 (PFC) 前处理柱 (短柱)		10pcs×5	询价
291-33441	Presep (R) PFC-II (60mg/3mL)	全氟物质 (PFC) 前处理柱 (60mg/3mL)		10EA×10	询价

微囊藻毒素

微囊藻毒素（Microcystins，MC）是由蓝藻水华所产生的一种肝毒素。80% 的蓝藻水华都可以检测出次生代谢产物——微囊藻毒素，它能够强烈抑制蛋白磷酸酶的活性，当细胞破裂或衰老时毒素释放进入水中，同时它还是强烈的肝脏肿瘤促进剂。中国生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）的颁布，将饮用水中微囊藻毒素含量限制为 1μg/L，该标准的实施对水源水的质量提出了更高的要求。我公司代理的 Enzo 旗下的 Alexis 品牌能提供各种微囊藻毒素。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
ALX-350-177-C025	Microcystin-HiIR	微囊藻毒素 HiIR		25μg	2,390
ALX-350-174-C025	Microcystin-HtyR	微囊藻毒素 HtyR		25μg	2,350
ALX-350-174-C100	Microcystin-HtyR	微囊藻毒素 HtyR		100μg	5,150
ALX-350-096-C025	Microcystin-LA	微囊藻毒素 LA	96180-79-9	25μg	2,250
ALX-350-096-C100	Microcystin-LA	微囊藻毒素 LA	96180-79-9	100μg	3,470
ALX-350-081-C025	Microcystin-LF	微囊藻毒素 LF	154037-70-4	25μg	2,180
ALX-350-081-C100	Microcystin-LF	微囊藻毒素 LF	154037-70-4	100μg	6,690
ALX-350-012-C050	Microcystin-LR	微囊藻毒素 LR	101043-37-2	50μg	560
ALX-350-012-C100	Microcystin-LR	微囊藻毒素 LR	101043-37-2	100μg	870
ALX-350-012-C500	Microcystin-LR	微囊藻毒素 LR	101043-37-2	500μg	3,360
ALX-350-012-M001	Microcystin-LR	微囊藻毒素 LR	101043-37-2	1mg	5,960
ALX-350-431-C010	Microcystin-LR (Analytical Standard)	微囊藻毒素 LR 标准品	101043-37-2	10μg	2,270
ALX-350-432-C010	Microcystin-RR (Analytical Standard)	微囊藻毒素 RR 标准品	111755-37-4	10μg	2,660

卤代烷

卤代甲烷化合物是甲烷（CH₄）当中一个或多个氢被卤素取代基（主要是氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I））所取代的化合物。卤代甲烷可以在海洋环境的自然界存在，也可以由人工制成，最受关注的是作为制冷剂、溶剂及推进剂等。很多卤代甲烷与及氯氟烃由于暴露在高空的紫外光中会破坏保护地球的臭氧层而受到广泛关注。因此，卤代甲烷已成为环境监测的重要部分。Wako（和光）能提供各种卤代甲烷及其混合标准溶液。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
023-07471	Bromoform Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	三溴甲烷标准溶液 (1mg/mL)	75-25-2	10mL	1,180
026-07461	Bromodichloromethane Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	一溴二氯甲烷标准溶液 (1mg/mL)	75-27-4	10mL	1,460
024-07381	Bromodichloromethane	一溴二氯甲烷	75-27-4	10g	1,570
027-12261	Bromodichloromethane Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	一溴二氯甲烷标准溶液 (1mg/mL)	75-27-4	2mL×10	1,800
035-09791	Dibromochloromethane	一氯二溴甲烷	124-48-1	10g	1,740
043-24551	Dibromochloromethane Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	一氯二溴甲烷标准溶液 (浓度为 1mg/mL 甲醇溶液)	124-48-1	2mL×10	2,190
039-13861	Dibromochloromethane Standard Solution (1mg/mL Hexane Solution)	一氯二溴甲烷标准溶液 (浓度为 1mg/mL 己烷溶液中)	124-48-1	2mL×10	1,680
202-08481	1,1,1,2-Tetrachloroethane Standard Solution (1.2mg/mL Hexane Solution)	1,1,1,2- 四氯乙烷标准溶液 (1.2mg/mL 己烷溶液中)	630-20-6	10mL	680
207-07973	Trihalomethane Standard Solution (Methanol Solution)	三卤甲烷标准溶液		2mL×10	询价
混合物所含成分： 氯仿 2mg/mL，一溴二氯甲烷 1mg/mL，一氯二溴甲烷 4.0mg/mL，溴仿 20mg/mL					
152-01331	Organohalides Standard Solution A-2	有机卤化物标准溶液 A-2		2mL×10	询价
混合物所含成分： 氯仿 2mg/mL，一溴二氯甲烷 1mg/mL，一氯二溴甲烷 4.0mg/mL，三氯乙烯 0.5mg/mL，四氯乙烯 0.1mg/mL，1,1,1- 三氯乙烷 0.1mg/mL					
159-01341	Organohalides Standard Solution A-3	有机卤化物标准溶液 A-3		2mL×10	询价
混合物所含成分： 1,1,1- 三氯乙烷 0.1mg/mL，三氯乙烯 0.5mg/mL，四氯乙烯 0.2mg/mL					

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
152-01711	Organohalides Standard Solution A-4 混合物所含成分： 三氯乙烯、三氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳	有机卤化物标准溶液 A-4		2mL×10	询价
158-01291	Organohalides Standard Solution B (Hexane Solution) 混合物所含成分： 氯仿 10mg/mL，一溴二氯甲烷 2.5mg/mL，一氯二溴甲烷 4.0mg/mL，溴仿 20mg/mL，三氯乙烯 15mg/mL，四氯乙烯 4.0mg/mL，1,1,1-三氯乙烷 4.0mg/mL	有机卤化物标准溶液 B(己烷溶液中)		2mL×10	询价
158-01431	Organohalides Standard Solution B-2(Hexane Solution) 混合物所含成分： 1,1,1-三氯乙烷 4.0mg/mL，三氯乙烯 15mg/mL，四氯乙烯 4.0mg/mL	有机卤化物标准溶液 B-2(己烷溶液中)		2mL×10A	询价
159-01721	Organohalides Standard Solution B-3(Hexane Solution) 混合物所含成分： 1,1,1-三氯乙烷 4.0mg/mL，四氯化碳 1.0mg/mL，三氯乙烯 15mg/mL，四氯乙烯 4.0mg/mL	有机卤化物标准溶液 B-3(己烷溶液中)		2mL×10A	询价

醛类物质

醛类物质主要来源于有机化合物的不完全燃烧和大气中烃类化合物的光化学反应。另外，对水源水的臭氧化作用和氯化反应也能形成醛类物质。醛类物质可以溶解在地表水中，被污染的水对人类造成危害。目前已知醛类物质具有致突变和致癌作用，对皮肤和呼吸道有刺激作用。我国明确规定了环境中多种醛类物质的最高限值。Wako (和光) 能提供多种醛类物质标准品、标准溶液及分析用前处理柱。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
015-23011	Acetaldehyde Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	乙醛标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	75-07-0	1mL	900
069-04513	Formaldehyde Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	甲醛标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	50-00-0	1mL	400
063-04511	Formaldehyde Standard Solution (1mg/mL Methanol Solution)	甲醛标准溶液 (1mg/mL 甲醇溶液中)	50-00-0	1mL×5	670
161-18311	PFBOA®-Formaldehyde Standard	PFBOA- 甲醛标准品	86356-73-2	100mg	3,310
168-18321	PFBOA®-Acetaldehyde Standard	PFBOA- 乙醛标准品	114611-59-5	100mg	2,920
165-18331	PFBOA®-Propionaldehyde Standard	PFBOA- 丙醛标准品	932710-53-7	100mg	5,270
018-18231	16 Aldehydes-DNPH Mixed Standard Solution 混合物所含成分：甲醛 -DNPH, 乙醛 -DNPH, 丙醛 -DNPH, 丙醛 -DNPH, 丙酮 -DNPH, 异丁酮 -DNPH, 正丁酮 -DNPH, 巴豆醛 -DNPH, 异戊醛 -DNPH, 正戊醛 -DNPH, 苯甲醛 -DNPH, 正己醛 -DNPH, 邻甲苯甲醛 -DNPH, 间甲苯甲醛 -DNPH, 对甲苯甲醛 -DNPH, 2,5-二甲苯甲醛	16 种醛类 -DNPH 混合标准溶液 (每个成分 10g/mL, 乙腈溶液中)		1mL×5	询价
012-15451	6 Aldehydes-DNPH Mixture Standard Solution 混合物所含成分：甲醛 -DNPH, 乙醛 -DNPH, 丙醛 -DNPH, 异丁醛 -DNPH, 正戊醛 -DNPH, 异戊醛 -DNPH	6 种醛类 -DNPH 混合标准溶液 (每个成分 0.1g/L, 乙腈溶液中)		2mL×5	询价
012-17391	2 Aldehydes-DNPH Mixture Standard Solution 混合物所含成分：甲醛 -DNPH, 乙醛 -DNPH	2 种醛类 -DNPH 混合标准溶液 (每个成分 0.1g/L, 乙腈溶液中)		2mL×5	询价
018-17491	2 Aldehydes-DNPH Mixture Standard Solution 混合物所含成分：甲醛 -DNPH, 乙醛 -DNPH	2 种醛类 -DNPH 混合标准溶液 (每个成分 0.1g/L, 乙酸乙酯溶液中)		2mL×5	询价
290-34251	Presep®-C DNPH (1.9×5.0cm)	醛酮类物质分析前处理柱 (1.9×5.0cm)		20ea	询价
291-43951	Presep®-C DNPH (Short)	醛酮类物质分析前处理柱 (短柱)		20ea	询价
293-40351	Presep®-C Ozone Scubber	臭氧洗涤器 (与醛酮类物质分析前处理柱配套使用)		(1300mg/柱, 20ea)	询价
231-59381	Wakopak Wakosil-PAHs 2.0*250mm	酚类物质检测色谱柱 2.0*250mm (D)		1EA(D)	6,730
237-59383	Wakopak Wakosil-PAHs 2.0*250mm	酚类物质检测色谱柱 2.0*250mm (W)		1EA(W)	6,730
231-59401	Wakopak Wakosil-PAHs 4.6*250mm	酚类物质检测色谱柱 4.6*250mm (D)		1EA(D)	6,730
237-59403	Wakopak Wakosil-PAHs 4.6*250mm	酚类物质检测色谱柱 4.6*250mm(W)		1EA(W)	6,730

色度、浊度

标准纯水是无色透明的，当水中存在某些物质时，会表现出一定的颜色。溶解性的有机物、部分无机离子和有色悬浮微粒均可使水着色。浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水样呈现浊度。色度与浊度是衡量水物理型污染指数的重要指标。Wako (和光) 能提供多种色度及浊度标准溶液。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
030-15851	Color Standard Solution (100)	色度标准溶液 (色度 100)		100mL	440
035-08451	Color Standard Solution (1,000)	色度标准溶液 (色度 1000)		100mL	490
061-01631	Formazine Standard Solution	浊度标准溶液 (浊度 400)		100mL	420
206-06701	Turbidity Standard Solution (Turbidity:100)	浊度标准溶液 (浊度 100)		100mL	400
200-09021	Turbidity Standard Solution (Turbidity:1000)	浊度标准溶液 (浊度 1000)		100mL	470
632-10191	Turbidity Standard Solution II (Polystyrene) 100	浊度标准溶液 II(浊度 100)		100mL	询价

废水测定

一般来说,当天然水中总磷大于 $20\text{mg}/\text{m}^3$,无机氮大于 $300\text{mg}/\text{m}^3$ 时,就可认为水体处于富营养化状态。富营养化水体中的氮、磷促使水中的藻类急剧生长,大量藻类的生长消耗了水中的氧,使鱼类、浮游生物因缺氧而死亡,他们的尸体腐烂造成了水质污染,因此控制水体中氮磷含量是治理富营养化污水的根本。Wako (和光) 能提供多种氮、磷标准溶液。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
147-07321	Nitrogen Standard Solution (N:1,000mg/l)	氮标准溶液 (N:1000mg/L)		50mL	450
143-07323	Nitrogen Standard Solution (N:1,000mg/l)	氮标准溶液 (N:1000mg/L)		200mL	960
149-07325	Nitrogen Standard Solution (N:1,000mg/l)	氮标准溶液 (N:1000mg/L)		500mL	1,910
160-19241	Phosphorus Standard Solution (P:1,000mg/l)	磷标准溶液 (P:1,000mg/L)	7778-77-0	50mL	420
166-19243	Phosphorus Standard Solution (P:1,000mg/l)	磷标准溶液 (P:1,000mg/L)	7778-77-1	200mL	1,010
162-19245	Phosphorus Standard Solution (P:1,000mg/l)	磷标准溶液 (P:1,000mg/L)	7778-77-2	500mL	1,680

挥发酚

根据酚类能否与水蒸气一起蒸出,分为挥发酚和不挥发酚。挥发酚的主要污染源有煤气洗涤、炼焦、合成氨、造纸、木材防腐和化工行业的工业废水。酚类为原生质毒,属高毒物质,人体摄入一定量挥发酚会出现急性中毒症状,可引起头痛、出疹、瘙痒、贫血及各种神经系统症状。因此应当严格控制环境中挥发酚类物质含量。Wako (和光) 能提供多种挥发酚类物质标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
146-06791	p-n-Nonylphenol Standard	4- 正壬基酚标准品		500mg	1,120
029-13561	n-Butylbenzene Standard	正丁基苯标准品	104-51-8	500mg	560
028-13531	p-t-Butylphenol Standard	p-t- 丁基酚标准品	98-54-4	500mg	500
029-14161	p-n-Butylphenol Standard	p-n- 丁基酚标准品	1638-22-8	500mg	670
089-07511	p-n-Hexylphenol Standard	p-n 己基苯酚标准品	2446-69-7	200mg	560
049-26611	2,4-Dichlorophenol Standard	2, 4- 二氯苯酚标准品	120-83-2	500mg	770
082-07501	p-n-Heptylphenol Standard	p-n- 庚基苯酚标准品	1987-50-4	500mg	710
164-19381	p-n-Pentylphenol Standard	p-n- 戊基苯酚标准品	14938-35-3	500mg	560
208-14451	p-n-Octylphenol Standard	4- 辛基酚标准品	1806-26-4	500mg	560
148-09291	Nonylphenol (mixture of isomers)	壬基酚 (异构体混合物)	84852-15-3	100mg	840
208-14451	p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Standard	对特辛基苯酚标准品	140-66-9	500mg	560
049-26611	2,4-Dichlorophenol Standard	2,4- 二氯苯酚标准品	120-83-2	500mg	770
016-18651	7 Alkylphenol Mixture Standard Solution (each 100 µg/mL Dichloromethane Solution)	7 种烷基酚混合标准溶液 (二氯甲烷溶液中每个成分浓度为 100µg/mL)		1mL×5	询价

混合物所含成分: p-t- 叔丁基苯酚, p-n- 戊基苯酚, p-n- 己基苯酚, p-n- 庚基苯酚, p-t- 辛基苯酚, p-n- 壬基苯酚

多环芳烃

多环芳烃是煤、石油、木材、烟草、有机高分子化合物等有机物不完全燃烧时产生的挥发性碳氢化合物,是重要的环境和食品污染物。迄今已发现有 200 多种多环芳烃,其中有相当一部分具有致癌性。21 世纪后有超过 16 种具有致癌性的多环芳烃被禁用。我国对多环芳烃的检测工作也给予高度重视。Wako (和光) 能提供多种多环芳烃标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
017-17581	Acenaphthylene Standard	1,8- 亚乙基萘标准品	208-96-8	100mg	1,350
015-04211	Anthracene	蒽标准品	120-12-7	100mg	450
028-13651	Benzo[b]fluoranthene Standard	苯并 (B) 荧蒽标准品	205-99-2	100mg	1,350
020-13591	Benzo[a]pyrene Standard	苯并 (a) 芘标准品	50-32-8	100mg	1,120
032-17511	Chrysene Standard	屈标准品	218-01-9	100mg	1,120
041-26791	Dibenzo[a,h]anthracene Standard	二苯蒽标准品	53-70-3	100mg	1,570
063-03891	Fluoranthene Standard	荧蒽标准品	206-44-0	100mg	650
066-03881	Fluorene Standard	芴标准品	86-73-7	100mg	840
021-13641	Benz[a]anthracene Standard	1,2- 苯并蒽标准品	56-55-3	100mg	1,120
022-13671	Benzo[ghi]perylene Standard	1,12- 苯并花标准品	191-24-2	20mg	1,570
025-13661	Benzo[k]fluoranthene Standard	11,12- 苯并荧蒽标准品	207-08-9	100mg	1,350
091-04451	Indeno[1,2,3-c.d]pyrene Standard	茚并 [1,2,3-cd] 芘标准品	193-39-5	20mg	1,570
145-06881	Naphthalene Standard	萘标准品	91-20-3	100mg	620
169-19451	Pyrene Standard	芘标准液	129-00-0	100mg	620
162-19441	Phenanthrene Standard	菲标准品	85-01-8	100mg	660
010-17571	Acenaphthene Standard	萵标准品	83-32-9	100mg	620

塑化剂

塑化剂是工业上被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。但塑化剂容易逃逸到环境中，发挥环境内分泌干扰物的坏作用。塑化剂可通过消化系统、呼吸系统及皮肤接触等途径进入人体，具有生殖毒性和发育毒性，这种危害也是隐蔽而漫长的。目前，环境中塑化剂污染已引起相关部门的高度重视。Wako（和光）能提供多种塑化剂标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
045-17041	DMP Standard	邻苯二甲酸二甲酯标准品	131-11-3	1g	400
042-17051	DEP Standard	邻苯二甲酸二乙酯标准品	84-66-2	1g	400
047-26651	Dipentyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二戊酯标准品	131-18-0	1g	750
048-26701	Di-n-hexyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二己酯标准品	84-75-3	1g	1,120
046-26621	Dicyclohexyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二环己酯标准品	84-61-7	1g	400
042-28801	Diisononyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二异壬酯标准品	68515-48-0	1g	450
048-17031	DIBP Standard	邻苯二甲酸二壬酯标准品	84-76-4	1g	400
048-31691	Diisodecyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二癸酯标准品	26761-40-0	1g	1,120
044-28361	Di-n-octyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二正辛酯标准品	117-84-0	1g	1,350
041-16541	DOP Standard	邻苯二甲酸二异辛酯标准品	117-81-7	1g	400
023-06371	BBP Standard	邻苯二甲酸丁苄酯标准品	85-68-7	1g	460
047-16521	DBP Standard	邻苯二甲酸二丁酯标准品	84-74-2	1g	400
042-31373	Diphenyl Phthalate	邻苯二甲酸二苯酯标准品	84-62-8	1g	1,400
046-31371	Diphenyl Phthalate	邻苯二甲酸二苯酯标准品	84-62-8	100mg	400
045-26571	Dipropyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二丙酯标准品	131-16-8	1g	900
042-28801	Diisononyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸二异壬酯标准品	28553-12-0	1g	450
047-27631	Di-n-heptyl Phthalate Standard	邻苯二甲酸双庚酯标准品	3648-21-3	1g	1,290
026-06361	BPBG Standard	丁基邻苯二甲酰羟乙酸丁酯标准品	85-70-1	1g	560
165-19931	8 Phthalates Mixture Standard Solution (each 100µg/mL Hexane Solution)	8种邻苯二甲酸酯混合标准溶液 (100µg/mL 己烷溶液中)		1mL×5	询价
混合物所含成分: (各 100µg/mL) 邻苯二甲酸二乙酯, 邻苯二甲酸二丙酯, 邻苯二甲酸二丁酯, 邻苯二甲酸二戊酯, 邻苯二甲酸二己酯, 邻苯二甲酸二(乙基己基)酯, 邻苯二甲酸二环己酯, 邻苯二甲酸丁基苯基酯					
040-24181	DIPA Standard	己二酸二异丙酯标准品	6938-94-9	1g	540
047-24191	DOA Standard	己二酸二(2-乙基己基)酯标准品	103-23-1	1g	400
049-24151	DBS Standard	癸二酸二丁酯标准品	109-43-3	1g	400
046-24161	DIBA Standard	己二酸二异丁酯标准品	141-04-8	1g	400

其他环境分析试剂

Wako（和光）能提供其他多种环境分析专用标准品。

产品编号	产品名称	中文名称	CAS No.	包装	价格 (RMB)
080-09741	Hexamethylenetetramine Standard	六亚甲基四胺标准品	100-97-0	100mg	790
203-13541	2,4-TDI Derivative Standard	甲苯-2,4-二异氰酸酯衍生物标准品	72375-21-4	100mg	1,880
200-13551	2,6-TDI Derivative Standard	甲苯-2,6-二异氰酸酯衍生物标准品		100mg	1,880
026-13571	Benzophenone Standard	二苯甲酮标准品	119-61-9	500mg	560
025-13541	Bisphenol A Standard	双酚 A 标准品	80-05-7	500mg	500
049-26611	2,4-Dichlorophenol Standard	二氯酚标准品	120-83-2	500mg	560
025-14141	9-Bromoanthracene Standard	9-溴蒽标准品	1564-64-3	200mg	900
024-14851	2-Bromoethanol Standard	2-溴乙醇标准品	540-51-2	500mg	560
068-03721	Fluorobenzene Standard	氟苯标准品	462-06-6	1g	560
091-03731	Isobutanol Standard Solution (1µg/µl Pentane Solution)	异丙醇标准液	78-83-1	2mL×5A	1,230
093-03431	Isovaleric Acid Standard Solution (1µg/µl Water Solution)	异戊酸标准液 (1µg/µl 水溶液)	503-74-2	2mL×5A	760
152-02051	Octachlorostyrene Standard	八氯苯烯标准品	29082-74-4	25mg	1,350
208-14451	p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Standard	对(1,1,3,3-四甲基丁基)酚标准品	27193-28-8	500mg	560
208-15551	2,2',3-Trihydroxybiphenyl Standard	2,2',3-三羟基联苯标准品	91368-55-7	100mg	3,030
200-06483	Trimethylamine Standard Solution(1 micro g/micro l Ethanol Solution)	三甲胺标准液	2082-81-7	2mL×5A	760
340-09073 (JS01)	Silver N,N-diethyldithiocarbamate(JIS K 9512 适用)	二乙基二硫代氨基甲酸银标准品	1470-61-7	1g	400
344-09071 (JS01)	Silver N,N-diethyldithiocarbamate(JIS K 9512 适用)	二乙基二硫代氨基甲酸银标准品	1470-61-7	5g	650
264-01541	Zinc Pyrithione Standard	吡啶硫酮锌标准品	13463-41-7	500mg	610

前处理柱

Wako (和光) 能提供用于环境分析方面的醛类物质、农药残留、有机氟化物、二噁英等专用前处理柱。

产品编号	产品名称	用途	包装	价格 (RMB)
290-34251	Presep®-C DNP	醛类物质收集	20pcs	询价
291-43951	Presep®-C DNP(Short)	醛类物质收集	20pcs	询价
293-40351	Presep®-C Ozone Scrubber	醛类物质收集	20pcs	询价
295-48851	Presep®-C NH ₂	去除有机酸、脂肪酸等酸性物质	10pcs×5	询价
299-48751	Presep®-C NH ₂ (Short)	去除有机酸、脂肪酸等酸性物质	10pcs×5	询价
291-26851	Presep®-Agri	农残前处理	50ea	询价
296-32651	Presep®-C Agri (Short)	农残前处理	10pcs×5	询价
292-35051	Presep® Diatomaceous Earth, Granular (Column Volume 6ml)	农残前处理和药物分析前处理	100pcs	询价
298-35151	Presep® Diatomaceous Earth, Granular (Column Volume 15ml)	农残前处理和药物分析前处理	100pcs	询价
297-49651	Presep®-C PFC (Short)	有机氟化物 (PFCs) 分析前处理	10pcs×5	询价
291-33441	Presep® PFC-II (60mg/3ml)	有机氟化物 (PFCs) 分析前处理	10EA×10	询价
296-33491	Presep® PolyChelate (250mg/3ml)	吸收富集金属元素	10EA×5	询价
299-42151	Presep® Cock Adapter	二噁英前处理	1pcs	询价
295-42251	Presep® Column Adapter	二噁英前处理	1pcs	询价
294-50151	Presep® Cock Adapter Packing	二噁英前处理	5pcs	询价
298-50051	Presep® Column Adapter Packing	二噁英前处理	5pcs	询价
299-45951	Presep® Column Adapter (TS19/38) (PTFE)	二噁英前处理	1pcs	询价
291-41751	Presep® Cylinder Adapter	二噁英前处理	5pcs	询价
297-41753	Presep® Cylinder Adapter	二噁英前处理	20pcs	询价
295-41651	Presep® Multilayer Silica Gel	二噁英前处理	5pcs	询价
299-41551	Presep® Active Carbon-blended Silica Gel	二噁英前处理	10pcs	询价
293-41451	Presep® Active Carbon-impregnated Silica Gel	二噁英前处理	10pcs	询价
297-43051	Presep® Active Carbon-impregnated Silica Gel(Reverse Column)	二噁英前处理	5pcs	询价
295-42751	Presep® Column Reducer(PTFE)	二噁英前处理	1pcs	询价
291-42851	Presep® Column Joint(TS15/25)	二噁英前处理	1pcs	询价
297-42951	Presep® Column Joint(TS19/38)	二噁英前处理	1pcs	询价
296-32151	Presep®-C Na ₂ SO ₄	脱水	10pcs×5	询价
293-41951	Presep®-C RPP(Long)	捕获不能被 ODS 吸附的高极性物质, 生物样品预处理	10pcs×3	询价
294-36851	Presep® RPP (60mg/3ml)	捕获不能被 ODS 吸附的高极性物质, 生物样品预处理	10pcs×5	询价
297-41851	Presep®-C RPP(Short)	捕获不能被 ODS 吸附的高极性物质, 生物样品预处理	10pcs×5	询价
290-36951	Presep® RPP (200mg/6ml)	捕获不能被 ODS 吸附的高极性物质, 生物样品预处理	10pcs×5	询价
291-33941	Presep® RPP-WAX (60mg/3ml)	捕获不能被 ODS 吸附的高极性物质, 生物样品预处理	10EA×10	询价
290-37051	Presep® RPP (500mg/6ml)	捕获不能被 ODS 吸附的高极性物质, 生物样品预处理	10pcs×5	询价
297-33301	Presep® RPP-SAX Type3S (60mg/3ml)	从生物样品 (尿液、血液) 中选择性提取酸性物质、药物及其代谢物	10EA×10	询价
290-31951	Presep®-C Florisil®	去除脂质及食品中农药残留分析前处理	10pcs×5	询价
291-44051	Presep® Florisil (1g/6ml)	去除脂质及食品中农药残留分析前处理	10pcs×5	询价
292-32251	Presep®-C C18(ODS)	反相吸附: 分离水溶液中的疏水性物质	10pcs×5	询价
297-47451	Presep®-C C18(ODS) (Short)	反相吸附: 分离水溶液中的疏水性物质	10pcs×5	询价
296-34091	Presep® C18(ODS) (2g/15ml)	反相吸附: 分离水溶液中的疏水性物质	100EA	询价
293-48553	Presep® C18(ODS) Type M (5g/25ml)	用于组合化学领域, 纯化有机合成物	20pcs	询价
297-48556	Presep® C18(ODS) Type M (5g/25ml)	用于组合化学领域, 纯化有机合成物	100pcs	询价
293-44251	Presep® Silica Gel Type L	用于组合化学领域, 纯化有机合成物	10pcs×2	询价
294-31851	Presep®-C Silica Gel	正相吸附: 从非水相溶液中分离中低极性成分	50pcs	询价
294-61901	Presep® S (250mg/6ml)	强酸阴离子交换树脂	10pcs×5	询价
298-61801	Presep® CM (250mg/6ml)	弱酸阴离子交换树脂	10pcs×5	询价
296-61601	Presep® QA (250mg/6ml)	强碱阴离子交换树脂	10pcs×5	询价
292-61701	Presep® DEA (250mg/6ml)	弱碱阴离子交换树脂	10pcs×5	询价

※ 除了以上专用前处理柱, 我们还提供各种液相色谱柱。如有色谱柱和前处理柱的需求请咨询本公司。

- 本刊所载产品只供实验、研究用。
- 本刊所有报价为人民币参考价格, 由于各种原因, 产品价格可能有所变动, 请于订购时咨询本公司, 以获得准确价格及优惠折扣。



宝柏·中国

www.boppard.cn

info@boppard.cn

北京: +86 10 8580 4838
上海: +86 21 6288 4751

广州: +86 20 8732 6381
香港: +852 2799 9019

更多即时新鲜资讯

欢迎关注



新浪微博
weibo.com

@ 宝柏 - 中国

或联系我们的 QQ 在线客服:



1433642494



562608361



1043735153