


# RNA酶清除喷雾 RNase Knockout

RNase Knockout是一种使RNase失活的试剂。请在涉及到RNA的实验中，需要控制RNA污染的情况下使用。仅需喷洒在实验器材与实验台上并进行擦拭，即可使RNase失活。



**30s**

喷洒30秒左右再擦拭效果更佳

等级

基因研究用

外观

无色透明液体

储存条件

室温

产品列表

产品编号	产品名称	包装
181-03381	RNase Knockout RNase Knockout RNA酶清除喷雾	475 mL

相关产品

产品编号	产品名称	包装
319-08901	Gene Keeper RNA & DNA stabilization solution Gene Keeper样品保存溶液	100 mL

喷洒在实验器材与实验台上并进行擦拭



富士胶片 and 光(广州)贸易有限公司

labchem.fujifilm-wako.com.cn

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室

北京 Tel: 010 64136388 上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381 香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官方微信



目录价查询

