

# Presep® 系列前处理用固相萃取柱产品一览

Wako推出Positive List制度及水道法中水质基准相关检测会用到的填充剂及相关产品。

(※)表示填充剂不同，但具有相同用途的产品。

另外，还推出了许多不同用途的专用柱。

常用名 (厚生劳动省2014年)	产品编号	产品名称	填充剂量	包装
			(mg/筒)	
氨基甲硅烷基化硅胶小柱	299-48751	Presep® -C NH <sub>2</sub> (Short)	400	10个×5
	295-48851	Presep® -C NH <sub>2</sub>	820	10个×5
氧化铝 (碱性) 小柱	290-32051	Presep® -C Alumina	1700	10个×5
十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱 结合了十八烷基甲硅烷基的硅胶 水质基准项目: (基40: 阴离子表面活性剂)、 (基41: 土臭素)、 (基43: 非离子表面活性剂)。 二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物小柱* 水质基准项目: (基44: 酚类)	297-47451	Presep® -CC18(ODS)(Short)	470	10个×5
	292-32251	Presep® -CC18(ODS)	900	10个×5
	296-34091	Presep® C 18(ODS) (2 g/15 mL)	2,000/15 mL	100支
	293-48553	Presep® C 18(ODS) TypeM (5 g/25 mL)	5,000/25 mL	20支
	297-48556			100支
硅胶小柱	294-31851	Presep® -CSilica Gel	800	50个
合成硅酸镁小柱	290-31951	Presep® -CFlorisil®	800	10个×5
	291-44051	Presep® Florisil (1g/6mL)	1,000/6 mL	10支×5
多孔硅藻土小柱	292-35051	Presep® Diatomaceous Earth, Granular (Column Volume 6 mL)	1,000/6 mL	100支
	298-35151	Presep® Diatomaceous Earth, Granular (Column Volume 15 mL)	2,000/15 mL	
	291-33561	Presep® (Luer Lock) Diatomaceous Earth, Granular Type M (4.5 g/25 mL)	4,500/25 mL	
苯乙烯二乙烯基苯共聚物小柱 水质基准项目: (基14: 二氧六环)、 (基40: 阴离子表面活性剂)、 (基43: 非离子表面活性剂)。 二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物小柱* 水质基准项目: (基44: 酚类)	297-41851	Presep® -CRPP(Short)	190	10个×5
	293-41951	Presep® -CRPP(Long)	360	10个×3
	294-36851	Presep® RPP (60 mg/3 mL)	60/3 mL	10支×5
	290-36951	Presep® RPP (200 mg/6 mL)	200/6 mL	10支×5
	290-37051	Presep® RPP (500 mg/6 mL)	500/6 mL	10支×5
	296-32651	Presep® -CAgri (short)	220	10个×5
	291-26851	Presep® Agri	500/6 mL	50支
强碱性阴离子交换树脂小柱	297-33301	Presep® RPP-SAX (60 mg/3 mL)	60/3 mL	10支×10
弱碱性阴离子交换树脂小柱	291-33941	Presep® RPP-WAX (60 mg/3 mL)	60/3 mL	10支×10
强酸性阳离子交换树脂小柱	291-34921	Presep® RPP-SCX (60 mg/3 mL)	60/3 mL	10支×10
羧基二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物小柱* (弱酸性阳离子交换树脂小柱)	292-34831	Presep® RPP-WCX (60 mg/3 mL)	60/3 mL	10支×10

常用名 (厚生劳动省2014年)	产品编号	产品名称	填充剂量	包装	
			(mg/筒)		
弱碱性阴离子交换器小柱 乙二胺-N-丙基甲硅烷基化硅胶小柱*	292-61701	Presep® DEA (250 mg/6 mL)	250/6 mL	10支×5	
强碱性阴离子交换器小柱 丙烯酰胺共聚物结合甘油丙基甲硅烷基化硅胶小柱* 三甲氨基丙基甲硅烷基化硅胶小柱*	296-61601	Presep® QA (250 mg/6 mL)	250/6 mL	10支×5	
羧甲基键合的弱酸性阳离子交换树脂小柱 乙二胺三乙酸-N-丙基甲硅烷基化硅胶小柱* 羧乙基硅烷化硅胶小柱*	298-61801	Presep® CM (250 mg/6 mL)	250/6 mL	10支×5	
强酸性阳离子交换小柱 丙磺酰硅烷化硅胶小柱* 苯磺酰丙基甲硅烷基化硅胶*	294-61901	Presep® S (250 mg/6 mL)	250/6 mL	10支×5	
其他用途	脱水用	296-32151	Presep® -C Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2300	10个×5
	PFCs分析用	291-33441	Presep® PFC-II (60 mg/3 mL)	60/3 mL	10支×10
		297-49651	Presep® -C PFC (Short)	220	10支×5
	农药分析用	296-32651	Presep® -CAgri (short)	220	10支×5
		291-26851	Presep® Agri	500/6 mL	50支
	醛类收集用	291-43951	Presep® -CDNPH (Short)	400	20个
		290-34251	Presep® -CDNPH	800	20个
		293-40351	Presep® -COzone scrubber	1300	20个
	二噁英分析用	295-41651	Presep® 多层硅胶		5支
			Presep® Multilayer silica gel		
		293-41451	Presep® Active Carbon-impregnated Silica Gel	1,000	10个
	297-43051	Presep® Active Carbon-impregnated Silica Gel (Reverse Column)	1,000	5支	
	生药用	298-33571	Presep® (Luer Lock) Polyamide C-200 Type M (2 g/25 mL)	2,000/25 mL	10支×5
金属元素收集用	296-33491	Presep® PolyChelate (250 mg/3 mL)	250 mg/3 mL	10支×5	

上述试剂仅供实验研究用,不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from Wako; <http://www.e-reagent.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

### 富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼  
3002-3003室

北京 Tel: 010 64136388/13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: [wkgz.info@fujifilm.com](mailto:wkgz.info@fujifilm.com)

官网: [labchem.fujifilm-wako.com.cn](http://labchem.fujifilm-wako.com.cn)

官方微信



目录价查询

