

ELISA试剂盒研发用试剂

产品编号	产品名称	包装	应用
299-78801	ELISA-Star™ Chemiluminescent Peroxidase Substrate	20 mL	过氧化物酶化学发光底物 高灵敏度、高信噪比、低背景，超强稳定性
295-78803		100 mL	
293-78804		250 mL	
151-02141	OPD Tablet (2 mg/Tablet)	50 Tab	用于ELISA酶免试剂盒中底物显色
158-02151	OPD Tablet (o-Phenylenediamine · 2HCl 5 mg/Tablet)	50 Tab	
155-02161	OPD Tablet (o-Phenylenediamine · 2HCl 10 mg/Tablet)	50 Tab	
158-01671	OPD Tablet(o-Phenylenediamine · 2HCl 13 mg/Tablet)	50 Tab	
154-01673		100 Tab	
152-01674		2000 Tab	
040-27001	DAB Tablet (DAB · 4HCl 5 mg/Tablet)	50 Tab	用于免疫组织化学染色
046-27003		100 Tab	
049-22831	DAB Tablet(DAB · 4HCl 10 mg/Tablet)	50 Tab	
045-22833		100 Tab	
208-17371	TMB Solution (for Microwell)	100 mL	用于ELISA等的显色液
074-01943	L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide Monohydrate	1 g	生化研究。氨肽酶A(aminopeptidase A)的显色底物(在410nm测定释放的4-硝基苯胺)。 γ-L-谷氨酰转肽酶的底物,测定麦酰转肽酶活力。
076-01942		25 g	
043-22351	DA-64	100 mg	DA-64、DA-67是在有过氧化物酶的存在下高灵敏度地检测出过氧化氢的水溶性氧化显色试剂。
046-22341	DA-67	50 mg	
120-04891	L-012	100 mg	该产品可以用于有辣根过氧化物酶的ELISA 试剂盒, 可提高反应灵敏度。
015-24231	Avidin, Neutralized, from Egg White	10 mg	与生物素专一性结合
011-24233		50 mg	
010-27101	Avidin, from Egg White	10 mg	
016-27103		50 mg	
198-17861	Streptavidin	1 mg	与生物素专一性结合
194-17863		5 mg	
192-17864		25 mg	
190-14261	Streptavidin, recombinant	10 mg	
169-10791	Peroxidase, from Horseradish	100 mg	主要应用于免疫学, 是高纯度的过氧化物酶
165-10793		1 g	
166-12881	Peroxidase, from Horseradish	2000 U	
162-12883		20000 U	
294-68601	Immuno-enhancer	2 Tests	抗原抗体反应促进剂
290-68603		10 Tests	
298-68604		40 Tests	
091-05811	Immuno-enhancer Reagent A	200 mL	
098-05821	Immuno-enhancer Reagent B	200 mL	
195-16455	Skim Blocker	500 mL	用于ELISA固相封闭
190-12865	Skim Milk Powder	500 g	

住友电木ELISA试剂盒耗材

品牌介绍

SUMITOMO BAKELITE 日本住友电木株式会社成立于1932年,是日本首家生产酚醛树脂的企业,也是世界500强企业住友化学株式会社的关联企业,其产品在具有较高的市场占有率,在欧美、亚洲市场也均具有较强的影响力。在生命科学领域,为实验室、医院、研究所提供大量塑料产品,以替代玻璃产品,包括:培养皿、冻存管、离心管、移液管等,尤其适用于干细胞培养。

产品编号	产品名称	中文名称	包装
MS-8408P	ELISA Plate, 8wells Separate-type P	P型ELISA板, 可拆卸板	50 个
MS-8508M	ELISA Plate, 8wells Separate-type M	M型ELISA板, 可拆卸板	50 个
MS-8608F	ELISA Plate, 8wells Separate-type Amino	氨基型ELISA板, 可拆卸板	50 个
MS-8708F	ELISA Plate, 8wells Separate-type Carboxyl	羧基型ELISA板, 可拆卸板	50 个
MS-89961	Lid for 96 wells plate	96孔板用盖	100 个
MS-30010	Seal for 96 wells plate	板膜	200 个
MS-30011	Seal for 96 wells plate	板膜 (低吸附型)	200 个
MS-30020	Seal for 96 wells plate	板膜 (放射线灭菌型)	200 个
BS-X7603	Avidin Plate (Blocking-less type)	亲和素板	5 个



上述试剂仅供实验研究用,不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from Wako; <http://www.e-reagent.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 010 64136388/13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

