

细胞 / 组织冻存专题

快速、安全、高效

细胞培养的传代及日常维持过程中，它的各种生物特性都将逐渐发生变化，并随着传代次数的增加和体外环境条件的变化而不断有新的变化；同样，当组织离开活体时，其形态和增殖能力也会发生变化，因此及时进行细胞 / 组织冻存十分必要。

为节约您的宝贵时间，我们提供全面的细胞及组织冻存方案，所有产品均可直接使用，无需稀释、过滤等过程。

细胞冻存液

品牌	产品编号	产品名称	规格	应用
LYMPHOTEC	306-95921	BAMBANKER® Direct BAMBANKER 直接冻存液	20 ml	常见的小鼠、大鼠、 狗、灵长类等细胞系
	306-14684	BAMBANKER™ BAMBANKER 冻存液	5 x 20 ml	外周血细胞及常见的小鼠、 大鼠、灵长类等细胞系
	302-14681		120 ml	
Wako	195-16031	StemSure® Freezing Medium StemSure 干细胞冻存液	100 ml	人 iPS、小鼠 ES 以及大多数细胞系
	039-23511	CultureSure Freezing Medium CultureSure 通用动物细胞冻存液	100 ml	大多数细胞系
Stemgent	01-0013-50	CryoStem™ Freezing Medium 干细胞冻存液	50 ml	人 ES/iPS/ 间充质干细胞
ReproCell	RO10003-01	CRYO-GOLD™ 干细胞 / 组织缓慢冻存液	100 ml	a. 人和动物原代细胞、hiPSC/ ESC，以及大多数细胞细胞 b. 可用于组织保存
ReproCell	RCHEFM001	Freezing medium for human ES/iPS cells 灵长类 ES/iPS 胞冻存液	25 ml	灵长类 ES/iPS 细胞
Funakoshi	CPL-A1	CryoScarless DMSO-Free 灵长类 ES/iPS 玻璃化细胞冻存液	100 ml	间充质干细胞 及各种细胞玻璃化冻存
	VPL-A1	Stem Cell Keep 玻璃化细胞冻存液	20 ml	ES/iPS 细胞
Cosmo Bio	KOJ-COS-CFM01	COS banker [Cell Freezing Medium] (chemical defined) COS banker [细胞冻存液] (化学成分明确)	120 ml	贴壁细胞、原代细胞、 血液细胞、杂交瘤细胞等
	KOJ- COS-CFM02	COS banker II COS banker II [细胞冻存液]	120 ml	外周血淋巴细胞等 COS banker 适用细胞株

冻存液成分比较

产品名称	DMSO	血清	化学成分限定	程序降温	动物源成分
BAMBANKER Direct	√	X	X	X	√
BAMBANKER	√	X	X	X	√
StemSure® Freezing Medium	√	X	X	X	√
CultureSure Freezing Medium	√	X	X	X	√
CryoStem™ Freezing Medium	√	X	√	√	X
CRYO-GOLD™	√	X	√	√	X
Freezing medium for human ES/iPS cells	√	X	X	X	√
CryoScarless DMSO-Free	X	X	-	X	-
Stem Cell Keep	X	X	-	X	X
COS banker [Cell Freezing Medium] (chemical difined)	√	X	√	X	X
COS banker II	√	X	-	X	√

组织保存 / 收集液

品牌	产品编号	产品名称	规格	应用
ReproCell	RO10003-01	CRYO-GOLD™ 干细胞 / 组织缓慢冻存液	100 ml	a. 人和动物原代细胞、hiPSC/ ESC, 以及大多数细胞细胞 b. 可用于组织保存
Funakoshi	TPO-A1	ThelioKeep 无血清无 DMSO 组织保存液	100 ml	上皮, 内皮和神经组织保存
	SKK-A1	SK Keep 牙体 / 骨片保存液	100 ml	牙体 / 骨片保存
Cosmo Bio	KYD-001-05-EX	FERTIUP® Mouse Sperm Cryoprotectant: CPA 小鼠精子冻存液	0.5 ml	小鼠精子冻存 用于体外受精
	KYD-001-05-EX-X5	FERTIUP® Mouse Sperm Cryoprotectant: CPA x5 小鼠精子冻存液	5 x 0.5 ml	
	CSR-CK020	Porcine oocyte/embryo collection medium 猪卵 / 胚胎收集液	5 x 100 ml	猪卵母细胞 / 胚胎收集液, 用于体外受精
Wako (Research Institute for the Functional Peptides)	300-05211 (IFP9611)	Oocyte Collection Medium 卵母细胞收集液	5 x 100 ml	卵母细胞收集, 用于体外受精
	336-00711 (IFP1040P)	POE-CM, Porcine oocyte/embryo collection medium 猪卵 / 胚胎收集液	5 x 100 ml	猪卵母细胞 / 胚胎收集液, 用于体外受精
	307-05221 (IFP9620)	Bovine Embryo Freezing Medium 牛胚胎冻存液	100 ml	牛胚胎保存

冻存管 (冻存管外盖型、冻存管内盖型、冻存管高速离心型)



外盖构造



内盖构造

NON
Pyrogenic

已通过实验验证内毒素含量
在 0.5EU/m 以下。
(使用日本药典内毒素检测法)

经放射性
灭菌

毒性实验

选择原料时, 通过以下实验确认原料聚丙烯的溶出液对细胞不产生影响。
溶出条件: 将 4.5 ml 注射用纯水加入 5 ml 血清中, 在 50°C 下静置 72 小时。

* 实验按照人工晶状体审核条件进行

实验项目	结果	实验方法
细胞毒性	无毒性	按照细胞培养的增殖抑制实验 * 培养细胞 琼脂双重培养 *
致突变性	无诱发性	以使用微生物进行致突变性实验为基准
热原质	适合	热原质实验

品牌	产品编号	产品名称	尺寸 (直径 x 高)	形状		材质	包装
				冻存管	盖管		
住友电木	MS-4601O W. R. Y. B. G. X	1 ml 冻存管 (外盖型)	12.5 x 43(L) mm	自立型	外盖	聚丙烯	50 个 / 包 500 个 / 箱
住友电木	MS-4701X	0.5 ml 冻存管 (高速离心型)	10.5 x 46(L) mm	自立型	外盖	聚丙烯	50 个 / 包 500 个 / 箱
住友电木	MS-4501O W. R. Y. B. G. X	1.2ml 冻存管 (内盖型)	12.5 x 42(L) mm	自立型	外盖	聚丙烯	50 个 / 包 500 个 / 箱

更多规格, 请联系我们。

产品仅供科研使用

合作厂商:

HEC LYMPHOTEC Inc.

REPROCELL

STEMGENT

COSMO BIO CO., LTD.
Inspiration for Life Science

住友バークライト株式会社
SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

BIOLGIX

富士胶片 and 光 (广州) 贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 010 64136388

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

