

糖尿病和肥胖相关因子检测 —ELISA Kit Wako 系列

FUJIFILM Wako具有定量检测糖尿病和肥胖相关因子的 ELISA Kit Wako 系列和测定实验动物血液中各种生化分子的 LabAssay™ 系列，均仅需微量样品即可特异性定量各种生化指标。

微量样品高灵敏度测定肠促胰岛素 GLP-1

GLP-1 是摄取碳水化合物或脂肪后由小肠的 L 细胞分泌的肠促胰岛素，能促进分泌胰岛素降低血糖值。GLP-1分活性型 GLP-1 (7-36 酰胺) 和非活性型 GLP-1 (9-36 酰胺)，活性型 GLP-1 可由 DPP- IV 酶水解转变为非活性型GLP-1。

“GLP-1 ELISA Kit Wako High Sensitive (299-75501)” 比以前的产品 “Rat GLP-1 ELISA Kit Wako(291-59201)” 有更高的灵敏度。

特点

- 高灵敏度且高特异性测定总 GLP-1 或活性型 GLP-1
- 可测定低至 10 μ L 微量样品，样品类型为血浆
- 高重复性

参考文献：Asmar M., *Dan Med Bull.* **58**, 2, B4248 (2011).



产品编号	产品名称	规格
299-75501	GLP-1 ELISA Kit Wako High Sensitive GLP-1ELISA试剂盒，高灵敏度	96 tests

特异性测定肠促胰岛素GIP活性


GIP 是摄取糖和脂肪后由十二指肠的 K 细胞分泌的肠肽激素，促进胰腺 β 细胞分泌胰岛素。GIP 分活性型 GIP (1-42) 和非活性型GIP (3-42) 两种亚型，GIP (1-42) 通过 DPP-4在血中分解转化成非活性型 GIP (3-42)。

本产品是特异性测定小鼠血浆中的活性型GIP 浓度的 ELISA 试剂盒。

特点

- 高特异性高灵敏度的测定活性型GIP
- 实验样品为小鼠的血浆

参考文献：Asmar M., *Dan Med Bull.* **58**, 2, B4248 (2011).



产品编号	产品名称	规格
299-73801	Mouse GIP(Active) ELISA Kit Wako 小鼠活性GIP检测ELISA试剂盒	96 tests

特异性测定肥胖症相关因子PYY



PYY是36个氨基酸组成的肠肽激素。主要由分布在肠道的L型细胞在摄食后分泌，通过血液或者迷走神经抑制摄食。

本产品是能特异性测定小鼠、大鼠血清及血浆中的PYY浓度的ELISA试剂盒。

特点

- 高特异性高灵敏度的测定PYY
- 小鼠、大鼠的血浆、血清样品均可检测

参考文献：Koda S et al., *Endocrinology*, **146**, 5, 2369 (2005).



产品编号	产品名称	规格
291-73501	Mouse/Rat PYY ELISA Kit Wako 大鼠/小鼠PYY检测ELISA试剂盒	96 tests

相关产品

产品编号	产品名称	标准曲线范围	上样量	规格
291-59201	Rat GLP-1 ELISA Kit Wako 大鼠胰高血糖素样肽-1ELISA试剂盒	206 ~ 50,000 pg/mL	30 µL	96 tests
295-57401	Rat C-Peptide ELISA Kit Wako 大鼠C肽ELISA试剂盒	0.56 ~ 50 ng/mL	50 µL	96 tests
292-80001	Glucagon ELISA Kit Wako (Sandwich method) 胰高血糖素ELISA试剂盒 (夹心法)	7.8 ~ 500 pg/mL	-	96 tests
299-73801	Mouse GIP(Active) ELISA Kit Wako 小鼠活性GIP检测ELISA试剂盒	7.8 ~ 500 pg/mL	25 µL	96 tests
297-57601	Rat Leptin ELISA Kit Wako 大鼠瘦素ELISA试剂盒	312.5 ~ 20,000 pg/mL	20 µL	96 tests
298-65701	LabAssay™ Glucose LabAssay™ 葡萄糖检测试剂盒	50 ~ 500 mg/dL	2 µL	1,000 tests
290-63701	LabAssay™ Triglyceride LabAssay™ 甘油三酯检测试剂盒	100 ~ 882 mg/dL	2 µL	1,000 tests
294-65801	LabAssay™ Cholesterol LabAssay™ 胆固醇检测试剂盒	50 ~ 592.2 mg/dL	2 µL	1,000 tests
294-63601	LabAssay™ NEFA LabAssay™ 游离脂肪酸检测试剂盒	0.50 ~ 1.97 mEq/L	4 µL	750 tests
290-65901	LabAssay™ Creatinine LabAssay™ 肌酸检测试剂盒	2.5 ~ 10.0 mg/dL	50 µL	500 tests
296-63801	LabAssay™ Phospholipid LabAssay™ 磷脂检测试剂盒	150 ~ 596.1 mg/dL	2 µL	1,300 tests
291-58601	LabAssay™ ALP LabAssay™ 碱性磷酸酶检测试剂盒	0.0625 ~ 0.5 mmol/L	20 µL	900 tests

上述试剂仅供实验研究用，不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako; <https://labchem-wako.fujifilm.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

