

糖链功能分析

GlyScope和凝集素

Lectins Specific for Sialic Acid (Sia) 唾液酸特异性凝集素 (SIA)

产品名称	标记	产品编号	规格	保存温度
<i>Maackia amurensis</i> [MAM] 朝鲜槐 [MAM]	Unlabeled	JOM-J110	2 mg	4℃
	Biotin	JOM-J210	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J310	2 ml	4℃
	FITC	JOM-J510	1 mg	-20℃
<i>Sambucus sieboldiana</i> [SSA] 无梗接骨木 [SSA]	Unlabeled	JOM-J118	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J218	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J318	2 ml	4℃
	FITC	JOM-J518	1 mg	-20℃
<i>Triticum vulgare</i> (Wheat germ) [WGA] 小麦 (小麦胚芽) [WGA]	Unlabeled	JOM-J120	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J220	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J320-2ML	2 ml	4℃
	Agarose	JOM-J320-5ML	5 ml	4℃
	HRP	JOM-J420	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J520	1 mg	-20℃

Lectin Sets 凝集素套装

产品名称	标记	产品编号	规格	保存温度
Lectin Set-Biotin 1 (Con A/DBA/LCA/PHA-E4/PNA/ECA/UEA-I/WGA)	Biotin	JOM-J2S1	1 set	-20℃
Lectin Set-Biotin 2 (ABA/DSA/Lotus/MAM/PHA-L4/SBA/SSA)	Biotin	JOM-J2S2	1 set	-20℃
Lectin Set-Agarose 1 (Con A/LCA/ECA/WGA)	Agarose	JOM-J3S1	1 set	4℃
Lectin Set-Agarose 1 (for elution) Sugar Set-1	-	JOM-J3S4	1 set	4℃
Lectin Set-Agarose 2 (PHA-E4/PHA-L4/PNA/UEA-I)	Agarose	JOM-J3S2	1 set	4℃
Lectin Set-Agarose 2 (for elution) Sugar Set-2	-	JOM-J3S5	1 set	4℃
Lectin Set-Agarose 3 (AAL/DSA/MAM/SSA)	Agarose	JOM-J3S3	1 set	4℃
Lectin Set-Agarose 3 (for elution) Sugar Set-3	-	JOM-J3S6	1 set	4℃
Lectin Set-HRP 1 (Con A/LCA/PHA-E4/PNA/ECA/WGA)	HRP	JOM-J4S1	1 set	-20℃
Lectin Set-HRP 2 (Con A/DBA/LCA/PHA-E4/PNA/ECA/UEA-I/WGA)	HRP	JOM-J4S2	1 set	-20℃
Lectin Set-FITC 1 (Con A/DBA/LCA/PHA-E4/PNA/ECA/UEA-I/WGA)	FITC	JOM-J5S1	1 set	-20℃
Lectin Set-FITC 2 (ABA/DSA/Lotus/MAM/PHA-L4/SBA/SSA)	FITC	JOM-J5S2	1 set	-20℃

产品名称	产品编号	规格	保存温度
<i>Aleuria aurantia</i> -HPLC Column [AAL] 橙黄网胞盘菌HPLC 色谱柱[AAL]	J601-L	1 pc	RT
<i>Aleuria aurantia</i> -HPLC Column Short [AAL] 橙黄网胞盘菌HPLC 色谱柱[AAL]	J601-S	1 pc	RT
<i>Arachis hypogaea</i> (Peanut)-HPLC Column [PNA] 花生-HPLC 色谱柱[PNA]	JOM-J614	1 pc	RT
<i>Canavalia ensiformis</i> (Jack bean)-HPLC Column [Con A] 刀豆-HPLC 色谱柱[ConA]	JOM-J603	1 pc	RT
<i>Datura stramonium</i> -HPLC Column [DSA] 曼陀罗-HPLC 色谱柱[DSA]	JOM-J605	1 pc	RT
<i>Lens culinaris</i> -HPLC Column [LCA] 扁豆-HPLC 色谱柱[LCA]	JOM-J607	1 pc	RT
<i>Maackia amurensis</i> -HPLC Column [MAM] 山槐-HPLC 色谱柱[PHA-E4]	JOM-J610	1 pc	RT
<i>Phaseolus vulgaris</i> -HPLC Column [PHA-E4] 菜豆-HPLC 色谱柱[PHA-E4]	JOM-J611	1 pc	RT
<i>Sambucus sieboldiana</i> -HPLC Column [SSA] 无梗接骨木-HPLC 色谱柱[SSA]	JOM-J618	1 pc	RT
<i>Triticum vulgare</i> (Wheat germ)-HPLC Column [WGA]	JOM-J620	1 pc	RT

产品名称	标记	产品编号	规格	保存温度
Lectin Anti-H 凝集素抗体-H	Unlabeled	JOM-J121	8 ml	4℃
Lectin Anti-H Strong 凝集素抗体-H 增强型	Unlabeled	JOM-J122	2 ml	4℃

HPLC Columns for Lectins
凝集素HPLC
色谱柱Antibodies for Lectin
凝集素抗体

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室
询价: wkgz.info@fujifilm.com
官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn北京 Tel: 010 64136388
上海 Tel: 021 62884751
广州 Tel: 020 87326381
香港 Tel: 852 27999019

官方微信



目录价查询



COSMO BIO Co., LTD.


TOYO EKIMAE BLDG. 2-20, TOYO 2-CHOME,
KOTO-KU, TOKYO 135-0016, JAPAN
TEL : (81)3-5632-9617
FAX : (81)3-5632-9618
e-mail : export@cosmobio.co.jp
URL : www.cosmobio.com

糖链功能分析

GlyScope和凝集素

众所周知, 糖链可与细胞中的蛋白质(糖蛋白)和脂质(糖脂)结合。而糖蛋白和糖脂在生物体内扮演者各种作用。

选择你所需要的产品




COSMO BIO Co., LTD.

GlyScope

用于糖链分析

- 特点
- 与实验室常用仪器兼容
 - 快速分析



Analytic Results of GlyScope ABEE Labeling Kit (Cat. No. JOM-J710)

产品名称	标签	产品编号	规格	保存温度
GlyScope Sensor plus C, Lectin Staining Kit		JOM-J701	1 kit	4℃
GlyScope G. P. Sensor		JOM-J702	1 kit	4℃
GlyScope Chitooligo-Agarose		JOM-J703	5 ml	4℃
GlyScope Fucose-Agarose		JOM-J704	5 ml	4℃
GlyScope Lactose-Agarose		JOM-J705	5 ml	4℃
GlyScope Maltose-Agarose		JOM-J706	5 ml	4℃
GlyScope Melibiose-Agarose		JOM-J707	5 ml	4℃
GlyScope Carbohyd-Agarose Set		JOM-J708	1 set	4℃
GlyScope Serotonin-HPLC Column		JOM-J709-L	1 pc	RT
GlyScope Serotonin-HPLC Column Short		JOM-J709-S	1 pc	RT
GlyScope ABEE Labeling Kit		JOM-J710	1 kit	-20℃
GlyScope ABEE Labeling Kit Plus S w/o Acetic Anhydride		JOM-J711-EX	1 kit	-20℃
GlyScope Solvent Set (for ABEE Labeling Kit)		JOM-J712	1 set	RT
GlyScope Monosaccharide Mixture-5 (for ABEE Labeling Kit)	Unlabeled	JOM-J713	0.5 ml	-20℃
GlyScope Monosaccharide Mixture-11 (for ABEE Labeling Kit)	Unlabeled	JOM-J714	0.5 ml	-20℃
GlyScope Honenpak C18 (for ABEE Labeling Kit)		JOM-J715	1 pc	RT

Lectins
凝集素

Lectin 是一种糖蛋白可与糖链结合，与分化、发育、免疫、感染等有关。

Lectins Specific for Galactose (Gal)/N-acetylgalactosamine (GalNAc)

半乳糖（GAL）/ N-乙酰半乳糖胺（GalNAc）特异性凝集素

产品名称	标记	产品编号	规格	保存温度
Agaricus bisporus [ABA] 双孢蘑菇[ABA]	Unlabeled	JOM-J102	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J202	1 mg	4℃
	FITC	JOM-J502	1 mg	-20℃
Dolichos biflorus [DBA] 双花豆[DBA]	Unlabeled	JOM-J104	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J204	1 mg	4℃
	HRP	JOM-J404	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J504	1 mg	-20℃
Erythrina cristagalli [ECA] 鸡冠刺桐[ECA]	Unlabeled	JOM-J106	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J206	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J306	2 ml	4℃
Phaseolus vulgaris [PHA-E4] 菜豆[PHA-E4]	Unlabeled	JOM-J111	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J211	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J311-2ML	2 ml	4℃
	Agarose	JOM-J311-5ML	5 ml	4℃
	HRP	JOM-J411	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J511	1 mg	-20℃
Phaseolus vulgaris [PHA-L4] 菜豆[PHA-L4]	Unlabeled	JOM-J112	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J212	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J312	2 ml	4℃
	HRP	JOM-J412	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J512	1 mg	-20℃
Phaseolus vulgaris [PHA-P] 菜豆[PHA-P]	Unlabeled	JOM-J113	50 mg	4℃
Arachis hypogaea (Peanut) [PNA] 花生[PNA]	Unlabeled	JOM-J114	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J214	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J314	2 ml	4℃
	HRP	JOM-J414	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J514	1 mg	-20℃
Glycine max (Soybean) [SBA] 黄豆[SBA]	Unlabeled	JOM-J117	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J217	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J317	2 ml	4℃
	HRP	JOM-J417	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J517	1 mg	-20℃

Lectins Specific for Mannose (Man) 甘露糖特异性凝集素（MAN）

产品名称	标记	产品编号	规格	保存温度
Canavalia ensiformis (Jack bean) [Con A] 刀豆[Con]	Unlabeled	JOM-J103	500 mg	4℃
	Biotin	JOM-J203	5 mg	4℃
	Agarose	JOM-J303-100ML	100 ml	4℃
	Agarose	JOM-J303-10ML	10 ml	4℃
	HRP	JOM-J403	2 mg	-20℃
	FITC	JOM-J503	10 mg	-20℃
Lens culinaris [LCA] 扁豆[LCA]	Unlabeled	JOM-J107	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J207	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J307	5 ml	4℃
	HRP	JOM-J407	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J507	1 mg	-20℃
Lens culinaris [LCA-A (isoelectin A)] 扁豆[LCA-A(islectin A)]	Unlabeled	JOM-J108	5 mg	4℃
Pisum sativum [PSA] 豌豆	Unlabeled	JOM-J115	5 mg	4℃
	Agarose	JOM-J315	2 ml	4℃

Lectins Specific for Fucose (Fuc) 岩藻糖（Fuc）特异性凝集素

产品名称	标记	产品编号	规格	保存温度
Aleuria aurantia [AAL] 橙黄网胞盘菌[AAL]	Agarose	J301	1 ml	4℃
	FITC	J501	1 mg	4℃
Aleuria aurantia [AAL], recombinant 重组橙黄网胞盘菌[AAL]	Unlabeled	JOM-J101-R	1 mg	4℃
	Biotin	JOM-J201-R	1 mg	4℃
Lotus tetragonolobus [Lotus] 翅荚百脉根[Lotus]	Unlabeled	JOM-J109	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J209	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J309	2 ml	4℃
	FITC	JOM-J509	1 mg	-20℃
Ulex europaeus [UEA-I] 荆豆[UEA-I]	Unlabeled	JOM-J119	2 mg	4℃
	Biotin	JOM-J219	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J319	2 ml	4℃
	HRP	JOM-J419	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J519	1 mg	-20℃
Lens culinaris [LCA] 扁豆[LCA]	Unlabeled	JOM-J107	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J207	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J307	5 ml	4℃
	HRP	JOM-J407	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J507	1 mg	-20℃
Lens culinaris [LCA-A (isoelectin A)] 扁豆[LCA-A(isoelectin A)]	Unlabeled	JOM-J108	5 mg	4℃
Pisum sativum [PSA] 豌豆[PSA]	Unlabeled	JOM-J115	5 mg	4℃
	Agarose	JOM-J315	2 ml	4℃

Lectins Specific for N-acetylglucosamine (GlcNAc)

N-乙酰氨基葡萄糖（GlcNAc）特异性凝集素

产品名称	标记	产品编号	规格	保存温度
Datura stramonium [DSA] 曼陀罗[DSA]	Unlabeled	JOM-J105	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J205	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J305	2 ml	4℃
	HRP	JOM-J405	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J505	1 mg	-20℃
Phytolacca americana [PWM] 美洲商陆[PWM]	Unlabeled	JOM-J116	5 mg	4℃
	Agarose	JOM-J316	5 ml	4℃
Triticum vulgare (Wheat germ) [WGA] 小麦（小麦胚芽）[WGA]	Unlabeled	JOM-J120	5 mg	4℃
	Biotin	JOM-J220	1 mg	4℃
	Agarose	JOM-J320-2ML	2 ml	4℃
	Agarose	JOM-J320-5ML	5 ml	4℃
	HRP	JOM-J420	1 mg	-20℃
	FITC	JOM-J520	1 mg	-20℃