

疫苗生产用试剂系列

从上游到下游,富士胶片和光始终坚持以高品质试剂与客户建立信赖关系,致力于提升生物药质量,为人类健康事业作出贡献。

WakoVAC 系列无血清培养基

Wako


富士胶片和光凭借近一百年来在高品质化学品与生命科学高端产品的生产经验,开发出WakoVAC系列符合GMP生产标准的细胞培养基,可适应小试到放大,适用于生物制药规模化生产。除了优质的产品外,富士胶片和光还提供从培养基优化服务到IND/NDA监管的完整服务流程支持。

MDCK疫苗生产用培养基

PSFM-J1疫苗生产用培养基

Vero疫苗生产用培养基

使用PSFM-J1培养基培养SF9细胞



葡聚糖硫酸钠盐5,000

Wako

高品质疫苗佐剂, 有效引发免疫应答

产品编号	英文名称	中文名称	规格
197-08362	Sodium Dextran Sulfate 5,000	葡聚糖硫酸钠盐 5,000	25 g
199-08361			100 g
191-08365			500 g

KANEKA Endonuclease

无动物源和内毒素的核酸内切酶

- 毕赤酵母表达, 无动物源和内毒素
- *Serratia marcescens*来源, 含2个氨基酸突变, 性能和反应条件和*Serratia marcescens*全能核酸酶一致

产品编号	英文名称	中文名称	规格
KEN02100	KANEKA Endonuclease	KANEKA核酸内切酶	100 KU
KEN02500			500 KU

重组人白蛋白Recombunin®

符合ICH Q7 cGMP质量生产标准, 已取得NMPA认证

疫苗容易受到如温度变化和其他物理条件等环境压力的影响。Albumedix具有三十余年重组人白蛋白生产经验。Recombunin® Prime是酵母来源的重组人白蛋白, 具有**保护疫苗免受剪切应力、防止表面吸附、增加热稳定性**等功能。另外还能应用于蛋白及多肽、细胞及基因治疗的制剂中。

- 唯一符合USP-NF 的重组人白蛋白
- 纯度> 99%, 优异的批次间一致性
- 符合ICH Q7 cGMP质量生产标准
- 酿酒酵母表达生产, 无人源或动物来源成分
- 获国际领先机构认可, 已取得美国、加拿大、中国、新西兰等国家的DMF

合作伙伴:



已应用于儿童疫苗MMR® II与ProQuad®, 超过**2亿**儿童注射。

安全性
验证



规格: 50 mL

beMatrix® 低内毒素明胶

cGMP级别, 符合USP/EP/JP

- 符合GMP
- 符合USP/EP/JP药典, 已注册DMF
- 病毒灭活
- 低内毒素

产品编号	英文名称	中文名称	规格
633-25751	beMatrix® gelatin LS-H beMatrix	猪皮来源明胶, 高凝胶强度	10 g
630-25761	beMatrix® gelatin LS-W beMatrix	猪皮来源明胶, 低凝胶强度	10 g
630-44321	beMatrix® Gelatin LS-250 beMatrix	明胶LS-250, 生产专用 (JP级别)	10 g
633-44311	beMatrix® gelatin HG beMatrix	纯化明胶 (JP级别)	10 g

明胶

Wako

疫苗增溶剂及稳定剂

产品编号	英文名称	中文名称	规格
077-03155	Gelatin	明胶	500 g

LBIS 牛白蛋白残留ELISA试剂盒

Wako

- 总反应时间2.5 h
- 上样量100 μ L (稀释后)
- 检测范围0.78~50 ng/mL
- 使用环保的防腐剂
- 所有试剂均为即用型溶液
- 高检测准确性和可重复性

产品编号	英文名称	中文名称	规格
631-07091	LBIS Bovine Albumin ELISA Kit	牛白蛋白 ELISA试剂盒	20 μ g $\times$ 5

PYROSTAR™ ES-F系列鲎试剂系列

Wako

凝胶法、动态浊度法通用

- 高特异性LAL试剂, 不受样品中(1 $\rightarrow$ 3)- β -D-葡聚糖的影响
- 已获取得美国FDA认证 (U.S. License No.1762)
- 高灵敏度 (0.015 EU/mL), 经美国药典内毒素国家标准品标定
- 适用于凝胶法/比浊法
- 因不易受pH的影响, 稳定性更佳



产品编号	英文名称	中文名称	规格
548-10141	PYROSTAR™ ES-F MULTI KIT (2 mL), 0.015 EU/mL	鲎试剂PYROSTAR™ ES-F, 多次型 (2 mL), 0.015 EU/mL	2 mL $\times$ 4
541-10131	PYROSTAR™ ES-F MULTI KIT (2 mL), 0.03 EU/mL	鲎试剂PYROSTAR™ ES-F, 多次型 (2 mL), 0.03 EU/mL	2 mL $\times$ 4
545-10151	PYROSTAR™ ES-F MULTI KIT (2 mL), 0.06 EU/mL	鲎试剂PYROSTAR™ ES-F, 多次型 (2 mL), 0.06 EU/mL	2 mL $\times$ 4
542-10161	PYROSTAR™ ES-F MULTI KIT (2 mL), 0.125 EU/mL	鲎试剂PYROSTAR™ ES-F, 多次型 (2 mL), 0.125 EU/mL	2 mL $\times$ 4
549-10171	PYROSTAR™ ES-F MULTI KIT (2 mL), 0.25 EU/mL	鲎试剂PYROSTAR™ ES-F, 多次型 (2 mL), 0.25 EU/mL	2 mL $\times$ 4

以上产品含CSE标准品, 不含标准品的规格请咨询富士胶片和光

AQUAMICRON® 卡尔费休试剂

AQUAMICRON
KARL FISCHER REAGENTS

检测结果准确, 水标准品可溯源至NIST SRM2890

符合中国药典收录的卡尔费休法 (容量滴定法和库仑滴定法), 可对生物制品冻干粉残留水分含量进行检测。

产品编号	英文名称	说明	规格
621-01755	AQUAMICRON® AXI (AQ-AXI)	可代替全部库伦试剂, 无吡啶AXI	500 mL
602-07501	AQUAMICRON® CXU	阴极液, 通用CXU, 与AXI/AKX配套使用	5 mL $\times$ 10


残留DNA提取试剂盒 (碘化钠法)

Wako

2020版《中国药典》收录方法

DNA Extractor® Kit采用2020版《中国药典》收录的碘化钠法, 适用于疫苗和治疗用生物制品所含宿主细胞残留DNA的提取。

- ≥80%的高回收率
- 高灵敏度, 最低可检测低至100 fg残留
- 耗时仅60-90 min
- 单管操作 (无需换管), 避免交叉污染
- 不需要苯酚和氯仿等有机溶剂
- 不受宿主DNA来源物种限制
- 实验方法符合中国及美国药典要求



产品编号	英文名称	中文名称	规格
292-81101	DNA Extractor® Kit for Residual DNA, CP Method (Sodium Iodide Method)	残留DNA提取试剂盒 (碘化钠法)	50 tests

N端分析及测序

Wako

富士胶片和光生产的蛋白内切酶, 可特异性切割蛋白质和多肽中特定位点, 适用于蛋白胶内消化, 具有特异性高、切割位点精准、有效切割得到多肽数量更多等特点。均为小包装冻干粉。适用于观察不同批次供试品一致性及杂质含量等分析中。

产品编号	英文名称	中文名称	规格
125-05061	Lysyl Endopeptidase, MS Grade	质谱级赖氨酸肽链内切酶	20 µg×5
202-15951	Trypsin, from Porcine Pancreas, MS Grade	质谱级猪胰腺胰蛋白酶	20 µg×5

上述试剂仅供实验研究用, 不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako: <https://labchem-wako.fujifilm.com/> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光 (广州) 贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

