

微生物培养·发酵·疫苗生产

微生物培养基原料

Solabia Biotechnology为Solabia集团下的一个负责开发与生产蛋白胨、蛋白水解物的蛋白胨部门，拥有众多取得犹太洁食认证 (Kosher)、清真认证 (Halal) 的产品。

在法国和巴西设有工厂，在[可溯源性](#)方面深受客户信赖。因在全球各地设有工厂，我们可以为客户提供批量的高质量产品。作为提高细胞培养效率的必须营养，本系列产品可应用于食品、发酵产品等制造工艺中的微生物检测或生物制药(疫苗生产)等方面。

植物来源产品

无动物源成分

产品编号	产品名称	容量	主要原料	消化酶	Kosher	Halal
A110300	Bacteriological malt extract low pH	25 kg	麦芽	植物来源	—	—
麦芽提取物富含碳水化合物和维生素, 可为各种的微生物出色的繁殖力提供保障。						
A160100	Papaic digest of soybean meal USP ★	25 kg	脱脂大豆粉	植物来源 微生物来源	✓	—
经过IP (非转基因) 处理, 氨基酸与糖分均衡的脱脂大豆粉来源蛋白胨。						
A160300	Soy peptone F	25 kg	脱脂大豆粉	植物来源 微生物来源	✓	—
经过IP (非转基因) 处理, Solabia独创工艺制造的脱脂大豆粉来源的蛋白胨。						
A160700	Papaic soy peptone	25 kg	脱脂大豆粉	植物来源 微生物来源	✓	—
经过IP (非转基因) 处理, 糖分、氮、微量元素均衡的, 适用于发酵的脱脂大豆粉来源的蛋白胨。						
A162100	Soy peptone crystale	25 kg	脱脂大豆粉	植物来源 微生物来源	✓	—
适用于高透明度肉汤培养的脱脂大豆来源的蛋白胨, 富含高质量的碳水化合物。						
A163700	Papaic soy peptone KPH	25 kg	脱脂大豆粉	植物来源 微生物来源	✓	✓
与A160700相同的蛋白胨, 已取得Kosher、Halal 认证的脱脂大豆粉来源的蛋白胨。						
A210100	Wheat peptone	25 kg	小麦	植物来源 微生物来源	✓	—
低分子量肽构成的小麦来源的蛋白胨, 适合细胞培养。可替代动物制品, 高效培养细菌和酵母等。						
A220100	Broadbean peptone	25 kg	蚕豆	植物来源 微生物来源	✓	—
在乳酸菌中生长优异, 可在发酵、微生物检测、细胞培养中替代肉来源的蛋白胨。						
A230100	Lupin peptone	25 kg	羽扇豆	植物来源 微生物来源	✓	—
由低分子量肽构成, 用途广泛, 可替代发酵、生物制药、 动物制品 。						
A240100	Potato peptone	25 kg	土豆	植物来源 微生物来源	✓	—
适用于发酵增殖培养基、细胞培养添加剂、无动物源培养基等。						
A250100	Pea peptone	25 kg	豌豆	植物来源 微生物来源	✓	—
低分子量肽构成的蛋白胨, 可替代肉来源蛋白胨、FBS、细胞培养添加剂等使用。						
A253100	Pea peptone KPH	25 kg	豌豆	植物来源 微生物来源	✓	✓
与A250100相同的蛋白胨, 已取得Kosher、Halal 认证的豌豆来源的蛋白胨。						

★ 可提供小包装, 详见P4

酵母来源产品

无动物源成分

产品编号	产品名称	容量	主要原料	消化酶	Kosher	Halal
A120100	Yeast extract ★	25 kg	出芽酵母	—	✓	—
自消化型面包酵母 (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) 的提取物。维生素和氨基酸含量高, 被认为是培养基最重要的成分之一, 可促进各种微生物的生长。						

★ 可提供小包装, 详见P4

酪蛋白来源产品

使用新西兰、澳洲产牛奶

产品编号	产品名称	容量	消化酶	Kosher	Halal
A143100	Tryptone USP ★	25 kg	主要为胰酶	—	—
与大豆蛋白胨和酵母提取物合用时,可促进多种多样微生物的生长。					
A143200	Pancreatic digest of casein Codex	25 kg	主要为胰酶	—	—
特点为高蛋白且在溶液中呈酸性。					
A143300	Pancreatic digest of casein	25 kg	主要为胰酶	—	—
为维持高水平的维生素、生长因子而设的蛋白胨。					
A143400	Acid hydrolysate of casein ★	25 kg	酸水解	—	—
酪蛋白氨基酸是新西兰产的酪蛋白水解产物。铁浓度低,适合疫苗生产。					
A144100	Enzymatic digest of casein Kosher	25 kg	微生物来源	✓	—
与Tryptone USP功能相同的Kosher 认证添加剂,适用于食品、 发酵领域 。					
A144300	Tryptone V USP	25 kg	主要为胰酶	—	—
适用于制造破伤风疫苗的添加剂。可促进各种微生物的生长。					
A144600	Enzymatic digest of casein KH	25 kg	微生物来源	✓	✓
与A144100为相同产品,已取得Kosher、Halal认证的高性能酪蛋白胨。可促进各种微生物的生长。					

★ 可提供小包装, 详见P4

动物来源产品

部分获得EDQM认证

产品编号	产品名称	容量	主要原料	消化酶	EDQM
A100400	Pork gelatin peptone	25 kg	猪组织	猪组织来源	—
在溶液中透明稳定的蛋白胨。适用于肉汤培养或琼脂培养基。					
A145400	Pork brain heart infusion	25 kg	猪组织	猪组织来源	—
富含200~800 kDa的肽, 适用于培养如链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌等难以培养的微生物。					
A150200	Beef heart infusion	25 kg	牛组织	牛组织来源	✓
适用于培养困难的微生物和细胞培养。EDQM认证产品。					
A150400	Pork heart peptone	25 kg	猪组织	猪组织来源	—
氮、生长因子优异的蛋白胨。从BSE认为可替代牛来源蛋白胨使用。					
A171400	Pancreatic digest of meat type 2	25 kg	牛组织	牛组织来源	✓
独创配方制造的蛋白胨。特点是拥有各种分子量的肽, 促进各种微生物的生长。					
A171800	Peptic digest of meat	25 kg	牛组织	牛组织来源	✓
EDQM认证蛋白胨, 由各种分子量的肽构成。促进各种微生物的生长。					
A172000	Bacteriological meat extract ★	25 kg	牛组织	牛组织来源	✓
使用巴西来源的酶水解牛组织的混合物产生, 促进各种微生物增殖。					
A172700	Bacteriological meat of peptone	25 kg	牛组织	牛组织来源	—
在溶液中透明稳定的肉蛋白胨。促进各种微生物的生长。					
A172800	Pork meat peptone	25 kg	猪组织	猪组织来源	—
与A171800功能相同, 从BSE观点上可替代使用。促进各种微生物的生长。					
A191100	Papic digest of liver	25 kg	牛组织	牛组织来源	✓
肝脏组织中富含铁、锌、维他命等必需元素, 帮助厌氧菌生长。					

★ 可提供小包装, 详见P4

鸟类来源产品

产品编号	产品名称	容量	主要原料	消化酶	Kosher	Halal
A170600	Toxiprotone D®	25 kg	火鸡	火鸡组织来源	—	—
低重金属，富含氮。适用于利用白喉杆菌的疫苗生产。						

★ 小包装供应

小包装培养基原料同样有售

和光产品编号	制造商编号	产品名称	容量
551-35875	A1012HA	Bacteriological Agar Type E	500 g
558-35885	A1101HA	Bacterial malt extract	500 g
555-35895	A1202HA	Yeast extract	500 g
553-35891	A1202GC		5 kg
558-35905	A1401HA	Tryptone USP	500 g
556-35901	A1401GC		5 kg
555-35915	A1404HA	Acid Hydrolysate of Casein	500 g
552-35925	A1601HA	Papic digest of soybean meal USP	500 g
559-35935	A1710HA	Bacteriological meat extract	500 g



上述试剂仅供实验研究用，不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako; <https://labchem-wako.fujifilm.com/> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片 and 光 (广州) 贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

