


SEEBRIGHT® 高灵敏FISH探针制备

用于制备FISH探针的荧光标记和缺口平移体系

良好的标记性能


ENZO Life Sciences提供缺口平移体系及配套的与荧光标记dUTP, 可以对FISH中的DNA探针进行有效的直接标记, 操作简单, 广泛应用于分子生物学和细胞遗传学领域。

- 多种不同的颜色可供选择, 跨度覆盖可见光谱
- 信号强度高, 光稳定性好
- 即用型试剂




在FISH分析中标记DNA探针

产品编号	英文名称	中文名称	规格
ENZ-GEN111-0050	Nick translation DNA labeling system 2.0	缺口平移法DNA标记系统2.0	50 tests
ENZ-GEN420	SEEBRIGHT® Mounting Medium with DAPI	成像试剂 (含DAPI)	100 tests/20 tests



彩色荧光图谱

- 水绿 431 Ex. 431 nm/Em. 480 nm (ENZ-42853)
- 绿色 496 Ex. 496 nm/Em. 520 nm (ENZ-42831)
- 绿色 500 Ex. 500 nm/Em. 522 nm (ENZ-NUC117-0025)
- 金色 525 Ex. 525 nm/Em. 551 nm (ENZ-42843)
- 金色 550 Ex. 550 nm/Em. 564 nm (ENZ-42521)
- 橙色 552 Ex. 552 nm/Em. 576 nm (ENZ-42842)
- 红色 580 Ex. 580 nm/Em. 603 nm (ENZ-42844)
- 红色 650 Ex. 650 nm/Em. 662 nm (ENZ-42522)



缺口平移法DNA标记系统2.0 (Nick Translation DNA Labeling System 2.0, ENZ-GEN111), 使用**橙色552 dUTP** (ENZ-42842) 标记TP53的BAC DNA探针, 使用**绿色496 dUTP** (ENZ-42831) 标记Centromere 17的DNA探针。标记的探针与细胞分裂中期的染色体杂交。

(图片来源: 法国图卢兹大学癌症研究所)

缺口平移法制备FISH探针流程



荧光标记dUTP列表

更多FISH试剂请咨询富士胶片和光

产品编号	英文名称	中文名称	规格
ENZ-42853	SEEBRIGHT® Aqua 431 dUTP	水绿 431 dUTP	25 nmol
ENZ-42853L-0050	SEEBRIGHT® Aqua 431 dUTP (lyophilized)	水绿 431 dUTP (冻干粉)	50 nmol
ENZ-42831	SEEBRIGHT® Green 496 Dntp	绿色 496 dUTP	25 nmol
ENZ-42831L-0050	SEEBRIGHT® Green 496 dUTP (lyophilized)	绿色 496 dUTP (冻干粉)	50 nmol
ENZ-NUC117-0025	SEEBRIGHT® Green 500 dUTP	绿色 500 dUTP	25 nmol
ENZ-42521	SEEBRIGHT® Gold 550 dUTP	金色 550 dUTP	25 nmol
ENZ-42843	SEEBRIGHT® Gold 525 dUTP	金色 525 dUTP	25 nmol
ENZ-42843L-0050	SEEBRIGHT® Gold 525 dUTP (lyophilized)	金色 525 dUTP (冻干粉)	50 nmol
ENZ-42842	SEEBRIGHT® Orange 552 dUTP	橙色 552 dUTP	25 nmol
ENZ-42842L-0050	SEEBRIGHT® Orange 552 dUTP (lyophilized)	橙色 552 dUTP (冻干粉)	50 nmol
ENZ-42844	SEEBRIGHT® Red 580 dUTP	红色 580 dUTP	25 nmol
ENZ-42844L-0050	SEEBRIGHT® Red 580 dUTP (lyophilized)	红色 580 dUTP (冻干粉)	50 nmol
ENZ-42855	SEEBRIGHT® Red 598 dUTP	红色 598 dUTP	25 nmol
ENZ-42522	SEEBRIGHT® Red 650 dUTP	红色 650 dUTP	25 nmol
ENZ-NUC116-0025	SEEBRIGHT® Far-Red 673 dUTP	远红色 673 dUTP	25 nmol



富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室
询价: wkgz.info@fujifilm.com
官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

北京 Tel: 13611333218
上海 Tel: 021 62884751
广州 Tel: 020 87326381
香港 Tel: 852 27999019

官方微信



目录价查询

