



Limulus Amebocyte Lysate (美洲鲎试剂)

PYROSTAR™ ES-F系列鲎试剂

特异性内毒素检测——适用于凝胶法及浊度法

● 高灵敏度特异性检测内毒素

不受(1→3)-β-D-葡聚糖的影响

● 取得美国食品药品监督管理局(FDA)认证(U.S. License No.1762)

● 经准确标定的灵敏度(0.015 EU/mL等)

由美国药典内毒素国家标准品(USP-RSE)标定

● 可进行0.001~10 EU/mL的高灵敏度动态浊度法检测

适合凝胶法无法排除干扰的样品

(需配合内毒素检测仪Toxinometer® 进行)

PYROSTAR™ ES-F系列鲎试剂

● Single Test (独立分装型)

产品编号	产品名称	产品规格	标示灵敏度
295-72301	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F SINGLE TEST	25 tests	0.015 EU/mL

试剂盒组成

- PYROSTAR™ ES-F 鲎试剂 0.2 mL用 × 25瓶
- 内毒素工作标准品 (CSE) × 1瓶



● Multi Test (多次型)



产品编号	产品名称	产品规格	标示灵敏度
548-10141	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F MULTI TEST KIT 80 test kit	80 tests	0.015 EU/mL

试剂盒组成

- PYROSTAR™ ES-F 鲎试剂 2 mL用 × 4瓶
- 内毒素工作标准品 (CSE) × 1瓶

产品编号	产品名称	产品规格	标示灵敏度
543-10071	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F MULTI TEST KIT 200 test kit	200 tests	0.015 EU/mL

试剂盒组成

- PYROSTAR™ ES-F 鲎试剂 5.2 mL用 × 4瓶
- 内毒素工作标准品 (CSE) × 1瓶

- 储存条件: 2-10°C
- 溶解后的试剂 (多次型) 可于-15±5°C 保存14日以内 (溶解后的试剂仅能冻融一次)
- 溶解后的内毒素工作标准品可于 2-10°C保存1个月

*可提供其他灵敏度 (0.03, 0.06, 0.125, 0.25 EU/mL) 及大规格产品, 详情请咨询富士胶片和光。



内毒素检测系统

Toxinometer® ET-7000

- ◆ 支持三种检测方法: 凝胶法、浊度法、显色法
- ◆ 支持符合美国/欧洲/日本药典的验证试验
- ◆ 符合FDA 21 CFR Part11对电子签名和电子记录的要求

※ 产品图片仅供参考, 电脑厂家及型号请以实物为准

上述试剂仅供实验研究用, 不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako; <https://labchem-wako.fujifilm.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光 (广州) 贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

