

日本国内生产、稳定供应!!~酪蛋白~

盐谷多聚蛋白胨

盐谷MS株式会社提供用于微生物检测、日本药典检测、细胞培养用等调整培养基，以及蛋白胨、酵母提取物等培养材料。

盐谷多聚蛋白胨是牛奶酪蛋白(无BSE国家:新西兰产)经过酶分解后纯化、干燥所得的蛋白胨，符合日本药典标准。为保证稳定供应，均在日本进行生产。



特点

盐谷多聚蛋白胨的4个特点



日本药典第十八版修正


日本药典
测试标准品



优异的溶解性



稳定供应



日本国内生产

用途

- 适用于作为日本药典和生物制剂标准中收录的无菌测试用培养基的氮源。此外，还可用作卫生检验方法中饮用水和食品卫生检查指标的微生物测试用培养基。
- 色氨酸含量丰富，用于叫啉生成实验可获得良好的结果。
- 可用于酪蛋白酶水解蛋白胨所必须的Dubos & Middlebrook的结核菌培养基，以及其他各类微生物培养的培养基。

标准值

总氮	氨基酸态氮	灼烧残渣	干燥失重
≥11%	5~7%	≤10%	≤6%

产品列表

产品编号	产品名称	产品规格
399-02267	HIPOLYPEPTON SHIOTANI	15 kg
393-02265	盐谷多聚蛋白胨	500 g

■ 培养基列表

产品名称	盐谷多聚蛋白胨	多聚蛋白胨	多聚蛋白胨S	多聚蛋白胨N	多聚蛋白胨NS	高酪蛋白酸“DAIGO”	粉末酵母提取物D-3H	粉末酵母提取物FH	
种类	酪蛋白胨	酪蛋白胨	大豆蛋白胨	大豆蛋白胨	大豆蛋白胨	蛋白胨(酸分解物)	酵母提取物	酵母提取物	
编号 包装	393-02265 500 g	390-02116 500 g	398-02173 300 g	397-02121 300 g	393-02101 300 g	393-02145 500 g	398-02151 250 g	393-02167 10 kg	
	399-02267 15 kg	396-02118 11.3 kg	398-02178 10 kg	395-02127 10 kg	391-02107 10 kg	399-02147 10 kg	396-02157 10 kg	—	
原材料	牛奶酪蛋白(NZ产)	牛奶酪蛋白(NZ产)	脱脂大豆	大豆纯化物	脱脂大豆	牛奶酪蛋白	酵母	酵母	
消化酶	动物来源酶	动物来源酶	动物/植物来源酶	微生物来源酶	微生物来源酶	酸分解物	—	—	
用途和选择	<ul style="list-style-type: none"> 符合日本药典 新西兰产牛奶酪蛋白 在日本工厂进行酶降解并制成成品 适用于发酵工业、疫苗生产和微生物的大规模培养 	<ul style="list-style-type: none"> 新西兰产牛奶酪蛋白 在美国工厂进行酶降解并制成成品 适用于发酵工业、疫苗生产和微生物的大规模培养 	<ul style="list-style-type: none"> 可用于补充多聚蛋白胨的性能 适用于培养难以生长的菌类 	<ul style="list-style-type: none"> 不使用动物来源原料,具有与盐谷多聚蛋白胨相同的性能 	<ul style="list-style-type: none"> 在获得清真认证的工厂生产 不使用动物来源原料,具有与多聚蛋白胨S相同的性能 	<ul style="list-style-type: none"> 蛋白几乎完全分解为氨基酸 可用作基础领域或维生素定量培养基的纯氮源 可用作不宜使用酶消化蛋白胨的培养基的营养源 	<ul style="list-style-type: none"> 采用自研的自溶方法提取水溶性成分 淡褐色粉末,含有维生素、各种矿物质等 	<ul style="list-style-type: none"> 采用自研的自溶方法提取水溶性成分 淡褐色粉末,含有维生素、各种矿物质等 	
标准值	总氮	≥11%	≥11%	≥7%	≥12%	≥7%	≥7%	≥10%	≥10%
	氨基酸态氮	5~7%	5~7%	3~5%	5~7%	3~5%	54~83%	≥5%	—
	灼烧残渣	≤10%	≤10%	≤23%	≤15%	≤23%	≤52%	≤15%	≤6%
	干燥失重	≤6%	≤6%	≤6%	≤6%	≤9%	≤8%	≤8%	≤6%
	氯化物	—	—	—	—	—	28~40%	—	—
	pH	—	—	—	—	—	6~7	—	5~6

上述试剂仅供实验研究用,不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako: <https://labchem-wako.fujifilm.com/> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002、3003、3011室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

